



e-motion[®] M25

NOVIDADE



Dispositivo elétrico para
cadeiras de rodas manuais



Alber e-motion M25

Uma cadeira de rodas manual torna possível movimentar-se e participar nas atividades diárias. Para grande parte dos utilizadores de cadeira de rodas é muitas vezes impossível conseguir o acesso a todos os locais - mesmo com a força física necessária. Passeios, declives e subidas são alguns obstáculos muitas vezes impossíveis de ultrapassar. O novo assistente elétrico **Alber e-motion M25** permite que os utilizadores de cadeira de rodas mantenham e até aumentem o seu nível de mobilidade, ao mesmo tempo que proporciona uma variedade de benefícios terapêuticos.



Aumentar a liberdade

Ao aplicar um pouco de força nos aros motores, vai fazer com que os eletromotores ajudem na propulsão da cadeira de rodas. O **Alber e-motion M25** torna-se extremamente eficaz, em particular quando utilizado em subidas ou grandes distâncias. Graças ao **e-motion M25** a cadeira de rodas pode ser também travada com pouco esforço. As baterias de íões de lítio permitem o máximo de autonomia e conseqüente independência para o utilizador.

A sensibilidade dos sensores pode ser ajustada para a roda esquerda ou direita de forma independente. Com a app Mobilidade, o utilizador conecta-se às rodas do **e-motion M25** e seleciona um dos quatro perfis de condução. Características únicas como controlo de condução automática ou programação da inibição de recuar tornam ainda mais confortável a condução da cadeira com o **e-motion M25**.



Benefícios terapêuticos

A maioria dos utilizadores sentem dores nos braços com evolução degenerativa após uma utilização prolongada da cadeira de rodas manual. O **e-motion M25** ajuda a prevenir essas complicações ao reduzir a tensão nos músculos e articulações.

Portátil e versátil

Graças ao seu mecanismo de extração rápida, o **e-motion M25** pode ser desmontado em segundos. Com 7.8kg por roda, é um dos dispositivos mais leves disponíveis.

O **e-motion M25** pode ser montado em praticamente todas as cadeiras de rodas manuais, basta aplicar uns pequenos suportes na cadeira de forma a montá-lo. As rodas existentes podem ser trocadas pela roda do **e-motion M25** para permitir o completo uso da cadeira de rodas.

Características e opções



e-motion pronto a ser transportado

Os componentes leves e compactos são fáceis de transportar.



Aro-motor

O uso do aro motor ativa os motores e a sua sensibilidade tem 7 graus de ajuste.



Baterias

A última tecnologia de íões de lítio proporciona excelente autonomia e durabilidade. O botão on/off serve também como entrada para o carregador e tem uma conexão magnética.



Rodas

Fácil de desencaixar da cadeira de rodas. Disponível em 22", 24" e 26".



Carregador

Carregador automático com luz indicadora e adaptação automática à tensão de rede



Sistema de Controlo Ergonómico (ECS)

Indica o estado das baterias e permite ligar e desligar o **e-motion M25** a partir da posição de sentado. Proporciona dois níveis de assistência e programa a função de inibição de recuar.



Kit anti-volteio

Com função elevatória para fácil remoção das rodas. Ajustável em altura, ângulo e comprimento.



Suporte para comando ECS

Com mecanismo de bloqueio magnético.



Opções de aros motores

Estão disponíveis vários tipos de aros motores que proporcionam uma aderência perfeita (aço inoxidável, revestimento de borracha, Curve L e os Quadro, ideais para tetraplégicos)



Opções de pneus

Estão disponíveis várias opções de pneus para o **e-motion M25** (Rightrun 1", Marathon Plus 1" e ProSpeed 1").

e-motion M25 App Mobility Plus

Graças à última tecnologia Bluetooth, o **e-motion M25** pode ser conectado a todos os smartphones comuns. Isto permite uma vasta gama de funções adicionais e possibilidades que podem expandir significativamente os benefícios e espectros de aplicação do **e-motion M25**.

As funções da app mobilidade estão divididas em três áreas de acesso diferentes:

- Secção profissional para profissionais de saúde e revendedores (gratuito)
- Parâmetros de condução do e-motion podem ser definidos para cada utilizador com o uso de um PIN específico.

Secção de cliente (gratuito)

- Seleção de quatro perfis de condução pré-definidos
- Exibição do estado da bateria, velocidade e quilómetros percorridos
- Descarga automática das baterias para armazenamento ou viagens aéreas
- Mensagens de erro com dicas e soluções

Pack Mobility Plus (opcional)

O Pack Mobility Plus ativa uma vasta gama de funcionalidades adicionais na app mobilidade para obter ainda mais benefícios do **e-motion M25**.



| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | |
| Velocidade aumente a velocidade máx. de 6 km/h para 8.5 km/h | Comando Controlo remoto da cadeira desocupada | Contador Conta o número de propulsões durante a viagem | ECS Proporciona todas as funções do comando ECS | Cruise Mantem a velocidade constante com uma simples propulsão | |

Características técnicas

| | Velocidade | Autonomia | Capacidade do motor | Peso total | Peso max. utilizador |
|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| e-motion M25 | max. 6 km/h Opcional 8,5 km/ com Pack Mobility Plus | 25 km (de acordo com ISO 7176) | 2 x 80 W | 15,6 kg (cada roda: 7,8 kg) | 150 kg |

