

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de setembro de 2017, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>4</sup>**  
NG



**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo, altura regulável e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1.1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras 24x1.3/8" pneumáticas com jante em nylon e aro motor em alumínio com eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) e versão hemiplégica (Código ISO 12 22 09). Peso máximo do utilizador: 125 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**                      **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CEB0000	<b>Action4 NG</b>	◆
<b>ESPECIAL</b>		
N	Configuração standard	◆
CKBSPEC	Especial	
<b>MODELO-BASE</b>		
CKB0026	Modelo-base Action4 NG	660,00
<b>PROPULSÃO</b>		
CKB0100	Auto-propulsão (NC: 1000, 1010, 1040)	◆
CKB0110	Versão trânsito (NC: 0240, 0250, 0901, 0920, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0993, 0994, 0995, 0996, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1220)	
CKB0113	Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extração rápida (NC: 0240, 0250, 0940, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0993, 0994, 0995, 0996, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1055, 1060, 1110, 1130, 1240 )	400,00
CKB0114	Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extração rápida (NC: 0240, 0250, 0940, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0993, 0994, 0995, 0996, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1055, 1060, 1110, 1130, 1240 )	400,00
CKB0115	Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0195, 0240, 0250, 0310, 0520, 0530, 0533, 0536, 0555, 0901, 0940, 0951, 0960, 0970, 0993, 0994, 0995, 0996, 0980, 0990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1130, 1220)	450,00
CKB0116	Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0195, 0240, 0250, 0310, 0520, 0530, 0533, 0536, 0580, 0590, 0593, 0596, 0615, 0901, 0940, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 0993, 0994, 0995, 0996, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1130, 1220)	450,00
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA ASSENTO</b>		
CKB0120	Largura assento 38 cm (NC: 0201)	○
CKB0130	Largura assento 40,5 cm (NC: 0201)	○
CKB0140	Largura assento 43 cm	◆
CKB0150	Largura assento 45,5 cm	○
CKB0160	Largura assento 48 cm	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CKB0180	Profundidade assento 40 cm	○
CKB0190	Profundidade assento 45 cm	○
CKB0195	Profundidade assento 50 cm (NC : 0280, 0295)	○
CKB0200	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm - (Forn.43 cm) (NC : 0270, 0280)	◆
CKB0201	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm (NC : 0270, 0280, 0295)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CKB0210	Altura assento 51 cm (NC : 0890, 0900, 0901, 0920, 0980, 0990, 0993)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
CKB0220	Altura assento 48,5 cm (NC : 0920)		○
CKB0230	Altura assento 46 cm (NC : 0920)		○
CKB0240	Altura assento 43,5 cm (NC : 0840, 0850, 0860, 0870, 0920,1000, 1010)		○
CKB0250	Altura assento 41 cm (NC : 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 1000, 1130, 1196, 1245, 1246)		○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>			
CKB0270	Sem estofado de assento		○
CKB0280	Sem tiras de velcro		○
CKB0290	Com tiras de velcro		◆
CKB0295	Estofado almofadado em nylon		○
<b>ENCOSTO</b>			
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		Rodas anti-volteio necessárias c/ 0320, 0330, 0333	
CKB0310	Fixo a 7° altura regulável 38 a 46 cm (forn. 38 cm) - punhos reguláveis (NC: 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241)		120,00
CKB0311	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (fornecido 43 cm) - punhos fixos (NC: 0367, 0782)		◆
CKB0312	Fixo a 7° 51 cm - altura punhos fixos (NC: 0367)		○
CKB0317	Fixo a 7°, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 35cm com punhos curtos fixos (NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0539, 0540, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1130, 1241)		100,00
CKB0318	Fixo a 7°, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 42,5cm com punhos longos fixos (NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0539, 0540, 0599, 0600, 0716, 0717, 071)		100,00
CKB0320	Reclinável de 0/30° cremalheira (incl. esticador, pos. amputado), 39/41/43 cm (forn. 43 cm), punhos fixos (NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)		○
CKB0330	Reclinável de 0/30° cremalheira (incl. esticador, pos. amputado), 47/49/51 cm (forn. 51 cm), punhos fixos (NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)		○
CKB0333	Reclinável de 0/30° pneumática (incl. esticador, pos. amputado), 40/42/44 cm (forn. 44 cm), punhos fixos (NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)		200,00
CKB0341	Costas dobráveis 2 alturas 40/43 cm (fornecido 43 cm). Punhos fixos (NC: 0367, 0782)		50,00
CKB0342	Costas dobráveis altura 51 cm . Punhos fixos (NC: 0367, 0375, 0782 )		50,00
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>			
CKB0350	Sem estofado		○
CKB0364	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar (1 faixa) e Bolsa de Encosto		◆
CKB0365	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG		○
CKB0367	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) bi-material c/ bolsa de encosto		○
CKB0369	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0780, 0782)		50,00
CKB0375	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0780, 0782)		50,00
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>			
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>			
CKB0390	Fixo 80° giratório		◆
CKB0400	Elevatórios 0° a 80°, giratórios (inclui almofada de perna) (NC: 0491, 0760, 0771)		110,00
CKB0420	Apoio de pernas amputados (NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)		140,00
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>			
CKB0440	Fixo 80° giratório		◆
CKB0450	Elevatórios 0° a 80°, giratórios (inclui almofada de perna) (NC: 0491, 0760, 0771)		110,00
CKB0470	Apoio de pernas amputados (NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771)		140,00
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>			
CKB0480	Patim rebatível		◆
CKB0490	Regulável em ângulo e profundidade		40,00
CKB0491	Patim único rebatível - ajustável em ângulo e profundidade (NC: 0500, 0510, 0770, 0771)		150,00
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>			
CKB0500	Patim rebatível		◆
CKB0510	Regulável em ângulo e profundidade		40,00
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>			
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)</b>			
CKB0520	Destacável (Nº1) - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 1270, 1271)		○
CKB0530	Destacável (Nº1) - braço longo ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 0593, 0596, 0597, 0598)		○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
CKB0533	Destacável dtº „CONFORT“ (Nº4); secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0580, 0590, 0596, 0597, 0598, 1270, 1271)	50,00
CKB0536	Destacável dtº „CONFORT“ (Nº4); braço longo; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0580, 0590, 0593, 0597, 0598, 1271)	50,00
CKB0537	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0598, 1055, 1270, 1271)	◆
CKB0538	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597,1055)	○
CKB0539	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0600, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0540	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 1055, 1271)	○
CKB0555	Destacável (Nº5) almofadado hemi dartex multiposições	(NC: 1270, 1271)	120,00
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>			
CKB0580	Destacável (Nº1) - secretária, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270, 1272)	○
CKB0590	Destacável (Nº1)- braço longo, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade		○
CKB0593	Destacável „CONFORT“; (Nº4) ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270, 1272)	50,00
CKB0596	Destacável „CONFORT“; (Nº4) ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1272)	50,00
CKB0597	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm	(NC: 1055, 1270, 1272)	◆
CKB0598	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm	(NC: 1055)	○
CKB0599	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm	(NC: 1055, 1270, 1272)	○
CKB0600	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm	(NC: 1055, 1272)	○
CKB0615	Destacável (Nº5) almofadado hemi dartex multiposições	(NC: 1270, 1272)	120,00
<b>OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO</b>			
CKB0640	Sem opções de assento	(NC:0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0771, 0780, 0782)	○
CKB0716	Apoio de cabeça/ pescoço Dartex (inclui esticador)	(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	100,00
CKB0717	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)	(NC : 0718, 0780, 0782)	170,00
CKB0718	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	(NC : 0780)	210,00
CKB0760	Cinto de pernas ajustável		15,00
CKB0770	Tube do patim mais longo UL= 450-530mm	(NC: 0771)	50,00
CKB0771	Tube do patim mais curto UL= 230-430mm		50,00
CKB0780	Esticador	(NC: 0782)	55,00
CKB0782	Esticador dobrável		80,00
<b>CORES</b>			
CKB0801	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)		◆
CKB0806	Verde elétrico		○
CKB0804	Branco Pérola		○
CKB0807	Preto mate		○
CKB0808	Azul pop		○
CKB0809	Púrpura		○
CKB0811	Vermelho mate		○
CKB0820	Antracite		○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>			
CKB0840	8" X 1.1/4" pneumáticas		○
CKB0850	8" X 1.1/4" pneu preto maciço		◆
CKB0860	8" X 2" pneumáticas		○
CKB0870	8" X 2" pneu preto maciço		○
CKB0890	6" X 1.1/4" pneu preto maciço		○
CKB0900	6" X 1.1/4" semi-duras		○
CKB0901	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras	(NC: 1000, 1010)	○
CKB0920	5" maciço	(NC: 1000, 1010)	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			
<b>TIPO DE RODAS TRASEIRAS</b>			
CKB0930	24" x 1.3/8" pneumáticas jante enraçada		○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB0940	24" x 1,3/8" pneumáticas jante nylon (NC: 1110, 1130)	◆
CKB0950	24" x 1,3/8" maciço jante enraçada	○
CKB0951	24" x 1,3/8" pneu preto maciço jante enraçada (NC: 1111)	
CKB0960	24" x 1,3/8" maciço jante nylon (NC: 1110, 1130)	○
CKB0970	24" x 1" pneumáticas jante enraçada (NC: 1130)	○
CKB0980	22" x 1,3/8" pneumáticas jante enraçada (NC: 1110)	○
CKB0990	22" x 1,3/8" maciço jante enraçada (NC: 1110)	○
CKB0993	22" X 1" leve pneumática jante enraçada (NC: 1075, 1090, 1100, 1130)	160,00
CKB0994	24" x 1" leve pneumática jante enraçada (NC: 1075, 1090, 1100, 1130)	160,00
CKB0995	24" x 1" leve pneumática Marathon Plus jante enraçada (NC: 1075, 1090, 1100, 1130)	250,00
CKB0996	24" x 1" leve maciça jante enraçada (NC: 1075, 1090, 1100, 1130)	160,00
CKB1000	12" x 2" pneumáticas jante nylon (NC: 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1220)	○
CKB1010	12" x 2" maciço jante nylon (NC: 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1220)	○
<b>TIPO ARO-MOTOR</b>		
CKB1020	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
CKB1030	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta (NC: 1130, 1140)	50,00
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKB1040	Eixo fixo	○
CKB1050	Eixo de extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKB1055	Posição Activa - eixo 52,5mm à frente do tubo do enc. (NC: 1130, 1252)	85,00
CKB1060	Posição standard - eixo 35mm à frente do tubo do encosto (NC: 1252)	◆
CKB1070	Posição passiva - eixo 35mm atrás do tubo do encosto (NC: 1175)	○
CKB1075	Posição bi-amputado - eixo 52,5mm atrás do tubo do encosto (NC : 1130)	85,00
<b>BOMBA DE AR</b>		
CKB1080	Sem bomba de ar	○
CKB1090	Bomba de ar e suporte	◆
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
CKB1100	Sem opções de chassis (NC: 1101, 1110)	◆
CKB1101	Extensão das rodas frontais (50 mm para o exterior - maior espaço p/ os pés)	80,00
CKB1110	Par protectores de raios 24" (pretos)	100,00
CKB1111	Par protectores de raios 22" (transparentes)	100,00
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
CKB1120	Travão standard de empurrar	◆
CKB1130	Travão de acompanhante (inclui travão standard de empurrar)	220,00
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CKB1170	Sem opções de segurança (NC: 1175, 1190, 1200, 1220, 1221, 1191, 1192, 1193, 1194)	◆
CKB1175	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC: 1070, 1190, 1193, 1194)	45,00
CKB1190	Cinto de segurança com fivela (NC: 1191, 1192, 1193, 1194)	20,00
CKB1191	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M (NC: 1192, 1193, 1194)	120,00
CKB1192	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam L (NC: 1193, 1194)	120,00
CKB1193	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho M (NC: 1194)	140,00
CKB1194	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho L	140,00
<b>Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
CKB1196	Rodas anti-volteio (par) (NC: 1200, 1245, 1246)	50,00
CKB1200	Rodas anti-volteio com ponteiras (par) (NC: 1245, 1246)	75,00
CKB1220	Extensão da alavanca do travão	25,00
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>		
CKB1230	Sem opções para o acompanhante (NC: 1252, 1270, 1271, 1272, 1273)	◆
CKB1240	Suporte de bengalas / canadianas	25,00
CKB1241	Suporte de soro (apenas c/ opção 0780 - esticador)	40,00
CKB1245	Ponteira dta.	40,00
CKB1246	Ponteira esq.	40,00
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CKB1250	Sem acessórios (NC: 1270)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB1252	Suporte para garrafa de oxigénio (dta. apenas) Rodas anti-volteio recomendadas	60,00
CKB1270	Mesa acrílica (NC: 1271, 1272, 1273)	110,00
CKB1271	Meio tabuleiro, rebatível, dta. (NC: 1272)	100,00
CKB1272	Meio tabuleiro, rebatível, esq.	100,00
CKB1273	Almofada conforto para meio tabuleiro (com CKB1271 ou CKB1272 apenas)	80,00

**PREÇO TOTAL****GUIA APOIOS DE BRAÇOS**

(Nº1)



0520 / 0580

(Nº 2)



0537 / 0597

(Nº3)



0539 / 0599

(Nº4)



0533 / 0593

(Nº5)



0555 / 0615