

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®


P.R.P.

Válido a partir de setembro de 2017, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare[®] Action³_{NG} Light **CE**

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados altura 35cm com ajuste até 40cm, tela de assento profundidade de assento 40cm em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado bi-material preto e cinza com apoio lombar (inclui bolsa traseira), protetores de roupa com rebordo destacáveis; apoios de pernas individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, rodas traseiras 24x1" Marathon Plus com jante enraçada preta com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade, rodas dianteiras de 6" pneu preto maciço.
 Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CES0000	Action³_{NG} Light	◆ € 675,00
ESPECIAL		
N	Configuração Standard	◆ ◆
CESSPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CES0026	Modelo-base Action³_{NG}	◆
PROPULSÃO		
CES0100	Auto-propulsão	◆ ◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CES0180	Largura assento 38 cm	○
CES0190	Largura assento 40,5 cm	○
CES0200	Largura assento 43 cm	◆ ◆
CES0210	Largura assento 45,5 cm	○
CES0220	Largura assento 48 cm	○
CES0230	Largura assento 50,5 cm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CES0240	Profundidade assento 40 cm	◆ ◆
CES0250	Profundidade assento 45 cm	○
CES0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	(NC : 0320, 0330, 0350) € 50,00
ALTURA DO ASSENTO		
CES0270	Altura assento 48,5 cm	(NC: 0511, 0561, 1051) ◆ ◆
CES0280	Altura assento 46 cm	○
CES0290	Altura assento 43,5 cm	○
CES0300	Altura assento 41 cm	(NC: 0935, 1052, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441) ○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CES0320	Sem estofado de assento	○
CES0330	Sem tiras de velcro	○
CES0340	Com tiras de velcro	◆ ◆
CES0350	Estofado almofadado em nylon	○
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		
CES0410	Fixo a 7º 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	punhos fixos (NC: 0477, 0945) ○
CES0420	Fixo a 7º 51 cm altura	punhos fixos (NC: 0477) ○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
CES0428	Ativo fixo a 7º 35cm altura ajust até 40cm	punhos fixos e curtos	(NC: 0477, 0481, 0905, 0906, 0907, 1280, 1451)	◆ ◆
CES0431	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos curtos fixos		(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0738, 090, 0906, 0907, 0940, 1280, 1451)	€ 100,00
CES0432	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos longos fixos		(NC: 465, 0747, 0475, 0479, 0481, 0738)	€ 100,00
CES0455	Costas dobráveis	43 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0945)	○
CES0460	Costas dobráveis	51 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0481,0945)	○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO				
CES0465	Sem estofo			○
CES0475	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			○
CES0474	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto			◆ ◆
CES0477	Almofadado, reg em tensão (3+1 faixas) inclui bolsa de encosto			○
CES0479	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)		(NC: 0945)	○
CES0481	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0945)			○
APOIO PERNAS / PÉS				
APOIO DE PERNAS DIREITO				
CES0510	Apoio de perna a 80º giratório			◆ ◆
CES0511	Apoio de perna a 90º giratório	cor preta apenas	(NC:0600, 0936, 1049, 1050, 1052)	○
APOIO DE PERNAS ESQUERDO				
CES0560	Apoio de perna a 80º giratório			◆ ◆
CES0561	Apoio de perna a 90º giratório	cor preta apenas	(NC: 0620, 0936, 1049, 1050, 1052)	○
APOIO PÉS DIREITO				
CES0600	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras		◆ ◆
CES0610	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		40,00
APOIO PÉS ESQUERDO				
CES0620	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras		◆ ◆
CES0630	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		40,00
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (EM PRETO)		(VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)		
CES0640	Destacável direito (Nº1) - secretária	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839)	○
CES0650	Destacável direito (Nº1) - braço longo	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839)	○
CES0660	Rebatível e destacavel (Nº2) - secretária	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750,0838, 0839)	○
CES0738	Protetor de roupa com rebordo destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 0740, 0750, 0839, 1100, 1110, 1116, 1200, 1201)	◆ ◆
CES0739	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 0740, 0750, 0838, 1100, 1110, 1116, 1200, 1201, 1345, 1430)	€ 85,00
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (EM PRETO)				
CES0740	Destacável esquerdo (Nº1) - secretária	altura regulável 20-23-26-28 cm		○
CES0750	Destacável esquerdo (Nº1) - braço longo	altura regulável 20-23-26-28 cm		○
CES0760	Rebatível e destacavel (Nº2) - secretária	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750,0838, 0839)	○
CES0838	Protetor de roupa com rebordo destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 1100, 1110, 1116)	◆ ◆
CES0839	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 1100, 1110, 1200, 1201, 1116, 1345, 1365, 1430)	€ 85,00
OPÇÕES DE ASSENTO				
CES0940	Esticador		(NC: 0945)	€ 50,00
CES0945	Esticador dobrável		(NC: 1451)	€ 80,00
CORES				
CES0961	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			◆ ◆
CES0964	Branco Pérola			○
CES0965	Verde elétrico			○
CES0966	Preto mate			○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CES0967	Azul pop	○
CES0968	Púrpura	○
CES0969	Vermelho mate	○
CES0980	Antracite	○
SUPORTE DA FORQUETA		
CES0996	Leve	◆ ◆
RODAS DIANTEIRAS		
CES1049	6" X 1.1/4" Semi-maciço	○
CES1050	6" X 1.1/4" pneu preto maciço	◆ ◆
CES1051	5" X 1.1/4" maciço (NC: 1060, 1070, 1080, 1090)	○
CES1052	5" X 1.1/2" semi- maciço	○
RODAS TRASEIRAS		
RODAS TRASEIRAS		
CES1060	24" x 1.3/8" pneumáticas jante enraçada (NC: 1261)	○
CES1070	24" x 1.3/8" pneumáticas jante nylon (NC: 1260, 1261, 1280)	€ 20,00
CES1080	24" x 1.3/8" maciço jante enraçada (NC: 1261)	○
CES1081	24" x 1.3/8" pneu maciço preto jante enraçada (NC: 1261)	○
CES1090	24" x 1.3/8" maciço jante nylon (NC: 1260, 1261, 1280)	€ 20,00
CES1100	22" x 1.3/8" pneumáticas jante enraçada (NC: 1260)	○
CES1110	22" x 1.3/8" maciço jante enraçada (NC: 1260)	○
CES1116	20" x 1.3/8" maciço jante enraçada (NC: 1170, 1260, 1280)	○
CES1119	24"x1" Marathon Plus jante enraçada (NC: 1201, 1230, 1261, 1280)	◆ ◆
CES1114	24"x1" pneu preto maciço jante enraçada (NC: 1201, 1261, 1280)	○
TIPO ARO-MOTOR		
CES1140	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆ ◆
CES1150	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta	€ 50,00
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
CES1170	Eixo fixo (NC: 1185, 1365)	○
CES1180	Eixo de extracção rápida	◆ ◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO		
CES1185	Posição ativa eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	○
CES1190	Posição standard eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆ ◆
CES1200	Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	○
CES1201	Posição bi-amputado extensão eixo 60 mm regulável até 85 mm (NC: 1280,1365)	€ 85,00
BOMBA DE AR		
CES1220	Sem bomba de ar	○
CES1230	Bomba de ar e suporte	○
CES1235	Bomba de ar alta pressão	◆ ◆
OPÇÕES DE CHASSIS		
CES1240	Sem opções de chassis (NC : 1260, 1261)	○
CES1260	Par protectores de raios 24" (preto) (NC: 1261)	€ 100,00
CES1261	Par protectores de raios 22" e 20" (transparente)	€ 100,00
TIPO DE TRAVÕES		
CES1270	Travão standard de empurrar	◆ ◆
CES1280	Travão de acompanhante (inclui travão standard de empurrar)	€ 220,00
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CES1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,1365, 1370, 1375, 1390)	◆ ◆
CES1345	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC: 1360, 1363, 1364)	€ 45,00
CES1360	Cinto pélvico (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	€ 20,00
CES1361	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M (NC: 1362, 1363, 1364)	€ 120,00
CES1362	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam L (NC: 1363, 1364)	€ 120,00
CES1363	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M (NC: 1364)	€ 140,00
CES1364	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L	€ 140,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
	Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT	
CES1365	Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras	€ 40,00
CES1370	Par rodas anti-volteio (NC: 1375, 1440, 1441)	€ 50,00
CES1375	Par rodas anti-volteio com ponteiras (NC : 1440, 1441)	€ 75,00
CES1390	Extensão da alavanca do travão	€ 25,00
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE		
CES1420	Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CES1430	Suporte de bengalas / canadianas	€ 25,00
CES1440	Ponteira traseira direita	€ 20,00
CES1441	Ponteira traseira esquerda	€ 20,00
CES1451	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	€ 40,00

PREÇO TOTAL

(Nº1)



0640

(Nº2)



0660



0739+0839



0738/0838