

Flo-tech[®] Image



Almofada anatómica de perfil
baixo com secção de fluído



Yes, you can.

A almofada *Invacare Flo-tech Image* de espuma de elevada densidade (70kg/m³) incorpora uma secção de fluido que suporta a zona do sacro, oferecendo uma maior distribuição das pressões e permitindo uma imersão das zonas mais vulneráveis (tuberosidades isquiáticas). O formato proporciona um elevado grau de proteção para os utilizadores com elevado risco de aparecimento de escaras. Adequada para utilização em cadeiras tradicionais e cadeiras de rodas.

Características e Opções



Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, bi-elástica, impermeável a líquidos e permeável a vapor. A base é anti-deslizante. Incorpora uma pega.



Disponível em 23 tamanhos

23 tamanhos disponíveis para entrega num prazo de 24 horas. (ver tabela em anexo)



Opção de Compensador

Opção de compensador de flacidez para acomodar a flacidez em assentos de cadeira de rodas e garantir que a almofada esteja corretamente apresentada.



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para protecção antimicrobiana e anti-odor.

Tratamento antimicrobiano adicionado em toda a espuma **Flo-tech** para ajudar a torná-la resistente ao crescimento de bactérias causadoras de odores. Ajuda a proporcionar frescor por mais tempo.

Utilizadores Ativos

Alguns utilizadores preferem uma almofada de perfil baixo porque consideram ser mais compatível com as suas atividades de vida diária. A almofada *Invacare Flo-tech Image* combina as vantagens de uma espuma anatómica na parte superior com uma ampla secção de fluido na zona do sacro e tuberosidades isquiáticas, oferecendo um maior suporte e reduzindo significativamente os riscos de pressão.

Desenho Anatómico

Oferece maior estabilidade e suporte postural. A combinação entre o desenho dos canais de ventilação e o saco de fluido, contribui efetivamente para a redução das forças de deslizamento e fricção sobre os tecidos.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da *Invacare Portugal*.

Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso max. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem
Flo-tech Image Uma gama de 50 tamanhos	78 mm	1.82 kg	140 kg	80°

Fabricada segundo normas Europeias: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

1. Os limites máximos de peso do usuário são definidos assumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade adequadas para o(s) usuário(s) pretendido(s).

Cores

Preto Suave	Tecido Preto Impermável	Preto Tecido	Azul Báltico

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®