

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup>**



**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta de alta resistência; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7° e 3 alturas disponíveis (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.

Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)

Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO BASE</b>		
CNB0000	Action <sup>3</sup> Júnior	
CNBSPEC	Especial	
CNB0025	Action <sup>3</sup> Júnior	738,13 €
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
CNB0100	Auto-propulsão (NC: 1110, 1170)	◆
CNB0110	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°) (NC: 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
CNB0180	30,5 cm largura Nota: Em combinação com Patim curto obriga a selecionar apoio de pé ajustável em ângulo (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890)	○
CNB0190	33 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
CNB0200	35,5 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CNB0240	30,5 cm profundidade	○
CNB0250	35 cm profundidade	○
CNB0252	Profundidade ajustável 30-35cm (fornecida a 33cm) (NC: 0340)	○
<b>ALTURA ASSENTO</b>		
CNB0260	46 cm altura	◆
CNB0270	43,5 cm altura	○
CNB0280	41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	
<b>TIPO DE ASSENTO</b>		
CNB0330	Tela de assento faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CNB0340	Tela de assento almofadada	54,08 €
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
CNB0362	Almofada de assento MSS (Essencial Junior)	119,23 €
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
CNB0380	Fixo 7° 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	◆
CNB0395	Reclinável (pneumático) 40 cm altura sem esticador 0 / 30° (NC: 1190, 1195)	170,34 €
CNB0400	Encosto dobrável 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (for. c/ 37 cm)	○
CNB0425	Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC 0490, 0492, 0495)	113,56 €
<b>TELA DO ENCOSTO</b>		
CNB0475	Tela ajustável em altura e largura (NC 0866, 0868)	◆



0480

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


Código	Descrição			P.R.P. €
CNB0480	Encosto regulável em tensão (NC 0866, 0868)			90,85 €
CNB0492	Encosto Matrx Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg	(NC 1345)	738,13 €
CNB0495	Encosto Matrx Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg	(NC 1345)	738,13 €
<b>APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS</b>				
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>				
CNB0505	Curto, a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0600, 0610)	56,78 €
CNB0510	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNB0513	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0520	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	124,92 €
CNB0530	Ajustável de 0°-80° dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	107,88 €
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>				
CNB0555	Curto, a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0620, 0630)	56,78 €
CNB0560	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0630)	○
CNB0561	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0562	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0630)	◆
CNB0563	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0570	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	124,92 €
CNB0580	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	107,88 €
<b>TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO</b>				
CNB0600	Rebatível (NC: 0875, 0886)			◆
CNB0605	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNB0610	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)			45,42 €
CNB0611	Patim único (NC: 0620, 0625, 0630, 0875)			170,34 €
<b>TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO</b>				
CNB0620	Rebatível (NC: 0875, 0886)			◆
CNB0625	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNB0630	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)			45,42 €
<b>APOIOS DE BRAÇOS</b>				
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>				
CNB0640	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	(NC: 0745, 0748, 0750, 0755)	◆
CNB0645	Destacável, de secretária c/ resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	(NC: 0740, 0748, 0750, 0755)	68,13 €
CNB0648	Destacável (N°1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm		(NC : 0740, 0745, 0748, 0746, 0750, 0755, 1470)	130,59 €
CNB0650	Protetor de roupa c/ rebordo		(NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1470, 1471, 1472)	45,42 €
CNB0655	Resguardo Junior		(NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1470, 1471, 1472)	34,07 €
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>				
CNB0740	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)		◆



Encosto Matrx Mini



0650 / 0640 / 0740 / 0750




0645 / 0745 / 0655 / 0755

Código	Descrição	P.R.P. €
CNB0745	Destacável, de secretária c/ resguardo ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) Junior	68,13 €
CNB0748	Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 1470)	130,59 €
CNB0750	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	45,42 €
CNB0755	Resguardo Junior (NC: 1470, 1471, 1472)	34,07 €
<b>OPÇÕES DE POSICIONAMENTO</b>		
CNB0860	Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável (NC: 0865, 0866)	136,27 €
CNB0865	Apoio de cabeça envolvente com suporte de bochechas (inclui esticador) (NC: 0866)	227,12 €
CNB0866	Apoio de cabeça Matrix Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, tam.150 x 90 mm) Apenas disponível com encostos Matrix, peso máx. utilizador 68 kg	352,03 €
CNB0868	Suportes laterais de tronco fixos Matrix Mini, par	170,34 €
CNB0880	Cinto de perna ajustável	◆
CNB0881	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	39,75 €
CNB0875	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S	181,69 €
CNB0886	Kit ajuste patins	227,12 €
CNB0890	Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebáteis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	340,67 €
<b>CORES CHASSIS</b>		
CNB0952	Branco pérola	○
CNB0953	Preto mate	○
CNB0954	Vermelho mate	○
CNB0955	Amarelo	○
CNB0956	Azul polar	◆
CNB0957	Rosa rebuçado	○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
CNB0999	5"x1" maciços pretos	◆
CNB1001	5"x1" com leds de cores maciças	45,42 €
CNB1007	5" x 1" 3/4 maciços pretos	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>TAMANHO DA RODA TRASEIRA</b>		
CNB1010	12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNB1020	20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNB1030	22" (NC: 1045, 1055, 1170)	◆
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>		
CNB1040	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆
CNB1045	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	113,56 €
CNB1050	Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante) 20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1270, 1275 )	249,83 €
CNB1055	Rodas Jante Nylon Composite	○
<b>TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA</b>		
CNB1120	Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNB1130	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
<b>AROS</b>		
CNB1140	Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNB1141	Aros anti-derrapante (preto)	85,17 €
<b>EIXO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
CNB1170	Eixo fixo	○
CNB1180	Eixo extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS</b>		
CNB1190	Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆



0860

0865



0881



Código	Descrição	P.R.P. €	
CNB1195	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○	
CNB1200	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○	
CNC1201	Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1280, 1375)	85,17 €	
<b>OPÇÕES CHASSIS</b>			
CNB1240	Sem opções de chassis (NC: 1250, 1251, 1252)	◆	
CNB1253	Protetor de raios transparente	113,56 €	
CNB1254	Protetores de raios Pixel, par	113,56 €	
CNB1255	Protetor de raios com flocos de neve, par	113,56 €	
CNB1256	Protetor de raios para colorir; par inclui um conjunto de pinceis	113,56 €	
<b>TRAVÕES</b>			
CNB1270	Travões de empurrar standard	◆	
CNB1275	travões de puxar	○	
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>			
CNB1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆	
CNB1345	Kit de Transporte (NC : 1360)	51,10 €	
CNB1362	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S	50,00	
CNB1364	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M	50,00	
<b>Para mais opções de Cintos de Posicionamento, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>			
CNB1370	Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	79,50 €	
CNB1375	Kit transferência (rodas 4") anti-barreiras	45,42 €	
CNB1380	Kit reflectores (rodas e chassis)	17,04 €	
CNB1390	Extensões da alavanca dos travões	17,04 €	
<b>OPÇÕES ACOMPANHANTE</b>			
CNB1420	Sem opções de acompanhante (NC:1426, 1430, 1440)	◆	
CNB1426	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	136,27 €	
CNB1430	Ponteira direita	22,71 €	
CNB1440	Ponteira esquerda	22,71 €	
<b>ACESSÓRIOS</b>			
CNB1460	Sem acessórios (NC:1470, 1471, 1472)	◆	
CNB1470	Mesa acrílica deslizante	113,56 €	
CNB1471	Mesa acrílica arredondada rebatível direita	187,37 €	
CNB1472	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	187,37 €	
<b>PREÇO TOTAL</b>			



1254



1255



1256



1345



1370



1375



1426



1470



1471 / 1472