

AQUATEC®

Elevador de banheira



O conforto e a
segurança no banho

INVACARE
Yes, you can.®

O elevador de banheira *Aquatec Orca* é uma solução que o permite desfrutar de um bom banho de imersão com toda a segurança.

Tem um comando ergonómico que integra uma bateria e que é muito fácil de utilizar.



Elevador de banheira para banhos na posição sentada com encosto e apoio de cabeça integrados reclináveis até 40°. Desmontável em duas partes, funciona com uma bateria, comando flutuante com bateria integrada impermeável e ergonómico com cabo em espiral. Ventosas auto removíveis. Capas amovíveis e laváveis na máquina a 60°. Concebido de maneira a ocupar o menos espaço possível na banheira. Assento e encosto em polipropileno.

Referências dos produtos

Orca com capa branca	1573864
Orca com capa Azul	1573875
Orca com abas no encosto com capa branca	1574062
Orca com abas no encosto com capa Azul	1573974

Características



Comando ergonómico

Incorpora uma bateria.
Botão Stop para bloqueio imediato das funções



Desmontagem e Montagem rápida

Dividido em 2 partes.
Facilidade de encaixe.
Leve para facilitar o transporte.



Base anti-deslizante para maior segurança mesmo que seja utilizado sem capa.



Conexão simples e segura do comando



Capa amovível e lavável à máquina a 60º





Motor de elevada qualidade

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Orca
Peso sem bateria (kg)	12,3
Peso máximo do paciente (kg)	150
Garantia (anos)	2




Acessórios



Separador de coxas

Previne escorregar do assento.



Apoio de cabeça

Apoio de cabeça regulável em altura.



Cintos de segurança

Posicionamento mais seguro.



Aquatec *Trans*

O **Trans** é utilizado sobre o assento de um elevador de banheira para uma transferência sem esforço. Ele assegura o movimento rotativo e deslizante para facilitar o momento da transferência. O disco do assento é extra largo e antiderrapante. Disponível em cinza claro e azul.

Referências

Trans azul	4.03.002
Trans cinza	4.03.008