

Lima H263 / H273



As cadeiras de banho /
sanitárias completas !





As cadeiras de banho/sanitárias Invacare **Lima** são a escolha perfeita se estiver à procura de uma cadeira totalmente equipada e compacta para poupança de espaço. Inúmeros acessórios fazem parte da configuração standard (cinto pélvico, aparadeira...), e o mecanismo de encarte é de fácil utilização o que facilita a arrumação em meio institucional e domiciliário. O chassis em alumínio, anti corrosivo, permite que ambas as cadeiras sirvam na perfeição os utilizadores que necessitam de assistência para a higiene pessoal diária.

Design compacto

Veja como é fácil dobrar uma cadeira de rodas de banho / sanitária ! A cadeira Invacare **Lima H263** ou **H273** fica pronta para arrumação ou transporte em poucos segundos, ocupando, desta forma, pouco espaço na casa de banho ou no local onde fica guardada.

Várias posições de assento

O assento almofadado das cadeiras Invacare **Lima H263** e/ou **H273**, com 4 posições possíveis, oferece máximo conforto ao utilizador e torna-se compatível com a maior parte das sanitas. Para múltiplas necessidades o assento poderá ser montado com o recorte higiénico virado para a frente, para trás ou para um dos lados.

Opções e Características



Opções de rodas

Poderá escolher entre a versão 4 rodízios de 5" (**Lima H263**) ou a versão com rodas auto propulsáveis 24" traseiras (e dois rodízios dianteiros) (**Lima H273**).



Recorte do assento

Um recorte no assento com 23 cm de largura e 37 cm de profundidade facilita a higiene íntima.



Tela de encosto maleável

Oferece conforto otimizado ao utilizador.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Altura de assento	Largura de assento	Largura total	Profundidade total	Altura total	Largura total encartada	Peso total	Peso max. utilizador
H263	580 mm	470 mm	570 mm	1045 mm	1000 mm	210 mm	14 kg	135 kg
H273	580 mm	470 mm	680 mm	1115 mm	1000 mm	300 mm	18,5 kg	135 kg

Cor

Branco

Azul

