

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia 45°**CE**

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido preto PU TR26 e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno; apoios de pernas destacáveis e rebatíveis, ajustáveis em ângulo com apoio de pés ajustáveis em ângulo e profundidade, apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 24" com eixo de extração rápido com aro motor de alumínio (opção de 16" com eixo fixo e travões de acompanhamento), várias opções de posicionamento para tronco e apoio de cabeça; rodas anti-volteio integradas, kit de transporte com certificação ISO. Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15) Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXA0015	Rea DAHLIA 45°		2.027,01 €
BXA8000	Especial		
PROPULSÃO			
BXA0020	Versão trânsito OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXA1546 (+ 249.83€)	NC: 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687	☐
BXA0035	☒ Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, 0430, 1505,	☒
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO			
LARGURA ASSENTO			
BXA0050	39 cm (chassis pequeno)		☐
BXA0060	☒ 44 cm (chassis médio)		☒
BXA0070	49 cm (chassis comprido)		☐
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE)			atenção: tem impacto quando seleciona mesa
BXA0080	Mais 5 cm		☐
BXA0090	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	NC: 1685, 1687	☐
BXA0100	☒ Sem PRÉ-AJUSTE	NC: 0420, 0430	☒
PROFUNDIDADE ASSENTO			
BXA0110	☒ Reg. 43-50 cm		☒
ALTURA ASSENTO			ver Tabela 1 no final deste documento
BXA0120	35 cm (rodas traseiras 20" ou 16")	NC: 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1465, 1525, 1535	☐
BXA0130	38 cm (rodas traseiras 22", 20" ou 16")	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1535	☐
BXA0140	40 cm (rodas traseiras 20")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535	☐
BXA0150	43 cm (rodas traseiras 20" ou 22")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1535	☐
BXA0160	☒ 45 cm (rodas traseiras 24" ou 22")	NC : 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1515	☒
BXA0170	48 cm (rodas traseiras 24" ou 16")	NC : 1395, 1400, 1515, 1525	☐
BXA0180	50 cm (rodas traseiras 16")	NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687	☐
BASCULAÇÃO DO ASSENTO			
BXA0200	Basculação de Assento 45°		☒
BXA0190	Basculação de Assento 30°		☐
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO			
BXA0207	☒ 30° reclinção de Encosto		☒



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ASSENTO		
BXA0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO		
BXA0230	◆ Flosshape	◆
BXA0240	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG NC : 0290, 0300, 0305	157,59 €
BXA0243	Matrx Libra	440,15 €
BXA0246	Flo-Tech Solution Xtra	579,15 €
BXA0260	Vicair Adjuster 10cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	591,60 €
BXA0270	Vicair Vector 10 cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	642,60 €
BXA0280	Sem Almofada de assento NC : 0290, 0300, 0305	○
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO		
BXA0290	Preto veludo TR35	○
BXA0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0305	Capa Spacer TR36	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
BXA0320	Retos (para aplicar encostos Flex3)	◆
TIPO DE ENCOSTO		
BXA0390	◆ Flex3, placa de encosto rígida, ajust. em largura NC : 0450, 0515, 1225	◆
BXA0400	Flex3, tela de encosto regulável em tensão NC : 0430	○
AJUSTES DA LARGURA DO ENCOSTO FLEX3		
BXA0420	Encosto com + 5 cm	○
BXA0430	Encosto com + 10 cm NC: 1685, 1687	○
BXA0440	◆ Sem ajuste em largura	◆
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
BXA0450	Lona Almofadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXA0460	◆ Almofada LAGUNA, contorno lateral ligeiro NC: 1225	◆
BXA0470	Almofada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) NC: 0535, 1225	173,75 €
BXA0480	Almofada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular NC: 1225	173,75 €
BXA0484	Vicair Multifunctional (NC : 0520, 0530, 0535)	765,00 €
BXA0486	Vicair Flex, inclui contorno lateral (NC : 0520, 0530, 0535)	765,00 €
TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO		
BXA0520	Preto veludo TR35	○
BXA0530	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0535	Capa Spacer TR36	○
PUNHOS DE EMPURRAR		
BXA0540	Barra de empurrar ajustável em ângulo	173,75 €
BXA0550	Individuais, ajustáveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXA0560	◆ Conectados (sem hardware para apoio de cabeça)	◆
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO		
BXA0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆
BXA0595	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando com fio (NC : 0600, 0630, 1860)	752,89 €
BXA0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS		
APOIO DE PÉS CENTRAL		
BXA0630	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clínico NC: 0650, 0655, 0660, 0670, 0680, 0690, 0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0770, 1000, 1270, 1280, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313,	463,31 €



0390

0400




0460



0480




0470



0450




0540




0630

Código	Descrição	P.R.P. €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS		
BXA0640	Posição baixa, standard	○
BXA0650	Posição alta para patins com tubo longo	◆
BXA0655	Posição para apoio de pernas a 90° NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
BXA0660	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290	◆
BXA0670	Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	○
BXA0680	Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq. NC: 0780, 0800, 0810, 1270, 1465, 1470, 1475	○
BXA0690	Apoio esq. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	150,58 €
APOIO DE PERNA DIREITO		
BXA0710	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290	◆
BXA0720	Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	○
BXA0730	Patim fixo a 90 °, rebat. p/ interior e exterior - alu 2003, dir. NC: 0820, 0840, 0850, 1270, 1465, 1475	○
BXA0740	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	150,58 €
PATIM ÚNICO		
BXA0760	Regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	162,16 €
BXA0770	Regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	162,16 €
PATIM ESQUERDO		
BXA0780	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0790	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	○
BXA0800	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆
PATIM DIREITO		
BXA0820	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim NC: 1280, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0830	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	○
BXA0840	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim 1280, 1290, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	◆
APOIO DE BRAÇOS (Regulável em altura, fecho automático incluído)		
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
BXA0860	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm, esq	○
BXA0870	◆ Almofada standard	◆
BXA0875	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○
BXA0880	Almofada larga (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0890	Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) NC: 0980;1710; 1715;1720;1730;1740	127,42 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
BXA0920	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm	○
BXA0930	◆ Almofada standard, regulável altura 23-32 cm	◆
BXA0935	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○




BXA0660 e BXA0710



0980

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA0940	Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0950	Hemiplégico NC. c/ mesa apoio, 0980, 1710, 1715, 1720, 1730, 1740	127,42 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS		
BXA0975	Protetor lateral (não almofadado) reforçado	137,89 €
BXA0980	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	86,87 €
OPÇÕES ASSENTO		
BXA0990	Capa incontinência	40,55 €
BXA1000	Peça abdutora NC: 1020	121,61 €
BXA1010	Placa de extensão do assento em larg/ prof. ou assimétrico (kit 2 placas)	69,49 €
BXA1020	Placa de assento para aumento de altura em 2 cm	69,49 €
BXA1030	Escala basculação de assento	34,75 €
OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA		
BXA1040	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	196,91 €
BXA1060	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	220,08 €
BXA1070	Apoio de pescoço, simples, com manipulou de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	52,12 €
BXA1041	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXA1042	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXA1043	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXA1044	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXA1045	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
BXA1046	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)		
BXA1047	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)	220,08 €
BXA1048	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)	289,41 €
BXA1049	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx	198,56 €
BXA1100	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	98,45 €
BXA1110	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	98,45 €
BXA1140	Suporte de tronco com braço standard (esq.)	81,09 €
BXA1150	Suporte de tronco com braço standard (dir.)	81,09 €
BXA1180	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	98,45 €
BXA1190	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	98,45 €
BXA1225	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	69,49 €
BXA1240	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	17,38 €
BXA1260	Escala reclinção do encosto	28,96 €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS		
BXA1270	Extensão de patim esquerdo NC: 1300	11,59 €
BXA1280	Extensão de patim direito NC: 1300	11,59 €
BXA1290	Cinto de pés para patim único	17,38 €
BXA1300	Cobertura acolchoada para patins individuais	86,87 €
BXA1310	Suporte de gêmeos almofadado	86,87 €
BXA1311	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	185,32 €
BXA1312	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	185,32 €



1000



1010




1030





1040



1060




1070



1100 / 1110



1140 / 1150





1180 / 1190



1310



Código	Descrição			P.R.P. €
BXA1313		BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)		185,32 €
CHASSIS				
CORES DE CHASSIS				
BXA1320		Azul		◆
BXA1330		Cinza prata		○
BXA1340		Vermelho		○
BXA1350		Champagne		○
BXA1360		Verde petróleo		○
BXA1365		Sem faixa de cor		○
FORQUETAS				
BXA1370	◆	Fixas		◆
BXA1380		Extração rápida das forquetas		57,92 €
RODAS DIANTEIRAS				
BXA1395		Maciças medio 100X27 (4") pretas		○
BXA1400		Semi-maciça 125 x 27		○
BXA1415		Semi maciças (soft) 140X45 pretas		○
BXA1435	◆	Maciças 150X30 pretas		◆
BXA1455		Maciças 200X32 pretas		○
BXA1465		Pneumáticas 200 x 32 pretas		○
BXA1475		Maciças 200X45 pretas		○
FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS				
BXA1480	◆	Eixo de extração rápida QR		◆
BXA1490		Eixo Fixo	1685, 1687	○
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS				
BXA1505		16" (maciças)	Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	○
BXA1515		20".	Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, 1585, 1590, 1660)	○
BXA1525		22"	Rodas extração rápida (NC : 1660)	○
BXA1535	◆	24"	Rodas extração rápida	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS				
BXA1542	◆	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1620)	◆
BXA1544		Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	173,75 €
BXA1546		Rodas com travão tambor	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	254,83 €
TIPO DE PNEU				
BXA1565	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		◆
BXA1585		Maciço Preto (1" 3/8)		○
AROS-MOTORES				
BXA1610	◆	Alumínio		◆
BXA1620		Cobertura anti-derrapante		92,67 €
PROTECTORES RAIOS				
BXA1670		Frost		115,83 €
SEGURANÇA				
TRAVÃO				
BXA1680	◆	Standard		◆
BXA1685		Travão unilateral esq.		115,83 €
BXA1687		Travão unilateral dta.		115,83 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
BXA1690		Cinto pélvico		52,53 €
BXA1691		BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M		127,42 €
BXA1692		ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L		127,42 €
BXA1693		BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M		150,58 €
BXA1694		BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L		150,58 €



ACESSÓRIOS			
BXA1710		Mesa ajustavel em profundidade 1725	191,12 €
BXA1715		Mesa ajustável em profundidade com almofada para cotovelos 1725	243,25 €
BXA1720		Almofada para mesa 1730	86,87 €
BXA1725		Almofada e Cunha para mesa 1730	86,87 €
BXA1730		Mesa rebatível 1740	202,70 €
BXA1740		Kit bloqueio para mesa	17,38 €
BXA1810		Hardware para fixação de cintos (par, aplicados na zona frontal do assento)	52,12 €
BXA1820		Hardware para fixação de coletes (tem de seleccionar um apoio de cabeça/pescoço)	52,12 €
BXA1830		Ponteira para auxiliar a trepar passeios 1860	56,75 €
BXA1850		Kit fixação transporte (ocupante sentado)	○
BXA1860		Suporte para ventilador e/ou acessórios	416,99 €
BXA1890		Kit limitador de basculação/ reclinção	○
ESPECIAL			
BXA8010		ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	

PREÇO TOTAL**TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira**

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinção de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinção máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinção de encosto.

** Os valores de reclinção presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.