

APPROVEITA A VITA

K-SERIES ATTRACT

DA

Com a **K-Series attract** desenvolvemos a base perfeita para um produto básico excepcional. A nossa qualidade comprovada é refletida em cada detalhe desta cadeira de rodas e torna-a na companhia diária perfeita. Se os materiais e excelente manobrabilidade fazem-no sentir como se tivessem sido feitos um para o outro, então é porque foram mesmo.



Atrativa para todos



Configuração fácil de ajustar para ir ao encontro das necessidades do utilizador



Estofa de assento ajustável em tensão com faixas em Velcro



Encosto rebatível com mecanismo de bloqueio



Extensão da roda traseira

DADOS TÉCNICOS K-SERIES ATTRACT



Ângulo de Chassis
75°/90°
tapered



Altura assento
frente: 480 – 510 mm
traseira: 400 – 480 mm
incrementos de 10 mm



Max. grad. inclinação
7°



Peso total
aprox. 10.3 kg



Largura de assento
360 – 480 mm
incrementos de 20 mm



Altura joelho-calcanhar (UL)
290 – 480 mm
incrementos de 10 mm



Inversão
920 – 1230 mm



Peso para transporte (sem rodas tras.)
aprox. 7 kg



Profundidade de assento
375 – 475 mm
incrementos de 20 mm



Centro de gravidade
80 mm/95 mm/
110 mm/125 mm



Largura total
SW + 170 mm



Peso máximo utilizador
120 kg



Altura do encosto
315 – 480 mm
incrementos de 15 mm



Ângulo do encosto
74°/78°/82°/86°/90°



Comprimento total
75°: aprox. 830 mm
90°: aprox. 760 mm



Crash Test approved
De acordo com
requisitos ISO 7176-19