



FAZ TUDO COM

PAIXÃO

14

**K-SERIES**

Tudo com a **K-Series** foi incrivelmente fácil, único e leve. Com a sua ampla seleção de possíveis configurações, diferentes materiais e uma vasta gama de cores para escolher, a **K-Series** traz

uma nova dimensão a tudo o que necessita. E é também mais versátil. É uma cadeira de rodas que faz com que se mova mais facilmente, de forma eficiente e numa nova escala.



As cadeiras de rodas küschall são compatíveis com os encostos e almofadas Matrix




Uma cadeira "sem limites"



Leveza e performance



Placa de adaptação do encosto com logo Küschall



Chassis frontal ajustável em altura

## DADOS TÉCNICOS

### K-SERIES



#### Ângulo de Chassis

75°/90°

V-frame ou tapered



#### Altura assento

frente: 450 – 520 mm

traseira: 380 – 490 mm

incrementos de 10 mm



#### Max. grad. inclinação

7°



#### Peso total

aprox. 7.8 kg



#### Largura de assento

320 – 500 mm

incrementos de 20 mm



#### Altura joelho-calcanhar (UL)

290 – 480 mm

incrementos de 10 mm



#### Inversão

920 – 1230 mm



#### Peso para transporte (sem rodas tras.)

aprox. 5.1 kg



#### Profundidade de assento

350 – 525 mm

incrementos de 20 mm



#### Centro de gravidade

80 mm/95 mm/110mm/

125 mm/140 mm



#### Largura total

SW + 170 mm



#### Peso máximo utilizador

130 kg



#### Altura do encosto

270 – 480 mm

incrementos de 15 mm



#### Ângulo do encosto

74°/78°/82°/86°/90°



#### Comprimento total

75°: aprox. 830 mm

90°: aprox. 760 mm



#### Crash Test approved

De acordo com requisitos ISO 7176-19