

SB[®] 755 120



Mais espaçosa...



A fiável cama **SB755**, também é disponibilizada na largura 120 cm oferecendo mais conforto e espaço para que as pessoas de maiores dimensões (até 200 kg), estejam à vontade para mudar de posição na cama sem riscos de queda. A cama *Invacare* **SB755 120** é concebida com um encosto com sistema de translação para maior conforto e prevenção de úlceras por pressão. As funções do estrado permitem uma posição de “cadeirão”, ideal para aliviar efeitos de fricção e corte. A cama *Invacare* **SB 755 120** com design contemporâneo adapta-se harmoniosamente a todos os tipos de ambientes interiores quer no domicílio quer em instituições. As superfícies lisas permitem uma fácil limpeza e facilitam as desinfeções.

Características e Opções



Encosto com translação

Funcionalidade, conforto aquando da mudança de posição do tronco, minimizando os efeitos de fricção e corte.



Dimensões do estrado definidos após estudos antropométricos para melhorar o conforto na posição deitada.



Extensão do estrado

100 mm do lado da cabeça + lado do pé para se adaptar da melhor forma a vários tipo de estaturas (versão 4 funções elétricas)

Confortável: para os utilizadores e para os cuidadores

A cama *Invacare* **SB755 120** foi concebida para limitar os efeitos de fricção e cisalhamento graças a uma posição sentada / deitada por inclinação com translação do encosto. Sempre em busca de novas funcionalidades, propomos, em opção, na versão 4 funções uma extensão de estrado de 100 mm do lado da cabeça e dos pés com objetivo de corresponder às necessidades das pessoas de estatura grande.

Desmontável e transportável

A estrutura da cama foi concebida para facilitar o transporte e a arrumação pelo facto de ser fácil de desmontar e montar. As guardas laterais Verso II ou Britt V da cama *Invacare* **SB755 120** estão em conformidade com a norma 60601-2-52. Travões independentes, rodas de 100 mm.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da *Invacare* Portugal.

	Medidas Interiores/ Exteriores	Medidas Interiores/Exteriores	Regulação em altura	Estrado	Altura desde a base até ao chão	Ângulo do encosto	Elevação das pernas	Inclinação negativa abaixo do estrado
SB 755	 1200 mm / 1300 mm	 2000 mm / 2130 mm	 350-820 mm Altura total 1600-2070 mm	 810 - 250 - 270 - 670 mm	 170 mm	 0 - 73°	 0 - 28°	 0° - 16°
SB 755	 0° - 18°	 25° / 14°	 200 kg SWL : 235 kg	 Até 200 Kg (Produto indicado para pessoas obesas)		A cama não deve ser utilizada por pacientes com idade inferior a 12 anos ou com tamanho equivalente ou inferior à de uma pessoa de menos de 12 anos.		

Cores do estrado e madeiras



Normas

60601-2-52
(Cama e guardas laterais)

Garantia

2 anos
(Conforme condições habituais)