

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Yes, you can.®

Invacare® Action³ NG Hemi Plus



Código ISO - 12 22 09 - Cadeira de rodas manobrada unilateralmente

Cadeira de rodas manual de alumínio com mecanismo de propulsão por alavanca, mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com eixo fixo, ajustável em altura e profundidade; apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis,
Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|----------|
| MODELO | | |
| CEI0007 | <input type="checkbox"/> Action³ NG HEMI | 903,47 € |
| ESPECIAL | | |
| N | <input type="checkbox"/> Configuração Standard | ◆ |
| CEISPEC | <input type="checkbox"/> Especial | □ |
| MODELO-BASE | | |
| CEI0026 | <input type="checkbox"/> Modelo-base Action3 NG | |
| PROPULSÃO | | |
| CEI0160 | <input type="checkbox"/> Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0675, 0732) | ○ |
| CEI0170 | <input type="checkbox"/> Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0832) | ○ |
| ASSENTO | | |
| LARGURA DE ASSENTO | | |
| CEI0180 | <input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm | ○ |
| CEI0190 | <input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm | ○ |
| CEI0200 | <input type="checkbox"/> Largura assento 43 cm | ◆ |
| CEI0210 | <input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm | ○ |
| CEI0220 | <input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm | ○ |
| CEI0230 | <input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm | ○ |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO | | |
| CEI0252 | <input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) | ◆ |
| ALTURA DO ASSENTO | | |
| CEI0260 | <input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 1035) | ◆ |
| CEI0270 | <input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm | ○ |
| TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO | | |
| CEI0340 | <input type="checkbox"/> Nylon com tiras de velcro | ◆ |
| ENCOSTO | | |
| ALTURA E TIPO DE ENCOSTO | | |
| CEI0410 | <input type="checkbox"/> Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm) | ◆ |
| TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO | | |
| CEI0474 | <input type="checkbox"/> Almofadado Bi-Material (nylon e tecido mesh no centro) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto | ◆ |
| CEI0479 | <input type="checkbox"/> Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940) | 57,92 € |
| CEI0481 | <input type="checkbox"/> Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940) | 57,92 € |
| CEI0465 | <input type="checkbox"/> Sem Estofa de Encosto | ○ |
| ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX | | |
| CEI0461 | <input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940) | 752,89 € |









Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|--|--|
| CEI0462 | <input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940) | 752,89 € |
| CEI0463 | <input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940) | 810,80 € |
| CEI0464 | <input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940) | 810,80 € |
| APOIO PERNAS / PÉS | | |
| APOIO DE PERNAS DIREITO | | |
| CEI0510 | <input type="checkbox"/> Apoio de perna a 80º giratório | ◆ |
| APOIO DE PERNAS ESQUERDO | | |
| CEI0560 | <input type="checkbox"/> Apoio de perna a 80º giratório | ◆ |
| APOIO PÉS DIREITO | | |
| CEI0600 | <input type="checkbox"/> Patim rebatível direito (NC suporte tornozelos) | inclui calcanheiras ajustáveis ◆ |
| CEI0610 | <input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade | inclui calcanheiras ajustáveis 46,33 € |
| APOIO PÉS ESQUERDO | | |
| CEI0620 | <input type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo (NC suporte tornozelos) | inclui calcanheiras ajustáveis ◆ |
| CEI0630 | <input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade | inclui calcanheiras ajustáveis 46,33 € |
| APOIO DE BRAÇOS | | |
| APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA) | | |
| CEI0660 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - altura 24 cm (NC: 0780, 0790) almofada curta („secretária“) | ◆ |
| CEI0670 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - altura 24 cm (NC: 0780, 0790) almofada longa | ○ |
| CET0675 | <input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com suporte de cotovelo ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0760, 0770, 1480,1483) | 110,04 € |
| CET0677 | <input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1483) | 202,70 € |
| CEI0680 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - reg em altura 17-29.5cm (NC: 0760, 0770) almofada curta („secretária“) | ○ |
| CEI0690 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - reg em altura 19-29.5cm e prof (NC:0760, 0770) almofada longa | ○ |
| CEI0732 | <input type="checkbox"/> Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura | 144,78 € |
| Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º) | | |
| CEI0764 | <input type="checkbox"/> Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.) | 115,83 € |
| CEI0766 | <input type="checkbox"/> Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus | 144,78 € |
| APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA) | | |
| CEI0760 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - altura 24 cm (NC: 0780, 0790) almofada curta („secretária“) | ◆ |
| CEI0770 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - altura 24 cm (NC: 0780, 0790) almofada longa | ○ |
| CEI0775 | <input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0764) | 110,04 € |
| CEI0777 | <input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm) | 202,70 € |
| CEI0780 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - reg em altura 17-29.5cm (NC: 0760, 0770) almofada curta („secretária“) | ○ |
| CEI0790 | <input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - reg em altura 19-29.5cm e prof (NC:0760, 0770) almofada longa | ○ |
| CEI0832 | <input type="checkbox"/> Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura | 202,70 € |
| Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º) | | |
| CEI0764 | <input type="checkbox"/> Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.) | 115,83 € |
| CEI0766 | <input type="checkbox"/> Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus | 137,89 € |
| OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO | | |
| CEI0840 | <input type="checkbox"/> Sem opções de assento (NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940) | ○ |
| CEI0905 | <input type="checkbox"/> Apoio de cabeça/ pescoço , tecido preto PU TR26 (inclui esticador) (NC : 0906, 0907, 0940) | 115,83 € |
| CEI0906 | <input type="checkbox"/> Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC : 0907, 0940) | 196,91 € |
| CEI0907 | <input type="checkbox"/> Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador) (NC : 0940) | 243,25 € |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|------------------------------------|---|----------|
| CEI0930 | <input type="checkbox"/> Cinto de pernas ajustável | 17,38 € |
| CEI0935 | <input type="checkbox"/> Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm (NC:0936) | 57,92 € |
| CEI0936 | <input type="checkbox"/> Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm | 57,92 € |
| CEI0937 | <input type="checkbox"/> Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho M | 185,32 € |
| CEI0938 | <input type="checkbox"/> Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho L | 185,32 € |
| CEI0940 | <input type="checkbox"/> Esticador | 63,71 € |
| CORES | | |
| CEI0961 | <input type="checkbox"/> Cinza xisto (RAL 7024 textura fina) | ○ |
| CEI0964 | <input type="checkbox"/> Branco Pérola | ○ |
| CEI0966 | <input type="checkbox"/> Preto mate | ○ |
| CEI0974 | <input type="checkbox"/> Azul Marinho | ○ |
| CEI0976 | <input type="checkbox"/> Púrpura Escuro | ○ |
| CEI0969 | <input type="checkbox"/> Vermelho mate | ○ |
| CEI0980 | <input type="checkbox"/> Antracite | ◆ |
| SUPORTE DA FORQUETA | | |
| CEI0995 | <input type="checkbox"/> Standard | ◆ |
| CEI0996 | <input type="checkbox"/> Leve | ○ |
| RODAS DIANTEIRAS | | |
| CEI1005 | <input type="checkbox"/> 8" X 1.1/4" pneumáticas, pretas | ◆ |
| CEI1010 | <input type="checkbox"/> 8" X 1.1/4" maciças, pretas | ○ |
| CEI1030 | <input type="checkbox"/> 8" X 2" maciças, pretas | ○ |
| RODAS TRASEIRAS | | |
| TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS | | |
| CEI1068 | <input type="checkbox"/> 24" / 600 MM | ◆ |
| TIPO DE RODAS TRASEIRAS | | |
| CEI1071 | <input type="checkbox"/> Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1182) | ◆ |
| TIPO DE PNEU | | |
| CEI1082 | <input type="checkbox"/> Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8) | ○ |
| CEI1084 | <input type="checkbox"/> Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8) | ◆ |
| TIPO DE EIXO TRASEIRO | | |
| CEI1170 | <input type="checkbox"/> Eixo fixo | ◆ |
| POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO | | |
| CEI1200 | <input type="checkbox"/> Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto | ◆ |
| OPÇÕES DE CHASSIS | | |
| CEI1240 | <input type="checkbox"/> Sem opções de chassis | ◆ |
| TIPO DE TRAVÕES | | |
| CEI1270 | <input type="checkbox"/> Travão standard de empurrar | ◆ |
| OPÇÕES DE SEGURANÇA | | |
| CEI1340 | <input type="checkbox"/> Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360,1370) | ◆ |
| CEI1345 | <input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 1360) | 52,12 € |
| CEI1360 | <input type="checkbox"/> Cinto de segurança com fivela (NC: 1361, 1362, 1363, 1364) | 23,16 € |
| CEI1361 | <input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB,tam. M, flat mount (NC: 1362, 1363, 1364) | 144,78 € |
| CEI1362 | <input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount (NC: 1363, 1364) | 144,78 € |
| CEI1363 | <input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M, flat mount (NC: 1364) | 173,75 € |
| CEI1364 | <input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L, flat mount | 173,75 € |
| CEI1370 | <input type="checkbox"/> Par rodas anti-volteio (NC: 1440, 1441) | 86,87 € |
| OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE | | |
| CEI1420 | <input type="checkbox"/> Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451) | ◆ |
| CEI1430 | <input type="checkbox"/> Suporte de bengalas / canadianas | 28,96 € |
| CEI1440 | <input type="checkbox"/> Ponteira traseira direita | 23,16 € |
| CEI1441 | <input type="checkbox"/> Ponteira traseira esquerda | 23,16 € |
| CEI1451 | <input type="checkbox"/> Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador) | 46,33 € |
| ACESSÓRIOS | | |
| CEI1460 | <input type="checkbox"/> Sem acessórios | ◆ |
| PREÇO TOTAL | | |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | | | P.R.P. € |
|---|---|---|--|---|----------|
| (Nº1)  0640/0740 | (Nº2)  0660/0760 | (Nº3)  0680/0780 | (Nº4)  0695/0795 | (Nº5)  0732/0832 | |
|  | | | | | |
| Almofada hemi com sistema de rotação 360º | | | | | |
| <div><div>15</div><div>16</div></div> | | | | | |
| Encosto MATrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo | | | | | |