

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action⁴ NG Heavy Duty **CE**

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; largura de assento 50,5, 55,5 e 60,5cm, profundidade do assento regulável de 40 a 45 cm; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo (ajustável em ângulo como opção) e punhos integrados, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1.1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras 24x1.3/8" pneumáticas com jante enraçada e aro motor em alumínio com eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) Peso máximo do utilizador: 160 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CKG0004	Action4 NG Heavy Duty 160 kg	◆
ESPECIAL		
N	Configuração standard	◆
CKGSPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CKG0026	Modelo-base	949,79 €
PROPULSÃO		
CKG0100	Auto-propulsão (NC: 0942)	◆
CKG0110	Versão trânsito (NC: 0930, 0950, 0951, 0980, 0993, 0994, 0995, 0996 1020, 1050,1060, 1110)	○
ASSENTO		
LARGURA ASSENTO		
CKG0163	Largura assento 48 cm (inclui esticador) (NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	○
CKG0170	Largura assento 50,5 cm (inclui esticador) (NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	◆
CKG0171	Largura assento 55,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras) (NC : 0367, 0993, 0994, 095, 0996 1270)	○
CKG0172	Largura assento 60,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras) (NC: 0180, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996, 1270)	○
CKG0175	Largura assento 53 cm (inclui esticador) (NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	○
CKG0176	Largura assento 58 cm (inclui esticador) (NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	○
PROFUNDIDADE DO ASSENTO		
CKG0180	Profundidade assento 40 cm (NC: 0292)	○
CKG0190	Profundidade assento 45 cm	○
CKG0195	Profundidade assento 50 cm (NC: 0295)	○
CKG0200	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) (NC: 0295, 0292)	◆
CKG0201	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm (NC: 0295)	○
ALTURA DO ASSENTO		
CKG0210	Altura assento 51 cm (NC: 0946, 0993, 0980)	◆
CKG0220	Altura assento 48,5 cm	○
CKG0230	Altura assento 46 cm	○
TIPO DE ESTOFO DO ASSENTO		
CKG0290	Nylon com faixas aderentes macho/ fêmea, ajustável em profundidade	◆
CKG0292	Especial Heavy Duty, regulável em tensão e em profundidade	57,92 €
CKG0295	Almofadado, nylon	○
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		
CKG0330	Fixo a 7º; altura ajustável 38 a 46cm com punhos fixos (NC 0365, 0369, 0716, 0717, 0718)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKG0333	Reclinável de 0 / 30° pneumática (incl. esticador e posição amputado) 3 alturas 39 / 41/ 43 cm (forn. 43 cm) punhos fixos	Aconselhavel uso de roda anti-volteio (NC: 0360, 1060) 231,66 €
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
CKG0360	Almofadado, nylon	◆
CKG0365	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CKG0369	Almofadado c/ ap. lombar (3+1 faixas)- estampado NG	inclui esticador 57,92 €
CKG0370	Almofadado, reg. Tensão (7+1 faixas) - estampado NG	inclui esticador 57,92 €
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO		
CKG0390	Fixo 80° giratório	◆
CKG0400	Elevatórios 0° a 80°, giratórios (inclui almofada de perna)	NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS REA (NC: 0760) 127,42 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO		
CKG0440	Fixo 80° giratório	◆
CKG0450	Elevatórios 0° a 80°, giratórios (inclui almofada de perna)	NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS REA (NC: 0760) 127,42 €
APOIO PÉS DIREITO / ESQUERDO		
CKG0480	Rebatível direito	inclui calcanheiras ajustaveis ◆
CKG0500	Rebatível esquerdo	inclui calcanheiras ajustaveis ◆
APOIO DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
CKG0520	Destacável dtº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC : 0593, 0596, 1270)	◆
CKG0533	Destacável dtº „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580, 1270)	57,92 €
CKG0536	Destacável dtº „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580)	57,92 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
CKG0580	Destacável esqº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270)	◆
CKG0593	Destacável esqº ; „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270)	57,92 €
CKG0596	Destacável esqº ; „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	57,92 €
OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO		
CKG0640	Sem opções de assento (NC: 0716, 0717, 0718, 0760)	○
CKG0716	Apoio de cabeça/ pescoço (inclui esticador) (NC : 0717, 0718)	156,38 €
CKG0717	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC: 0718)	196,91 €
CKG0718	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	243,25 €
CKG0760	Cinto de pernas ajustável	○
CORES		
CKG0801	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)	◆
CKG0804	Branco Pérola	○
CKG0807	Preto mate	○
CKG0816	Azul Marinho	○
CKG0817	Púrpura Escuro	○
CKG0811	Vermelho mate	○
CKG0820	Antracite	○
RODAS DIANTEIRAS		
CKG0850	8" X 1.1/4" pneu preto maciço	◆
CKG0870	8" X 2" pneu preto maciço	○
Forquetas		
CKG0930	◆ Ajustável em altura e ângulo, em 3 posições	◆
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
CKG0942	12" (NC : 0962, 0974, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	○
CKG0946	22" (NC : 0964, 0982, 1110)	○
CKG0948	24" (NC: 1111)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE RODAS TRASEIRAS		
CKG0962	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 0982)	◆
CKG0963	Rodas com travão de tambor (inclui travões de acompanhante) 22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável; 12" raios e eixo em composite, preto (NC : 0982, 1120)	254,83 €
CKG0964	Roda Composite (raios e eixo em composite, preto) (NC : 0982, 1110, 1130)	○
TIPO DE PNEU		
CKG0972	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CKG0974	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
CKG0982	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	173,75 €
TIPO ARO-MOTOR		
CKG1020	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
CKG1040	Eixo fixo	○
CKG1050	Eixo de extração rápida	◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO		
CKG1060	Posição standard	◆
CKG1070	Posição passiva	○
CAMBER		
CKG1077	◆ 0°	◆
OPÇÕES DE CHASSIS		
CKG1100	Sem opções de chassis (NC: 1110)	◆
CKG1110	Par protetores de raios	127,42 €
TIPO DE TRAVÕES		
CKG1120	Travão standard de empurrar	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CKG1170	Sem opções de segurança (NC: 1190, 1200)	◆
CKG1175	Kit de transporte (NC: 1190, 1193, 1194)	86,87 €
CKG1189	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M	144,78 €
CKG1192	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam L	144,78 €
CKG1193	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho M	173,75 €
CKG1194	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho L	173,75 €
CKG1190	Cinto de segurança com fivela	23,16 €
CKG1200	Kit de rodas anti-volteio com ponteiras	63,71 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE		
CKG1230	Sem opções para o acompanhante (NC: 1240)	◆
CKG1240	Suporte de bengalas / canadianas	28,96 €
ACESSÓRIOS		
CKG1250	Sem acessórios (NC: 1270)	◆
CKG1270	Mesa acrílica	127,42 €
PREÇO TOTAL		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.