

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Rea® Dahlia Base 45°**

**Código ISO 12 22 18:** Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido dartex; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 16" com eixo fixo e travões de acompanhante (opcional) ou versão auto-propulsão com rodas traseiras de 20", 22" e 24" com eixo de extração rápido, várias opções de apoios de pernas destacáveis e rebatíveis e apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; rodas anti-volteio integradas kit de transporte com certificação ISO.

Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15)  
Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXC0015	Rea DAHLIA Base 45°		1.788,53
BXC8000	Especial		
<b>PROPULSÃO</b>			
BXC0020	Versão trânsito <b>OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXC1546 (+ 242,55€)</b>	NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXC0035	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, , 1505,	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0042	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à direita, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	454,23
BXC0044	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à esquerda, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	454,23
<b>DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO</b>			
<b>LARGURA ASSENTO</b>			
BXC0050	39 cm (chassis pequeno)	(NC 0423, 0424, 0425, 0426)	<input type="radio"/>
BXC0060	<input checked="" type="checkbox"/> 44 cm (chassis médio)	(NC : 0421, 0425, 0426 )	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0070	49 cm (chassis comprido)	(NC : 0421, 0422, 0423 )	<input type="radio"/>
<b>EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.</b>			
BXC0080	Mais 5 cm		<input type="radio"/>
BXC0090	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	1685, 1687	<input type="radio"/>
BXC0100	<input checked="" type="checkbox"/> Sem PRÉ-AJUSTE		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE ASSENTO</b>			
BXC0110	<input checked="" type="checkbox"/> Reg. 43-50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASSENTO (ver Tabela 1 no final deste documento)</b>			
BXC0120	35 cm ( <b>rodas traseiras 20" ou 16"</b> )	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535 )	<input type="radio"/>
BXC0130	38 cm ( <b>rodas traseiras 22", 20" ou 16"</b> )	(NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1535 )	<input type="radio"/>
BXC0140	40 cm ( <b>rodas traseiras 20"</b> )	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1, 1520, 1505, 1525, 1535 )	<input type="radio"/>
BXC0150	43 cm ( <b>rodas traseiras 20" ou 22"</b> )	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535 )	<input type="radio"/>
BXC0160	<input checked="" type="checkbox"/> 45 cm ( <b>rodas traseiras 24" ou 22"</b> )	(NC : 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1510, 1505, 1515 )	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0170	48 cm ( <b>rodas traseiras 24" ou 16"</b> )	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525 )	<input type="radio"/>
BXC0180	50 cm ( <b>rodas traseiras 16"</b> )	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687 )	<input type="radio"/>
<b>BASCULAÇÃO DO ASSENTO</b>			



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
BXC0200	◆ Basculação de Assento 45°	◆
BXC0190	○ Basculação de Assento 30°	○
<b>ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
BXC0207	◆ 30° reclinção de Encosto	◆
<b>ASSENTO</b>		
BXC0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
<b>TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
BXC0230	◆ Almofoada Flosshape	◆
BXC0240	Almofoada MATRX CONTOUR (NC : 0290, 0300, 0305 ) VISCO NG	154,50
BXC0280	Sem Almofoada de assento 0290;0300; 0305	○
<b>TIPO DE TECIDO DE ASSENTO</b>		
BXC0290	Preto veludo TR35	○
BXC0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXC0305	Preto spacer TR36	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
BXC0320	Tubos retos (aplicavel para Encostos Matrx e Flex3)	◆
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
BXC0350	Matrx Elite E2 plano (inclui hardware montado na cadeira)	738,13
BXC0360	Matrx Elite E2 profundo (inclui hardware montado na cadeira)	794,90
BXC0390	FLEX 3 placa rígida ajustável em largura e altura (NC : 0413, 0417, 0450, 0570, 1225)	317,96
BXC0400	FLEX 3 com sistema de faixas ajustáveis em tensão NC : 0413, 0417, 0430, 0570)	317,96
BXC0410	◆ Sem encosto, apenas tubos de encosto 0413, 0417	◆
<b>ALTURA DOS ENCOSTOS MATRX</b>		
BXC0413	41 cm	○
BXC0415	46 cm	○
BXC0417	51 cm	○
<b>LARGURA DO ENCOSTO MATRX</b>		
BXC0421	Largura 380 MM (referência largura de tronco: 290 MM)	○
BXC0422	Largura 410 MM (referência largura de tronco: 315 MM) -	○
BXC0423	Largura 430 MM (referência largura de tronco: 340 MM)	○
BXC0424	Largura 460 MM (referência largura de tronco: 370 MM)	○
BXC0425	Largura 480 MM (referência largura de tronco: 390 MM)	○
BXC0426	Largura 510 MM (referência largura de tronco: 420 MM)	○
<b>AJUSTES DO ENCOSTO FLEX 3</b>		
BXC0420	FLEX 3 + 50 MM (em largura)	◆
BXC0430	FLEX 3 + 100 MM largura (NC : 1685, 1687)	○
BXC0440	Sem Extensão de Largura da Placa Flex 3	○
<b>ALMOFADA PARA ENCOSTO FLEX 3</b>		
BXC0450	Lona Almofoadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXC0460	Almofoada LAGUNA, contorno lateral ligeiro (NC : 1225)	○
BXC0470	Almofoada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) (NC : 1225)	162,23
BXC0480	Almofoada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular (NC : 1225)	162,23
<b>PUNHOS DE EMPURRAR</b>		
BXC0540	Barra de empurrar ajustável em ângulo	170,34
BXC0550	Punhos de empurrar ajustaveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXC0560	◆ Punhos de empurrar conectados	◆
BXC0570	Punhos de empurrar conectados, com fixação para apoio de cabeça/ pescoço Rea	51,50
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO</b>		
BXC0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆



Encosto Matrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo



0540


Código	Descrição	P.R.P. €	
BXC0595	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando (NC : 0600, 0630, 1860 )	738,13	
BXC0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆	
<b>APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS</b>			
<b>APOIO DE PÉS CENTRAL</b>			
BXC0630	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clínico	0650; 0660; 0670; 0680; 0690; 0710; 0720; 0730; 0740; 0760; 0770; 1000; 1270; 1280; 1300; 1310, 1311, 1312, 1313	454,23
<b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DOS APOIOS DE PERNAS</b>			
BXC0640	◆ Posição Standard	◆	
BXC0650	Posição alta para patins com tubo longo	○	
BXC0655	Posição para apoio de pernas a 90° (NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740 )	○	
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>			
BXC0660	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0780, 0790, 1290	○
BXC0670	◆ Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior ( NC 1270)	◆	
BXC0680	Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	0780;0800;0810;1270; 1455, 1460;1465, 1475	○
BXC0690	Apoio esq para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0780;0790;0800; 0810;1270; 1300;1310	147,63
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>			
BXC0710	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0820, 0830, 1290	○
BXC0720	◆ Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior ( NC 1280)	◆	
BXC0730	Patim fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0820;0840;0850;1280; 1455, 1460;1465, 1475	○
BXC0740	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1300;1310	147,63
<b>PATIM ÚNICO</b>			
BXC0760	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24cm)	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313	158,98
BXC0770	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36cm)	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313	158,98
<b>PATIM ESQUERDO</b>			
BXC0780	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313	○
BXC0790	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		○
BXC0800	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313	○
BXC0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆	
<b>PATIM DIREITO</b>			
BXC0820	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	1280;1300, 1311, 1312, 1313	○
BXC0830	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		○
BXC0840	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim	1280;1300, 1311, 1312, 1313	○
BXC0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	◆	
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>			
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>			
BXC0860	Almofada estreita, esq	○	
BXC0870	◆ Almofada standard, esq	◆	



0630



0660, 0710



patim único

Código	Descrição	P.R.P. €
BXC0890	Hemiplégico, esq. (Não combinar com acessórios de mesa) 0980,1710, 1715; 1720,1730,1740,1750	124,92
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
BXC0920	Almofada estreita, dta	○
BXC0930	◆ Almofada standard, dto	◆
BXC0950	Hemiplégico, dir. (Não combinar com acessórios de mesa) 0980;1710;1715; 1720;1730;1740	124,92
<b>OPÇÕES POSICIONAMENTO</b>		
<b>OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS</b>		
BXC0975	Protetor lateral (não almofadado) reforçado	135,19
BXC0980	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	85,17
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
BXC0990	Capa incontinência	39,75
BXC1000	Peça abductora 1020	119,23
BXC1010	Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimétrico (Kit 2 placas)	68,13
BXC1020	Placa de assento para aumento de altura em 2cm	68,13
BXC1030	Escala basculação de assento	34,07
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA</b>		
BXC1040	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	193,05
BXC1060	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	215,76
BXC1070	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	51,10
BXC1041	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	181,69
BXC1042	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	181,69
BXC1043	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	193,05
BXC1044	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	193,05
BXC1045	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	352,03
BXC1046	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	352,03
<b>Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)</b>		
BXC1047	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)	215,76
BXC1048	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)	283,74
BXC1049	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx	194,67
<b>SUPORTE DE TRONCO, ESQUERDO</b>		
BXC1100	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	96,52
BXC1140	Suporte de tronco com braço standard (esq.)	79,50
BXC1180	Suporte de tronco rebatível (esq.)	90,85
BXC1200	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	107,88



1000



1010



1030



1040


1060



1070



Apoio de cabeça Matrx Elan / Matrx Loxx



1100 / 1110




1140 / 1150



1180 / 1190

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>SUPOORTE DE TRONCO, DIREITO</b>		
BXC1110	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	96,52
BXC1150	Suporte de tronco com braço standard (dir.)	79,50
BXC1190	Suporte de tronco rebatível (dir.)	90,85
BXC1210	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	107,88
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>		
BXC1225	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	68,13
BXC1240	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	17,04
BXC1260	Escala reclinção do encosto	28,39
<b>OPÇÕES DE APOIO DE PÉS</b>		
BXC1270	Extensão de patim esquerdo 1300	11,36
BXC1280	Extensão de patim direito 1300	11,36
BXC1290	Cinto de pés para patim único	17,04
BXC1300	Cobertura acolchoada para patins individuais	85,17
BXC1310	Suporte de gêmeos almofadado	85,17
BXC1311	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	181,69
BXC1312	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	181,69
BXC1313	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)	181,69
<b>CHASSIS</b>		
<b>CORES DE CHASSIS</b>		
BXC1320	◆ Azul	◆
BXC1330	Cinza prata	○
BXC1340	Vermelho	○
BXC1350	Champagne	○
BXC1360	Verde petroleo	○
BXC1365	Sem Faixa de cor	○
<b>FORQUETAS</b>		
BXC1370	◆ Fixas	◆
BXC1380	Extração rápida das forquetas	56,78
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
BXC1395	Maciças medio 100X27 (4") pretas	○
BXC1400	Semi-maciça 125 x 27	○
BXC1415	Semi maciças (soft) 140X45 pretas	○
BXC1435	◆ Maciças 150X30 pretas	◆
BXC1455	Maciças 200X32 pretas	○
BXC1465	Pneumáticas 200 x 32 pretas	○
BXC1475	Maciças 200X45 pretas	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
BXC1505	16" (maciças) -Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687 )	○
BXC1515	20" - Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, 1585, 1595, 1660 )	○
BXC1525	22" - Rodas extração rápida (NC : 1660 )	○
BXC1535	◆ 24" - Rodas extração rápida	◆
<b>TIPO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
BXC1542	◆ Rodas Standard - Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1620 )	◆
BXC1544	Rodas Reforçadas - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	170,34
BXC1546	Rodas com travão tambor - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel (NC : 1595 )	249,83
<b>TIPO DE PNEU</b>		
BXC1565	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BXC1585	Maciço Preto (1" 3/8)	○
BXC1595	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	51,50
<b>AROS-MOTORES</b>		



1" 1.3/8" 1.3/8"

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
BXC1610	◆ Alumínio	◆
BXC1620	Cobertura anti-derrapante	90,85
<b>OPÇÕES DE RODAS</b>		
<b>PROTECTORES RAIOS</b>		
BXC1670	Frost	113,56
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>TRAVÃO</b>		
BXC1680	◆ Travões standard	◆
BXC1685	Travão unilateral esq.	113,56
BXC1687	Travão unilateral dta.	113,56
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
BXC1690	Cinto pélvico	51,50
BXC1691	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	124,92
BXC1692	ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	124,92
BXC1693	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	147,63
BXC1694	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	147,63
<b>COLETE BODYPOINT</b>		
BXC1696	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho M, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos MatrX Elite E2)	198,73
BXC1697	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho L, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos MatrX Elite E2)	198,73
<b>ACESSÓRIOS</b>		
BXC1710	Mesa inclui kit de montagem 1725	187,37
BXC1715	Mesa com almofada para cotovelo 1725	238,48
BXC1720	Almofada para mesa	85,17
BXC1725	Almofada e Cunha para mesa	85,17
BXC1730	Mesa rebatível 1720, 1725, 1740	198,73
BXC1740	Kit bloqueio para Mesa	17,04
BXC1810	Hardware para fixação de cintos (par; aplicados na zona frontal do assento)	51,10
BXC1830	Ponteira para auxiliar a trepar 1860 passeios	55,64
BXC1850	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	○
BXC1860	Suporte para ventilador e/ou acessórios	408,81
<b>ESPECIAL</b>		
BXC8010	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira.</b>		



Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

\* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a inclinação de encosto.

\*\* Os valores de inclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.