

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia Base 45°**CE**

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido dartex; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 16" com eixo fixo e travões de acompanhante (opcional) ou versão auto-propulsão com rodas traseiras de 20", 22" e 24" com eixo de extração rápido, várias opções de apoios de pernas destacáveis e rebatíveis e apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; rodas anti-volteio integradas kit de transporte com certificação ISO.
 Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15)
 Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXC0015	Rea DAHLIA Base 45°		1.824,30 €
BXC8000	Especial		
PROPULSÃO			
BXC0020	Versão trânsito OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXC1546 (+ 249.83€)	NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687	☐
BXC0035	☒ Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, , 1505,	☒
BXC0042	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à direita, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	463,31 €
BXC0044	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à esquerda, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	463,31 €
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO			
LARGURA ASSENTO			
BXC0050	39 cm (chassis pequeno)	(NC 0423, 0424, 0425, 0426)	☐
BXC0060	☒ 44 cm (chassis médio)	(NC : 0421, 0425, 0426)	☒
BXC0070	49 cm (chassis comprido)	(NC : 0421, 0422, 0423)	☐
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.			
BXC0080	Mais 5 cm		☐
BXC0090	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	1685, 1687	☐
BXC0100	☒ Sem PRÉ-AJUSTE		☒
PROFUNDIDADE ASSENTO			
BXC0110	☒ Reg. 43-50 cm		☒
ALTURA ASSENTO (ver Tabela 1 no final deste documento)			
BXC0120	35 cm (rodas traseiras 20" ou 16")	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	☐
BXC0130	38 cm (rodas traseiras 22", 20" ou 16")	(NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	☐
BXC0140	40 cm (rodas traseiras 20")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1, 1520, 1505, 1525, 1535)	☐
BXC0150	43 cm (rodas traseiras 20" ou 22")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	☐
BXC0160	☒ 45 cm (rodas traseiras 24" ou 22")	(NC : 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1510, 1505, 1515)	☒
BXC0170	48 cm (rodas traseiras 24" ou 16")	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	☐
BXC0180	50 cm (rodas traseiras 16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687)	☐



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
BASCULAÇÃO DO ASSENTO		
BXC0200	◆ Basculação de Assento 45°	◆
BXC0190	○ Basculação de Assento 30°	○
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
BXC0207	◆ 30° reclinção de Encosto	◆
ASSENTO		
BXC0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO		
BXC0230	◆ Almofoada Flosshape	◆
BXC0240	Almofoada MATRX CONTOUR VISCO NG (NC : 0290, 0300, 0305)	157,59 €
BXC0243	Matrx Libra	440,15 €
BXC0246	Flo-Tech Solution Xtra	579,15 €
BXC0260	Vicair Adjuster 10cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	591,60 €
BXC0270	Vicair Vector 10 cm altura (NC : 0290, 0300, 0305)	642,60 €
BXC0280	Sem Almofoada de assento 0290;0300; 0305	○
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO		
BXC0290	○ Preto veludo TR35	○
BXC0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXC0305	○ Preto spacer TR36	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
BXC0320	○ Tubos retos (aplicavel para Encostos Matrx e Flex3)	◆
TIPO DE ENCOSTO		
BXC0350	Matrx Elite E2 plano (inclui hardware montado na cadeira)	752,89 €
BXC0360	Matrx Elite E2 profundo (inclui hardware montado na cadeira)	810,80 €
BXC0390	FLEX 3 placa rígida ajustável em largura e altura (NC : 0413, 0417, 0450, 0570, 1225)	324,32 €
BXC0400	FLEX 3 com sistema de faixas ajustáveis em tensão NC : 0413, 0417, 0430, 0570)	324,32 €
BXC0410	◆ Sem encosto, apenas tubos de encosto 0413, 0417, 0484, 0486	◆
ALTURA DOS ENCOSTOS MATRX		
BXC0413	○ 41 cm	○
BXC0415	○ 46 cm	○
BXC0417	○ 51 cm	○
LARGURA DO ENCOSTO MATRX		
BXC0421	○ Largura 380 MM (referência largura de tronco: 290 MM)	○
BXC0422	○ Largura 410 MM (referência largura de tronco: 315 MM) -	○
BXC0423	○ Largura 430 MM (referência largura de tronco: 340 MM)	○
BXC0424	○ Largura 460 MM (referência largura de tronco: 370 MM)	○
BXC0425	○ Largura 480 MM (referência largura de tronco: 390 MM)	○
BXC0426	○ Largura 510 MM (referência largura de tronco: 420 MM)	○
AJUSTES DO ENCOSTO FLEX 3		
BXC0420	◆ FLEX 3 + 50 MM (em largura)	◆
BXC0430	○ FLEX 3 + 100 MM largura (NC : 1685, 1687)	○
BXC0440	○ Sem Extensão de Largura da Placa Flex 3	○
BXC0484	Vicair Multifunctional	765,00 €
BXC0486	Vicair Flex, inclui contorno lateral	765,00 €
ALMOFADA PARA ENCOSTO FLEX 3		
BXC0450	○ Lona Almofoadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXC0460	Almofoada LAGUNA, contorno lateral ligeiro (NC : 1225)	○
BXC0470	Almofoada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) (NC : 1225)	165,47 €
BXC0480	Almofoada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular (NC : 1225)	165,47 €
PUNHOS DE EMPURRAR		
BXC0540	○ Barra de empurrar ajustável em ângulo	173,75 €




Encosto Matrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo




0540


Código	Descrição	P.R.P. €
BXC0550	Punhos de empurrar ajustáveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXC0560	◆ Punhos de empurrar conectados	◆
BXC0570	Punhos de empurrar conectados, com fixação para apoio de cabeça/pescoço Rea	52,53 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO		
BXC0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆
BXC0595	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando (NC : 0600, 0630, 1860)	752,89 €
BXC0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS		
APOIO DE PÉS CENTRAL		
BXC0630	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clínico	0650; 0660; 0670; 0680; 0690; 0710; 0720; 0730; 0740; 0760, 0770; 1000; 1270; 1280; 1300; 1310, 1311, 1312, 1313 463,31 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DOS APOIOS DE PERNAS		
BXC0640	◆ Posição Standard	◆
BXC0650	Posição alta para patins com tubo longo	○
BXC0655	Posição para apoio de pernas a 90° (NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740)	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
BXC0660	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0780, 0790, 1290 ○
BXC0670	◆ Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	◆
BXC0680	Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	0780;0800;0810;1270; 1455, 1460;1465, 1475 ○
BXC0690	Apoio esq para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0780;0790;0800; 0810;1270; 1300;1310 150,58 €
APOIO DE PERNA DIREITO		
BXC0710	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0820, 0830, 1290 ○
BXC0720	◆ Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1280)	◆
BXC0730	Patim fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0820;0840;0850;1280; 1455, 1460;1465, 1475 ○
BXC0740	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1300;1310 150,58 €
PATIM ÚNICO		
BXC0760	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24cm)	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313 162,16 €
BXC0770	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36cm)	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313 162,16 €
PATIM ESQUERDO		
BXC0780	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313 ○
BXC0790	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	○
BXC0800	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313 ○
BXC0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆
PATIM DIREITO		
BXC0820	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	1280;1300, 1311, 1312, 1313 ○
BXC0830	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	○



0630



0660, 0710



patim único

Código	Descrição	P.R.P. €
BXC0840	Patim fixo e tubo largo dir. NC 1280;1300, 1311, 1312, 1313 com extensão de patim	○
BXC0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir. ◆	◆
APOIO DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
BXC0860	Almofada estreita,esq	○
BXC0870	◆ Almofada standard, esq ◆	◆
BXC0890	Hemiplégico, esq. (Não combinar com acessórios de mesa) 0980;1710, 1715; 1720;1730;1740;1750	127,42 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
BXC0920	Almofada estreita, dta	○
BXC0930	◆ Almofada standard, dto ◆	◆
BXC0950	Hemiplégico, dir. (Não combinar com acessórios de mesa) 0980;1710;1715; 1720;1730;1740	127,42 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS		
BXC0975	Protetor lateral (não almofadado) reforçado	137,89 €
BXC0980	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	86,87 €
OPÇÕES ASSENTO		
BXC0990	Capa incontinência	40,55 €
BXC1000	Peça abductora 1020	121,61 €
BXC1010	Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimétrico (Kit 2 placas)	69,49 €
BXC1020	Placa de assento para aumento de altura em 2cm	69,49 €
BXC1030	Escala basculação de assento	34,75 €
OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA		
BXC1040	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	196,91 €
BXC1060	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	220,08 €
BXC1070	Apoio de pescoço, simples, com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	52,12 €
BXC1041	MATRIX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXC1042	MATRIX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	185,32 €
BXC1043	MATRIX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXC1044	MATRIX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	196,91 €
BXC1045	MATRIX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
BXC1046	MATRIX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	359,07 €
Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrix ELAN)		



1000



1010



1030




1040

1060





1070



Apoio de cabeça Matrix Elan / Matrix Loxx

Código	Descrição	P.R.P. €
BXC1047	Barra Matrxx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)	220,08 €
BXC1048	Barra Matrxx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)	289,41 €
BXC1049	Barra de apoio de cabeça Matrxx Loxx	198,56 €
SUPORTE DE TRONCO, ESQUERDO		
BXC1100	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	98,45 €
BXC1140	Suporte de tronco com braço standard (esq.)	81,09 €
BXC1180	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	98,45 €
SUPORTE DE TRONCO, DIREITO		
BXC1110	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	98,45 €
BXC1150	Suporte de tronco com braço standard (dir.)	81,09 €
BXC1190	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	98,45 €
OUTRAS OPÇÕES		
BXC1225	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	69,49 €
BXC1240	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	17,38 €
BXC1260	Escala reclinção do encosto	28,96 €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS		
BXC1270	Extensão de patim esquerdo 1300	11,59 €
BXC1280	Extensão de patim direito 1300	11,59 €
BXC1290	Cinto de pés para patim único	17,38 €
BXC1300	Cobertura acolchoada para patins individuais	86,87 €
BXC1310	Suporte de gêmeos almofadado	86,87 €
BXC1311	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	185,32 €
BXC1312	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	185,32 €
BXC1313	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)	185,32 €
CHASSIS		
CORES DE CHASSIS		
BXC1320	◆ Azul	◆
BXC1330	Cinza prata	○
BXC1340	Vermelho	○
BXC1350	Champagne	○
BXC1360	Verde petroleo	○
BXC1365	Sem Faixa de cor	○
FORQUETAS		
BXC1370	◆ Fixas	◆
BXC1380	Extração rápida das forquetas	57,92 €
RODAS DIANTEIRAS		
BXC1395	Maciças medio 100X27 (4") pretas	○
BXC1400	Semi-maciça 125 x 27	○
BXC1415	Semi maciças (soft) 140X45 pretas	○
BXC1435	◆ Maciças 150X30 pretas	◆
BXC1455	Maciças 200X32 pretas	○
BXC1465	Pneumáticas 200 x 32 pretas	○
BXC1475	Maciças 200X45 pretas	○
RODAS TRASEIRAS		
BXC1505	16" (maciças) -Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	○
BXC1515	20" - Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, 1585, 1595, 1660)	○
BXC1525	22" - Rodas extração rápida (NC : 1660)	○
BXC1535	◆ 24" - Rodas extração rápida	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS		
BXC1542	◆ Rodas Standard - Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1620)	◆
BXC1544	Rodas Reforçadas - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	173,75 €



Código	Descrição	P.R.P. €
BXC1546	Rodas com travão tambor - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios (NC : 1595) em aço inoxidável	254,83 €
TIPO DE PNEU		
BXC1565	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BXC1585	Maciço Preto (1" 3/8)	○
BXC1595	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	52,53 €
AROS-MOTORES		
BXC1610	◆ Alumínio	◆
BXC1620	Cobertura anti-derrapante	92,67 €
OPÇÕES DE RODAS		
PROTECTORES RAIOS		
BXC1670	Frost	115,83 €
SEGURANÇA		
TRAVÃO		
BXC1680	◆ Travões standard	◆
BXC1685	Travão unilateral esq.	115,83 €
BXC1687	Travão unilateral dta.	115,83 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
BXC1690	Cinto pélvico	52,53 €
BXC1691	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	127,42 €
BXC1692	ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	127,42 €
BXC1693	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	150,58 €
BXC1694	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	150,58 €
COLETE BODYPOINT		
BXC1696	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho M, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	202,70 €
BXC1697	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho L, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	202,70 €
ACESSÓRIOS		
BXC1710	Mesa inclui kit de montagem 1725	191,12 €
BXC1715	Mesa com almofada para cotovelo 1725	243,25 €
BXC1720	Almofada para mesa	86,87 €
BXC1725	Almofada e Cunha para mesa	86,87 €
BXC1730	Mesa rebatível 1720, 1725,1740	202,70 €
BXC1740	Kit bloqueio para Mesa	17,38 €
BXC1810	Hardware para fixação de cintos (par; aplicados na zona frontal do assento)	52,12 €
BXC1830	Ponteira para auxiliar a trepar passeios 1860	56,75 €
BXC1850	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	○
BXC1860	Suporte para ventilador e/ou acessórios	416,99 €
ESPECIAL		
BXC8010	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
PREÇO TOTAL		




TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira.

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinação de encosto.

** Os valores de reclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.