


Invacare **H296 Cadiz 1637296**



- Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2,6 kg
- Regulável em altura sem ferramentas de 405 a 505 mm - 5 posições
- Assento ergonómico perfurado para facilitar o escoamento da água
- Segurança e estabilidade aumentadas graças à estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiros de borracha ligeiramente inclinadas para se adaptarem da melhor forma a todo tipo de solos, mesmo os irregulares.
- Peso máximo utilizador: 143 kg
- Fácil de limpar
- Pernas desmontáveis na parte superior para reduzir o volume e facilitar transporte

Aquatec **Sorrento 1532633/1532730**




Cadeira de duche anti corrosiva

- Assento extra confortável e tela de encosto flexível e regulável em tensão
- Pernas reguláveis em altura
- Apoios de braços destacáveis para facilitar as transferências
- Disponível com ou sem recorte

AQUATEC®

Invacare **I-Fit 9781E**



Ergonómica e prática, esta cadeira de duche proporciona grandes possibilidades de regulação, graças ao seu sistema de ajuste através de parafusos, o que permite ao assento atingir uma altura de 380 mm a 550 mm.

- Pés largos para permitir um grande estabilidade
- Assento largo e profundo
- Pés reguláveis em rotação
- Montagem sem ferramentas
- Encosto removível



Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	H296	Sorrento	9781E
Peso (kg)	2,6	5,5	4,5
Peso max do utilizador (kg)	143	135	180
Garantia (anos)	2	2	2