

## INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

## P.R.P.

Válido a partir de março de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

## KÜSCHALL K-SERIES<sub>attract</sub>



**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manual ativa ultra leve, chassis rígido de monobloco em alumínio com tubo do camber em alumínio com posição do eixo traseiro multi-ajustável através da posição do assento, várias medidas de assento e ajustável em altura, encosto ajustável em ângulo, rebatível sobre o assento com estrutura tubular em alumínio com esticador curvo, estofo regulável em tensão, protetores de roupa em composito, apoio de pés estrutura tubular em alumínio, rodas dianteiras 5" comfort, rodas traseiras 24" pneumáticas e com eixo de extração rápido, aros motores em alumínio, bomba de ar e kit de ferramentas



**matrx**  
SEATING SERIES



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =      kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
DDZ0068	KÜSCHALL K-SERIES <sub>attract</sub>	1.975,00
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
<b>CHASSIS DIANTEIRO</b>		
<b>MATERIAL / ÂNGULO / TIPO</b>		
DDZ0293	75° Alumínio - chassis dianteiro Tapered	◆
DDZ0294	90° Alumínio - chassis dianteiro Tapered      NC rodas dianteiras 5"	○
<b>LARGURA ASSENTO (SW)</b>		
DDA0126	36 cm	○
DDZ0128	38 cm	○
DDZ0130	40 cm	○
DDZ0132	42 cm	○
DDA0134	44 cm	○
DDA0136	46 cm	○
DDA0138	48 cm      NC encostos Matrx MX2, 0760	○
<b>PROFUNDIDADE ASSENTO (SD)</b>		
DDZ0414	37,5 cm      NC almofada Matrx	○
DDZ0417	40 cm	○
DDZ0420	42,5 cm	◆
DDZ0423	45 cm	○
DDZ0426	47,5 cm	○
<b>POSIÇÃO DE ASSENTO (SP)</b>		
DDZ0462	SP = 125 mm (posição mais ativa)	○
DDZ0463	SP = 110 mm	◆
DDZ0464	SP = 95 mm	○
DDZ0465	SP = 80 mm (posição menos ativa)	○
<b>ALTURA ENCOSTO (BH)      NC encostos Matrx</b>		
DDZ0503	31,5 cm      NC 0772, 0769, 1770	○
DDZ0506	33 cm      NC 0772, 0769, 1770	○
DDZ0509	34,5 cm      NC 0772, 0769, 1770	○
DDZ0512	36 cm      NC 0772, 0769, 1770	○
DDZ0514	37,5 cm      NC 0772, 0769, 1770	◆
DDZ0516	39 cm      NC 0772, 0769, 1770	○
DDZ0518	40,5 cm      NC 0772, 0769	○
DDZ0520	42 cm      NC 0772, 0769	○
DDZ0522	43,5 cm      NC 0772, 0769	○
DDZ0524	45 cm      NC 0772, 0769	○
DDZ0526	46,5 cm      NC 0772, 0769	○
DDZ0528	48 cm      NC 0772, 0769	○
<b>ALTURA ASSENTO SOLO DIANTEIRA (FSTF)</b>		
DDZ0850	48 cm	○

5 ANOS GARANTIA PARA O CHASSIS! QUALIDADE KUSCHALL



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
DDZ0851	49 cm	○
DDZ0852	◆ 50 cm	◆
DDZ0853	51 cm	○
<b>ALTURA TRASEIRA ASSENTO SOLO (RSTF)</b>		
DDZ0945	40 cm	○
DDZ0946	41 cm	○
DDZ0947	42 cm	○
DDZ0948	◆ 43 cm	◆
DDZ0949	44 cm	○
DDZ0950	45 cm	○
DDZ0951	46 cm	○
DDZ0952	47 cm	○
DDZ0953	48 cm	○
<b>ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)</b>		
<b>Chassis 75°: LLL ≤ RSTF -3 cm; Chassis 90°: LLL ≤ RSTF -4 cm</b>		
DDZI681	40 cm	○
DDZI682	41 cm	○
DDZI683	42 cm	○
DDZI684	◆ 43 cm	◆
DDZI685	44 cm	○
DDZI686	45 cm	○
DDZI687	46 cm	○
DDZI688	47 cm	○
DDZI689	48 cm	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>MATERIAL DO ENCOSTO</b>		
DDZ0773	◆ Alumínio com esticador retangular (NC com encostos Matrix Elite)	◆
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
DDZ0725	◆ Regulável em tensão, estofo Preto NC encostos Matrix Elite e 0733	◆
DDZ0735	Aero-Back regulável em tensão NC encostos Matrix Elite e 0733	250,00
DDZ0769	Sem estofo de encosto	○
<b>ENCOSTOS MATRIX</b>		
DDZ0764	Matrix MX2, altura 150 mm com hardware de extração rápida NC SW 48cm	990,00
DDZ0765	Matrix MX2, altura 230 mm com hardware de extração rápida NC SW 48cm	990,00
DDZ0766	Matrix MX2, altura 305 mm com hardware de extração rápida NC SW 48cm	990,00
DDZ0767	Matrix MX2, altura 405 mm com hardware de extração rápida NC SW 48cm	990,00
DDZ0756	Elite Deep, altura 310 mm, com hardware de extração rápida NC 0751, 0702, 0703, 0704	640,00
DDZ0757	Elite Deep, altura 310 mm, com hardware de extração rápida NC 0751, 0702, 0703, 0704	640,00
DDZ0758	Elite Standard, altura 260 mm, com hardware de extração rápida NC 0751, 0702, 0703, 0704	590,00
DDZ0759	Elite Standard, altura 310 mm, , com hardware de extração rápida NC 0751, 0702, 0703, 0704	590,00
DDZ0760	Elite Standard, altura 360 mm, com hardware de extração rápida NC SW 48cm ,0751, NC DDZ0128 0702, 0703, 0704	590,00
DDZ0761	Elite Standard, altura 360 mm, com hardware de extração rápida NC 0751, 0702, 0703, 0704	590,00
<b>PUNHOS</b>		
DDZ0750	◆ Sem punhos Com encosto Matrix: montar a aproximadamente 37cm do assento	◆
DDZ0751	Fixos curtos Com encosto Matrix: montar a aproximadamente 37cm do assento	○
DDZ0702	Fixos longos Com encosto Matrix: montar a aproximadamente 37cm do assento	○
DDZ0703	Reguláveis em altura, montados na parte de trás	250,00
DDZ0704	Dobráveis Com encosto Matrix: montar a aproximadamente 37cm do assento	200,00
<b>ÂNGULO ENCOSTO (BA)</b>		

Frame	RSTF	LLL / Footrest mounting	
		High	Std
75° tapered	48	29-39	40-45
	49	29-40	41-46
	50	29-41	42-47
	51	29-42	43-48
90° tapered	48	29-37	38-44
	49	29-38	39-45
	50	29-40	41-46
	51	29-41	42-47



0725



0764-0767

Código	Descrição	P.R.P. €
DDZ0718	78° desde o assento	○
DDZ0709	◆ 82° desde o assento	◆
DDZ0719	86° desde o assento	○
DDZ0711	90° desde o assento	○
<b>TELA DE ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE TELA DE ASSENTO</b>		
DDZ0610	◆ Standard	◆
DDZ0611	Regulável em tensão c/ faixa aderente mach/ fêmea macia no centro	○
<b>BOLSAS DE ASSENTO</b>		
DDZ0606	Amovível	60,00
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
DDZ0600	Standard 60 mm topo em visco	80,00
DDZ0662	Matrx Libra, capa NC SD 37,5cm, SW 36cm e SD tecido macio 45/45,7cm	399,00
<b>APOIO DE PÉS</b>		
<b>TIPO DE MATERIAL DO TUBO DE APOIO DE PÉS</b>		
DDZ1508	◆ Alumínio tubular standard	◆
DDZ1570	Carbono, ajustável em ângulo NC 1513	150,00
<b>COBERTURA DO PATIM</b>		
DDZ1513	Cobertura apoio de pés (apenas p/ conjugar c/ 1508)	100,00
<b>PROTETORES DE ROUPA / APOIO DE BRAÇOS</b>		
<b>PROTETORES DE ROUPA NC DDZ1416/ 1421</b>		
DDZ1424	◆ Resguardos laterais em composito	◆
DDZ1425	Protetores de roupa c/ rebordo, em composito	85,00
DDZ1401	Resguardos laterais carbono	125,00
DDZ1408	Protetores de roupa c/ rebordo, em carbono	150,00
<b>APOIOS DE BRAÇOS COMPLETOS NC RSTF &lt; 42 cm</b>		
DDZ1416	Ajustavel em alt., almofada curta, resguardos em composito	380,00
DDZ1421	Ajustavel em alt., almofada longa, resguardos em composito	380,00
<b>CHASSIS</b>		
<b>COR CHASSIS</b>		
DDZ0360	Attract preto	○
DDZ0307	Attract cinza	○
DDZ0308	Attract azul	○
DDZ0311	Attract vermelho	○
<b>RODA DIANTEIRA</b>		
DDZ0801	4" Everyday c/ pneu preto	○
DDZ0860	4" Comfort c/ pneu preto	○
DDZ0810	5" Everyday c/ pneu preto NC chassis 90° (DDZ0294)	○
DDZ0863	◆ 5" Comfort c/ pneu preto NC chassis 90° (DDZ0294)	◆
<b>RODA TRASEIRA</b>		
<b>TIPO DE BARRA DE EIXO/CAMBER</b>		
DDZ0277	◆ Eixo standard alumínio preto	◆
<b>ÂNGULO DE CAMBER</b>		
DDZ0270	0°	○
DDZ0271	◆ 3°	◆
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>		
DDZ0921	◆ Ativa 24" (roda completa; pneu Light 7,5 bar, aros-motores alumínio cinza 6 pts fixação, 24 raios, eixo preto) NC 1102, 1104, 1113, 1120, 1300	◆
DDZ0915	Kuschall Starec 24" (jante em preto, eixo sem cor)	90,00
DDZ0908	24" High Performance (eixo Starec, jante e raios em preto) NC 1004	250,00
DDZ0906	24" Spinergy LXX (eixo e jante e raios em preto) NC 1004	495,00
<b>TIPO DE PNEU</b>		
DDZ1014	◆ Schwable Rightrun preta/ cinza	◆
DDZ1004	Maciço c/ relevo, cinza apenas c/ DDZ0915	○
DDZ1011	Schwalbe One 24"	100,00
DDZ1010	Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	○



0606



1570



1513



Código	Descrição		P.R.P. €
ARO-MOTOR			NC DDZ0921
DDZ1102		Supergripp dist. 3 ou 4 cm, 24" (montados a 3 cm)	100,00
DDZ1104		Aço, 24", 26", dist. 3 cm	80,00
DDZ1120		The Surge LT 30 mm, dist. 3 cm	240,00
DDZ1113	◆	Alum. Ligth, 24", dist. 3 cm	◆
PROTETORES DE RAIOS			
DDZ1200		24", 26" transparente	NC rodas ativas (DDZ0921) e Spinergy LXX (DDZ0906) 150,00
SEGURANÇA			
TRAVÕES			
DDZ1300	◆	Standard, alavanca inclinada	◆
DDZ1302		Performance NC 1310	60,00
DDZ1303		Ativo NC 1310	60,00
OPÇÕES SEGURANÇA			
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO			só p/ travão standard com alavanca inclinada
DDZ1310		Extensão travão	50,00
RODAS ANTI-VOLTEIO			
DDZ1702		Direita	NC suporte de canadiana e ponteira do mesmo lado 95,00
DDZ1703		Esquerda	NC suporte de canadiana e ponteira do mesmo lado 95,00
DDZ1704		Par	NC suporte de canadiana e ponteira 185,00
KIT DE TRANSPORTE EM VEÍCULO			
DDZ1770		Cinto de segurança e etiquetas	não inclui sistema Tie-down 90,00
REFLETORES			
DDZ1710		Montados na cadeira	○
DDZ1711		Fornecidos c/ a cadeira	○
ACESSÓRIOS			
PONTEIRA AJUDA A SUBIR PASSEIOS (NC KITS ALBER)			
DDZ1708		À direita	NC suporte canadianas ou anti-volteio, no mesmo lado 100,00
DDZ1709		À esquerda	NC suporte canadianas ou anti-volteio, no mesmo lado 100,00
DDZ1718		Esq. e dta. (par)	NC suporte de canadianas e anti-volteio 175,00
SUPORTE DE CANADIANAS			
DDZ1706		À direita	NC ponteira ou anti-volteio, no mesmo lado 100,00
DDZ1707		À esquerda	NC ponteira ou anti-volteio, no mesmo lado 100,00
PROTETORES DE CHASSIS			
DDZ1739		Dianteiro „Kuschall“ 2 un.	NC LLL < 40cm 50,00
BOMBA DE AR			
DDZ1715	◆	Bomba de ar	◆
RELÓGIO KUSCHALL			
DDZ1712		Lado direito	125,00
DDZ1713		Lado esquerdo	125,00
KIT DE FERRAMENTAS			
DDZ1717	◆	Kit de ferramentas	◆
BOLSA PARA RODAS			
DDZ1728		Bolsa para rodas	para rodas 22", 24" e 26" 100,00
PREÇO TOTAL			



1120



1300



1302



1303



1706



1739