

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® TDX® SP2  
 ULTRA LOW MAXX**



**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de **assento Ultra Low Maxx** com reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação Extended Shear Reduction (ESR) e basculação de assento 0-50°. Eletrónica expansível, programável sem fios e instalada com comando de baixa força com ecrã touch para acesso direto a funções de condução e assento. Base de tração com largura total de 680mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**        **kg.**

| Código  | Descrição  | P.R.P. €  |
|---|--|---|
| ARO0080   | TDX SP2 Ultra Low Max modelo básico                | 17.948,25   |
| ARX1300   | ESPECIAL (SOB CONSULTA DIRETA A INVACARE PORTUGAL) |   |
| <b>MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO</b>                    |  |   |
|   |  |   |
|   | <b>Config. Personalizadas</b>                      | <b>Medido desde:</b>  |
| A   | Largura assento                                    | Parte frontal plataforma de assento (canto esq ao canto dto)  |
| B   | Profundidade de assento                            | Parte frontal plataforma de assento até ao suporte do encosto (ponto mais baixo)                          |
| C   | Encosto  | Plataforma assento ao topo da carcaça do encosto  |
| D   | Altura ap. Braços esq                              | Plataforma assento ao topo do tubo  |
| E   | Altura ap. Braços dta                              | Plataforma assento ao topo do tubo  |
| F   | Altura assento                                     | Plataforma assento até ao chão  |
| G   | Ap. Pernas central                                 | Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc. |
| H   | Ap. Pernas montado lateral esq.                    | Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc. |
| K   | Ap. Pernas montado lateral dta                     | Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc. |
| <b>Unidade de assento Ultra Low Maxx</b>        |  |   |
| <b>TIPO DE ASSENTO</b>                          |  |   |
| ARO2020   | Unidade de Assento Elétrica Ultra Low Maxx         | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>LARGURA DE ASSENTO - AMPLITUDE REGULÁVEL</b> |  |   |
| ARO2021   | 405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)            | NC 2030, 2031, 2032, 2033 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| ARO2003   | 480 a 555mm (com incrementos de 25 mm)             | NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033 <input type="checkbox"/>  |
| ARO2022   | 505 a 610 mm (com incrementos de 25 mm)            | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175 <input type="checkbox"/>  |



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código   | Descrição  | P.R.P. € |
|--|--|----------|
| <b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO REGULÁVEL</b>                                     |  |          |
| ARO2008  | 405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm) NC 2040, 2041, 2042  | ◆        |
| ARO2024  | 480 a 580 mm NC 2035, 2036, 2037   | ○        |
| <b>A LARGURA DE ASSENTO PRE-DEFINIÇÃO DE FÁBRICA</b>                         |  |          |
| ARO2025  | 405 mm NC 2022, 2041, 2042 (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705                                      | ○        |
| ARO2026  | 430 mm NC 2022, 2041, 2142, (2041+2042+2147), 2701, 2703, 2705                                     | ◆        |
| ARO2027  | 455 mm NC 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705   | ○        |
| ARO2028  | 480 mm NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706                                     | ○        |
| ARO2029  | 505 mm NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706   | ○        |
| ARO2030  | 530 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706                   | ○        |
| ARO2031  | 555 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706                   | ○        |
| ARO2032  | 580 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706                               | ○        |
| ARO2033  | 610 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706                   | ○        |
| <b>B PROFUNDIDADE DE ASSENTO AUSTÁVEL</b>                                    |  |          |
| ARO2035  | 405 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ○        |
| ARO2036  | 430 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+ap pernas montados na lateral), (2030/2031+2147)     | ◆        |
| ARO2037  | 455 mm NC 2024   | ○        |
| ARO2038  | 480 mm   | ○        |
| ARO2039  | 505 mm   | ○        |
| ARO2040  | 530 mm   | ○        |
| ARO2041  | 555 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)  | ○        |
| ARO2042  | 580 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)  | ○        |
| <b>ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com dimensão de assento)</b>      |  |          |
| ARO2144  | Almofada MatrX Vi (tecido Mesh)  | ◆        |
| ARO2147  | Almofada MatrX Libra NC 2032, 2033, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)    | 453,10€  |
| ARO2140  | Sem almofada de assento  | ○        |
| <b>TIPO DE ENCOSTO</b>   |  |          |
| ARO2050  | High back, altura 410 mm NC 2073, 2074   | ◆        |
| ARO2051  | High back, altura 460 mm NC 2070, 2071   | ○        |
| ARO2174  | Matrx Posture Back, altura 410 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074    | ○        |
| ARO2175  | Matrx Posture Back, altura 510 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072    | ○        |
| ARO2178  | Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm   | ○        |
| <b>Para mais opções de tamanhos dos Encosto Matrx por favor consulte-nos</b> |  |          |
| <b>C OPÇÕES MONTAGEM (Importante para ajuste do mecanismo ESR)</b>           |  |          |
| ARO2506  | 505 mm   | ○        |
| ARO2501  | 535 mm   | ○        |
| ARO2070  | 560 mm NC 2051, 2175, 2178   | ○        |
| ARO2071  | 585 mm NC 2051, 2175, 2178   | ○        |
| ARO2072  | 610 mm NC2174, 2175, 2178  | ○        |
| ARO2073  | 635 mm NC 2050, 2174, 2178   | ○        |
| ARO2074  | 660 mm NC 2050,2174  | ○        |
| <b>APOIOS DE BRAÇO</b>   |  |          |
| ARO2095  | Cantilever rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)             | ◆        |
| ARO2097  | Braço reclinável, estrutura em T, rebatível, ajustável em altura (240-330 mm)                      | ○        |
| ARO0690  | Sem apoios de braço  | ○        |



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código  | Descrição  | P.R.P. €        |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|---|--|-----------------|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|
| <b>ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>   |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2012   | Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)   | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2013   | Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)  | ◆               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2014   | Apoio de braço Ergonómico côncavo NC 2316, 2317, 1404, 1405  | 376,09          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2015   | Sem almofada de apoio de braço   | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>  |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2016   | Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)   | ◆               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2017   | Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (355 mm) NC 2318, 2319, 1404, 1405   | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2018   | Apoio de braço Ergonómico côncavo  | 376,09          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2020   | Sem almofada de apoio de braço   | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO (apenas em combinação c/ ARO2014/18; montagem lado oposto ao comando)</b> |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2080   | Almofada plana p/ apoio da palma da mão esquerda   | 208,30          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2083   | Almofada plana p/ apoio da palma da mão direita  | 208,30          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2082   | Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço esquerdo (aumenta alt. em 43mm)   | 283,52          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2085   | Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço direito (aumenta alt. em 43mm)  | 283,52          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>D AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>  |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | De fábrica   | ◆               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | Personalizado (definir)  | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>240mm</td> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250mm</td> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>260mm</td> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>405mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                 | 240mm    |  | 300mm |  | 360mm |  | 250mm |  | 310mm |  | 370mm |  | 260mm |  | 320mm |  | 380mm |  | 270mm |  | 330mm |  | 390mm |  | 280mm |  | 340mm |  | 405mm |  | 290mm |  | 350mm |  |  |  |
|   | 240mm  |                 | 300mm    |  | 360mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 250mm  |                 | 310mm    |  | 370mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 260mm  |                 | 320mm    |  | 380mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 270mm  |                 | 330mm    |  | 390mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 280mm  |                 | 340mm    |  | 405mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 290mm  |                 | 350mm    |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>E AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>   |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | De fábrica   | ◆               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | Personalizado (definir)  | ○               |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>240mm</td> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250mm</td> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>260mm</td> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>405mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                 | 240mm    |  | 300mm |  | 360mm |  | 250mm |  | 310mm |  | 370mm |  | 260mm |  | 320mm |  | 380mm |  | 270mm |  | 330mm |  | 390mm |  | 280mm |  | 340mm |  | 405mm |  | 290mm |  | 350mm |  |  |  |
|   | 240mm  |                 | 300mm    |  | 360mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 250mm  |                 | 310mm    |  | 370mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 260mm  |                 | 320mm    |  | 380mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 270mm  |                 | 330mm    |  | 390mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 280mm  |                 | 340mm    |  | 405mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | 290mm  |                 | 350mm    |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>SUORTE DE COTOVELOS</b>  |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | <b>DIREITA</b>   | <b>ESQUERDA</b> |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| SUORTE XS (110X83mm)  | ARO2351 NC 2018  | ARO2347 NC 2014 | 170,69 € |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| SUORTE S (135X90mm)   | ARO2352 NC 2018  | ARO2348 NC 2014 | 170,69 € |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| SUORTE M (145X95mm)   | ARO2353 NC 2018  | ARO2349 NC 2014 | 170,69 € |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| SUORTE L (165X110mm)  | ARO2354 NC 2018  | ARO2350 NC 2014 | 170,69 € |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>MONTAGEM DO HARDWARE</b>   |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|   | <b>DIREITA</b>   | <b>ESQUERDA</b> |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| VERTICAL 3" / HORIZONTAL 5"   | ARO2371  | ARO2361         | ○        |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| VERTICAL 3" / HORIZONTAL 7"   | ARO2372  | ARO2362         | ○        |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| VERTICAL 5" / HORIZONTAL 5"   | ARO2373  | ARO2363         | ○        |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| VERTICAL 5" / HORIZONTAL 7"   | ARO2374  | ARO2364         | ○        |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>SUPORTES DE ANCA</b>   |  |                 |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2184   | Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2114   | Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2186   | Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2188   | Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2185   | Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706  | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2115   | Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706  | 243,02          |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |



Ap. Braço Cantilever



Ap. Braço Reclinável

| Código   | Descrição   | P.R.P. € |
|--|---|----------|
| ARO2187  | Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02   |
| ARO2189  | Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | 243,02   |
| <b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>               |   |          |
| ARO2164  | Montagem para ajuste em altura 155mm  | ○        |
| ARO2165  | Montagem para ajuste em altura 206mm  | ○        |
| <b>APOIO DE CABEÇA E SUPORTE DE MONTAGEM</b>                     |   |          |
| ARO2324  | Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem  | ◆        |
| ARO2325  | Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem   | 376,09   |
| ARO1495  | Obrigatório se selecionar opção 2230 e 2247   | ○        |
| <b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (ESQUERDO E DIREITO)</b>            |   |          |
| ARO2043  | Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm  | 289,31   |
| ARO2045  | Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm   | 289,31   |
| ARO2044  | Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm  | 289,31   |
| ARO2046  | Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm   | 289,31   |
| ARO2049  | Suporte telescópico adicional, Maxx Style, par  | 167,80   |
| <b>Regulações da unidade de assento Ultra Low Maxx</b>           |   |          |
| <b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>                                     |   |          |
| ARO2052  | Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 50°  | ◆        |
| ARO2053  | Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 45°, com Elevador de Assento 300 mm NC 0039  | 1.851,53 |
| <b>F DEFINIÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO</b>                          |   |          |
| ARO0337  | 440mm (2054/2055+0592)  | ◆        |
| ARO0331  | 460mm   | ○        |
| ARO0339  | 480 mm NC 2053  | ○        |
| <b>OPÇÕES DE MONTAGEM BASCULAÇÃO DO ASSENTO</b>                  |   |          |
| ARO2057  | Ultra Low Maxx Basculação montagem standard   | ◆        |
| ARO2054  | Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5° NC (0337+0592)   | 347,16   |
| ARO2055  | Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 10° - reduz basculação posterior em 10° NC 2035 (0337+0592), (2036 + ap pernas montados lateralmente)  | 433,95   |
| ARO2056  | Ultra Low Maxx CG Pré-Basculação posterior 5° - aumenta basculação posterior em 5°; aumenta altura assento-chão dianteira em 6cm NC 0592 Combinável com todas as opções de apoios de pernas   | 347,16   |
| <b>RECLINAÇÃO DE ENCOSTO COM ESR (Extended Shear Reduction)</b>  |   |          |
| ARO2060  | Reclinação Elétrica 90 a 170° com sistema de compensação ESR  | ◆        |
| ARO2063  | Reclinação Elétrica, 8° Proclive, 82° a 162°  | ○        |
| ARO2066  | Reclinação Elétrica, 30° Proclive, 60° a 140°   | 433,95   |
| <b>Apoio de pernas para assento Ultra Low Maxx</b>               |   |          |
| <b>APOIO DE PERNAS CENTRAL (INCLUI ALMOFADA APOIO DE GEMEOS)</b> |   |          |
| ARO0586  | Apoio de perna, central, configurado para a Ultra Low Maxx  | ○        |
| ARO0589  | Ap. perna, central, com compensação, eléctrico, LNX Power Centre Mount para Ultra Low Max   | 1.822,60 |
| ARO592   | Ap. Perna central eléctrico LNX, com compensação, com elevador de patim (desce até ao chão), comprimento 380-419 mm (Seleção do comp. depende da altura assento-chão). Apenas como fabrico especial, requer personalização. NC 0583, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055) | 3.008,73 |
| <b>TIPO DE PATIM</b>   |   |          |
| ARO2365  | Patins ajustáveis em ângulo e largura S (190mm comprimento)   | ○        |
| ARO0559  | Patins ajustáveis em ângulo e largura M (240mm comprimento) NC 0592   | ◆        |
| ARO0516  | Patins ajustáveis em ângulo e largura L (290mm comprimento) NC 0592   | ○        |



Ap. Pernas Central Elétrico LNX

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código   | Descrição  | P.R.P. € |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|--|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|
| ARO0517  | Plataforma ajustável em ângulo (275mm comprimento) NC 0592   | 270,38   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL, opções 0586 &amp; 0589</b>        |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | De fábrica   | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | Personalizado (definir)  | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>355mm</td> <td></td> <td>410mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>325mm</td> <td></td> <td>364mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>335mm</td> <td></td> <td>375mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>345mm</td> <td></td> <td>385mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |          | 310mm |  | 355mm |  | 410mm |  | 325mm |  | 364mm |  |       |  | 335mm |  | 375mm |  |       |  | 345mm |  | 385mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 310mm  |          | 355mm |  | 410mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 325mm  |          | 364mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 335mm  |          | 375mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 345mm  |          | 385mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL COM ELEVADOR ELETRICO DE PATIM</b> |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | Personalizado:   | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | NOTA: medir cuidadosamente e considerar a altura da almofada; o fabrico especial é personalizado e não permitirá qualquer alteração posterior.   |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>380mm</td> <td></td> <td>406mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>393mm</td> <td></td> <td>419mm</td> </tr> </table>  |          | 380mm |  | 406mm |  | 393mm |  | 419mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 380mm  |          | 406mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 393mm  |          | 419mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (ESQUERDO)</b>                        |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0537  | Vari A   | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0539  | ADE 0°-80°   | 433,95   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (DIREITO)</b>                         |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0547  | Vari A   | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0549  | ADE 0°-80°   | 433,95   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>TIPO DE PATIM REGULÁVEL (ESQUERDA)</b>                                      |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0509  | Regulável em ângulo  | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0511  | Regulável em ângulo e profundidade   | 144,65   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>TIPO DE PATIM REGULÁVEL (DIREITO)</b>                                       |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0506  | Regulável em ângulo  | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO0508  | Regulável em ângulo e profundidade   | 144,65   |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>H AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI ESQUERDO</b>                       |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | De fábrica   | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | Personalizado (definir)  | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>400mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td>410mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> <td></td> <td>420mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> <td></td> <td>430mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |          | 270mm |  | 330mm |  | 390mm |  | 280mm |  | 340mm |  | 400mm |  | 290mm |  | 350mm |  | 410mm |  | 300mm |  | 360mm |  | 420mm |  | 310mm |  | 370mm |  | 430mm |  | 320mm |  | 380mm |  |  |  |
|  | 270mm  |          | 330mm |  | 390mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 280mm  |          | 340mm |  | 400mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 290mm  |          | 350mm |  | 410mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 300mm  |          | 360mm |  | 420mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 310mm  |          | 370mm |  | 430mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 320mm  |          | 380mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>K AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI DIREITO</b>                        |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | De fábrica   | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | Personalizado (definir)  | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>400mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td>410mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> <td></td> <td>420mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> <td></td> <td>430mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |          | 270mm |  | 330mm |  | 390mm |  | 280mm |  | 340mm |  | 400mm |  | 290mm |  | 350mm |  | 410mm |  | 300mm |  | 360mm |  | 420mm |  | 310mm |  | 370mm |  | 430mm |  | 320mm |  | 380mm |  |  |  |
|  | 270mm  |          | 330mm |  | 390mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 280mm  |          | 340mm |  | 400mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 290mm  |          | 350mm |  | 410mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 300mm  |          | 360mm |  | 420mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 310mm  |          | 370mm |  | 430mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|  | 320mm  |          | 380mm |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>Tipo de Comando e Electrónica LiNX</b>                                      |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| <b>COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE</b>  |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2203  | Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272  | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2204  | Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437) NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272   | ○        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2205  | Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch  | ◆        |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
| ARO2206  | Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch<br>Nota: Escolher hardware de montagem NC 2270   | 1.446,51 |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código   | Descrição  | P.R.P. € |
|--|--|----------|
| <b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>  |  |          |
| ARO2270  | 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206                     | 138,82€  |
| <b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO</b>  |  |          |
| ARO1207  | Suporte standard dto. NC 1404  | ○        |
| ARO1208  | Suporte standard esq. NC 1405  | ○        |
| ARO1707  | Suporte rebatível dto. NC 1404   | ◆        |
| ARO1708  | Suporte rebatível esq. NC 1405   | ○        |
| ARO2075  | Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à dta p/ utilizador NC 1415                                    | 289,31   |
| ARO2076  | Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à esq. p/ utilizador NC 1339                                   | 289,31   |
| ARO2227  | Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita NC 2219, 1221                              | 138,86   |
| ARO2228  | Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda NC 2219, 1222                             | 138,86   |
| <b>SUPORTE PARA DISPLAY LINX REM500</b>  |  |          |
| ARO2209  | Suporte rebatível para a direita, multi-ajustável NC (2251+2217), 1404   | ○        |
| ARO2210  | Suporte rebatível para a esquerda, multi-ajustável NC (2251+2218), 1405  | ○        |
| ARO2213  | Montagem central, rebatível para a dta. (linha média) NC (2251+2217), 1404, 1405                                   | 694,32   |
| ARO2214  | Montagem central, rebatível para a esq. (linha média) NC (2251+2218), 1404, 1405                                   | 694,32   |
| <b>COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)</b>                            |  |          |
| ARO2219  | Comando duplo compacto LiNX (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, (2227/2228+ 2203/ 2204/ 2205)                              | 856,33   |
| ARO2245  | Comando de acompanhante intuitivo IDC NC 1207, 1208  | 1.620,09 |
| ARO1207  | Suporte standard dto. NC 2245  | ○        |
| ARO1208  | Suporte standard esq. NC 2245  | ○        |
| ARO1221  | Suporte direito, rebatível NC 2219, 2227   | ○        |
| ARO1222  | Suporte esquerdo, rebatível NC 2219, 2228  | ○        |
| <b>LINX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>       |  |          |
| ARO2231  | Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão: 192g)   | 694,32   |
| ARO2232  | Comando compacto proporcional (pouca força para operar) DLX-CR400LF (força deflexão: 112g)                         | 983,63   |
| ARO2207  | Montagem à dta.  | ○        |
| ARO2208  | Montagem à esq.  | ○        |
| ARO2213  | Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)  | 694,32   |
| ARO2214  | Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)  | 694,32   |
| <b>COMANDOS ALTERNATIVOS &amp; ENTRADAS &amp; SUPORTES (Requer o comando rehab como principal)</b> |  |          |
| <b>COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>  |  |          |
| ARO2230  | Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (ATOM, ASL104) com abas standard M3 NC 2233, 2257, 2240 | 6.364,63 |
| ARO2247  | Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2233, 2257, 2240   | 6.480,35 |
| <b>COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE</b>  |  |          |
| ARO2257  | Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)  | 7.174,67 |
| ARO2275  | Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)       | ○        |
| ARO2276  | Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)       | ○        |
| <b>ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>   |  |          |
| ARO2249  | Recetor de switch triplo (ASL557-3) (Sub D plug)   | 520,75   |
| ARO2250  | Emulador de rato sem fios (ASL558)   | 1.099,35 |
| <b>COMANDO MICRO DE EXTREMIDADES</b>   |  |          |
| ARO2233  | Mini Joystick proporcional MEC (força deflexão: 18g)   | 4.050,22 |
| <b>COMANDO HEAVY DUTY</b>  |  |          |
| ARO2240  | Comando Heavy Duty proporcional ASL133 (força deflexão: 285g)  | 2.302,84 |
| <b>COMANDO PEDIÁTRICO</b>  |  |          |

**LiNX®**



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



| Código  | Descrição   | P.R.P. € |
|---|---|----------|
| ARO2243   | Comando pediátrico proporcional (ASL132) (força deflexão: 90g), inclui módulo de input  | 2.430,13 |
| <b>MONTAGEM DOS TABULEIROS/ COMANDOS</b>        |   |          |
| ARO2235   | Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)   | ○        |
| ARO2236   | Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)   | ○        |
| ARO2213   | Montagem central, rebatível p/ dta na linha média   | ○        |
| ARO2214   | Montagem central, rebatível p/ esq na linha média   | ○        |
| ARO2241   | Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)  | 694,32   |
| ARO2242   | Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)  | 694,32   |
| <b>COMANDO DE SOPRO</b>                         |   |          |
| ARO2255   | Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)                                 | 7.521,83 |
| ARO2256   | Comando de sopro (inclui kit de sopro, switch de lábio ASL301 LIP e módulo de input)  | 7.521,83 |
| <b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>          |   |          |
| ARO2251   | Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch") | 595,96   |
| ARO2217   | Suporte dto., montado para o utilizador   | 69,43    |
| ARO2218   | Suporte esq., montado para o utilizador   | 69,43    |
| ARO2226   | Montado para o acompanhante, nas carenagens traseiras   | 98,37    |
| ARO2225   | Sem montagem  |          |
| <b>ALAVANCA/ BOTÃO PARA CONTROLO DE BÁSCULA</b> |   |          |
| ARO2263   | Caixa para funções elétricas (4 alavanca)   | 289,31   |
| ARO2264   | Caixa para funções elétricas (4 botões)   | 289,31   |
| ARO2207   | Montagem à dta  | ○        |
| ARO2208   | Montagem à esq  | ○        |
| ARO2225   | Sem montagem  | ○        |
| <b>ACESSÓRIOS LINX</b>                          |   |          |
| ARO2253   | Entrada para carregador USB DLX-USB02-A NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706   | ○        |
| ARO2207   | Montagem à esq  | ○        |
| ARO2208   | Montagem à dta  | ○        |
| <b>MÓDULO OUTPUT</b>                            |   |          |
| ARO2272   | Módulo Output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação) NC 2203, 2204  | 752,19   |
| <b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)</b>         |   |          |
| ARO1685   | Vermelho  | 115,72   |
| ARO1686   | Amarelo   | 115,72   |
| ARO1687   | Verde   | 115,72   |
| ARO1690   | Azul  | 115,72   |
| <b>EGG SWITCH</b>                               |   |          |
| ARO2254   | Egg switch, preto   | 127,30   |
| <b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)</b>          |   |          |
| ARO1711   | Vermelho  | 127,30   |
| ARO1712   | Amarelo   | 127,30   |
| ARO1713   | Verde   | 127,30   |
| ARO1714   | Laranja   | 127,30   |
| ARO1715   | Azul  | 127,30   |
| ARO1716   | Preto   | 127,30   |
| <b>COMANDO PARAGEM DE EMERGÊNCIA</b>            |   |          |
| ARO2258   | Comando paragem de emergência (ASL504)  | 772,50   |
| <b>MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT</b>           |   |          |
| ARO2721   | Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A   | 115,72   |
| ARO2722   | Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A   | 115,72   |
| ARO2723   | Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A   | 115,72   |
| ARO2724   | Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A   | 144,65   |
| <b>Cor do chassis</b>                           |   |          |
| <b>CORES</b>                                    |   |          |



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

| Código                          | Descrição  | P.R.P. €              |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| ARO2601                         | Cinza SpaceStation ○   | ARO2602 Azul Island ○ |
| ARO2603                         | Lilás JellyBean ○  | ARO2608 Preto Mate ○  |
| ARO2607                         | Vermelho RockStar ○  | ARO0228 Preto ◆       |
| ARO2609                         | Azul Invacare ○  |                       |
| <b>COR DOS AROS DAS JANTES</b>  |  |                       |
| ARO2611                         | Cinza SpaceStation ○   | ARO2612 Azul Island ○ |
| ARO2613                         | Lilás JellyBean ○  | ARO2618 Preto Mate ○  |
| ARO2617                         | Vermelho RockStar ○  | ARO2620 Preto ○       |
| ARO2619                         | Azul Invacare ◆  |                       |
| <b>FORQUETAS</b>                |  |                       |
| ARO2631                         | Forqueta única ○   |                       |
| ARO2632                         | Forqueta dupla ○   |                       |
| <b>Opções de performance</b>    |  |                       |
| <b>RODAS DE TRAÇÃO</b>          |  |                       |
| ARO0704                         | 14"x3" Pneumáticas, pneu preto ◆   |                       |
| ARO0732                         | 14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8 ○   |                       |
| ARO0733                         | 14"x3" Maciças, com injeção de gel (mais macio) ○  |                       |
| <b>TIPO DE MOTOR</b>            |  |                       |
| ARO1285                         | 10 km/h, 4 polos ◆   |                       |
| ARO1224                         | 12 km/h, 4 polos   | 520,75                |
| <b>TIPO DE BATERIAS</b>         |  |                       |
| ARO1260                         | 73,5 Ah ◆  |                       |
| <b>CARREGADOR DE BATERIAS</b>   |  |                       |
| ARO1343                         | OptiCharge 8 A ◆   |                       |
| ARO1313                         | OptiCharge 10 A  | 405,03                |
| <b>Giroscópio</b>               |  |                       |
| <b>G-TRAC</b>                   |  |                       |
| ARO1215                         | G-Trac   | 723,26                |
| <b>Opções</b>                   |  |                       |
| <b>KIT DE LUZES</b>             |  |                       |
| ARO1437                         | Sistema de luzes LED   | 567,04                |
| ARO1254                         | Sem sistema de luzes ◆   |                       |
| <b>KIT DE TRANSPORTE</b>        |  |                       |
| ARO1450                         | Chassis preparado para aplicação DAHL - Docking Station (obrigatório selecionar apoio de cabeça)                             |                       |
| ARO1493                         | 4 Pontos para transportar a cadeira sem utilizador ◆   |                       |
| ARO1494                         | 4-pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISSO 7176-19:2001; obrigatório apoio de cabeça) ○        |                       |
| <b>CINTO DE POSICIONAMENTO</b>  |  |                       |
| ARO2113                         | Cinto auto-lock, montagem na calha NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ◆   |                       |
| <b>CINTOS PÉLVICOS BODYPONT</b> |  |                       |
| ARO2701                         | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)            | 144,65                |
| ARO2702                         | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)            | 144,65                |
| ARO2703                         | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) | 127,30                |
| ARO2704                         | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)  | 127,30                |
| ARO2705                         | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)                       | 104,15                |
| ARO2706                         | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)                       | 104,15                |
| <b>ESPELHO RETROVISOR</b>       |  |                       |
| ARO1415                         | Espelho direito NC 2075  | 69,43                 |
| ARO1339                         | Espelho esquerdo NC 2076   | 69,43                 |
| <b>TABULEIRO</b>                |  |                       |
| ARO1404                         | Tabuleiro rebatível à direita NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018  | 422,38                |
| ARO1405                         | Tabuleiro rebatível à esquerda NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018   | 329,81                |
| <b>PREÇO TOTAL</b>              |  |                       |



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button