

INVACARE PORTUGAL II, Lda
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Março de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® TDX® SP2
 ULTRA LOW MAXX**



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de **assento Ultra Low Maxx** com reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação Extended Shear Reduction (ESR) e basculação de assento 0-50°. Eletrónica expansível, programável sem fios e instalada com comando de baixa força com ecrã touch para acesso direto a funções de condução e assento. Base de tração com largura total de 680mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
ARO0080	TDX SP2 Ultra Low Max modelo básico	18.307,22 €
ARX1300	ESPECIAL (SOB CONSULTA DIRETA A INVACARE PORTUGAL)	
MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO		
	Config. Personalizadas	Medido desde:
A	Largura assento	Parte frontal plataforma de assento (canto esq ao canto dto)
B	Profundidade de assento	Parte frontal plataforma de assento até ao suporte do encosto (ponto mais baixo)
C	Encosto	Plataforma assento ao topo da carcaça do encosto
D	Altura ap. Braços esq	Plataforma assento ao topo do tubo
E	Altura ap. Braços dta	Plataforma assento ao topo do tubo
F	Altura assento	Plataforma assento até ao chão
G	Ap. Pernas central	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
H	Ap. Pernas montado lateral esq.	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
K	Ap. Pernas montado lateral dta	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, paralelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
Unidade de assento Ultra Low Maxx		
TIPO DE ASSENTO		
ARO2020	Unidade de Assento Elétrica Ultra Low Maxx	◆
LARGURA DE ASSENTO - AMPLITUDE REGULÁVEL		
ARO2021	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2030, 2031, 2032, 2033 ◆
ARO2003	480 a 555mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033 ○
ARO2022	505 a 610 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175 ○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO REGULÁVEL		
ARO2008	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm) NC 2040, 2041, 2042	◆
ARO2024	480 a 580 mm NC 2035, 2036, 2037	○
A LARGURA DE ASSENTO PRE-DEFINIÇÃO DE FÁBRICA		
ARO2025	405 mm NC 2022, 2041, 2042 (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARO2026	430 mm NC 2022, 2041, 2142, (2041+2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARO2027	455 mm NC 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARO2028	480 mm NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2029	505 mm NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2030	530 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2031	555 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARO2032	580 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	○
ARO2033	610 mm NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	○
B PROFUNDIDADE DE ASSENTO AUSTÁVEL		
ARO2035	405 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARO2036	430 mm NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+ap pernas montados na lateral), (2030/2031+2147)	◆
ARO2037	455 mm NC 2024	○
ARO2038	480 mm	○
ARO2039	505 mm	○
ARO2040	530 mm	○
ARO2041	555 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ARO2042	580 mm NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com dimensão de assento)		
ARO2144	Almofada MatrX Vi (tecido Mesh)	◆
ARO2147	Almofada MatrX Libra NC 2032, 2033, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	462,16 €
ARO2140	Sem almofada de assento	○
TIPO DE ENCOSTO		
ARO2050	High back, altura 410 mm NC 2073, 2074	◆
ARO2051	High back, altura 460 mm NC 2070, 2071	○
ARO2174	Matrx Posture Back, altura 410 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074	○
ARO2175	Matrx Posture Back, altura 510 mm NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072	○
ARO2178	Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm	○
ARO2168	Encosto MatrX MAC Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral NC: 2505	○
ARO2169	Encosto MatrX MAC HUG com Stamina Fiber Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral NC: 2505	○
ALTURA ENCOSTO MAC		
ARO2380	40.5cm	○
ARO2381	45.5cm	○
ARO2382	50.5cm	○
ARO2383	56cm	○
CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC		
ARO2385	9cm	○
ARO2386	15cm	○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																				
ARO2387	23cm	○																																				
CONTORNO LATERAL DIREITO MAC																																						
ARO2389	9cm	○																																				
ARO2390	15cm	○																																				
ARO2391	23cm	○																																				
LARGURA MAC																																						
ARO2394	encosto igual à largura assento	○																																				
ARO2395	+2,5cm que a largura assento	○																																				
Para mais opções de tamanhos dos Encosto Matrix por favor consulte-nos																																						
C OPÇÕES MONTAGEM (Importante para ajuste do mecanismo ESR)																																						
ARO2506	505 mm	○																																				
ARO2501	535 mm	○																																				
ARO2070	560 mm NC 2051, 2175, 2178	○																																				
ARO2071	585 mm NC 2051, 2175, 2178	○																																				
ARO2072	610 mm NC2174, 2175, 2178	○																																				
ARO2073	635 mm NC 2050, 2174, 2178	○																																				
ARO2074	660 mm NC 2050,2174	○																																				
APOIOS DE BRAÇO																																						
ARO2095	Cantilever rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	◆																																				
ARO2097	Braço reclinável, estrutura em T, rebatível, ajustável em altura (240-330 mm)	○																																				
ARO0690	Sem apoios de braço	○																																				
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO																																						
ARO2012	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	○																																				
ARO2013	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	◆																																				
ARO2014	Apoio de braço Ergonómico côncavo NC 2316, 2317, 1404, 1405	383,61 €																																				
ARO2015	Sem almofada de apoio de braço	○																																				
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO																																						
ARO2016	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	◆																																				
ARO2017	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (355 mm) NC 2318, 2319, 1404, 1405	○																																				
ARO2018	Apoio de braço Ergonómico côncavo	383,61 €																																				
ARO2020	Sem almofada de apoio de braço	○																																				
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO (apenas em combinação c/ ARO2014/18; montagem lado oposto ao comando)																																						
ARO2080	Almofada plana p/ apoio da palma da mão esquerda	212,47 €																																				
ARO2083	Almofada plana p/ apoio da palma da mão direita	212,47 €																																				
ARO2082	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço esquerdo (aumenta alt. em 43mm)	289,19 €																																				
ARO2085	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço direito (aumenta alt. em 43mm)	289,19 €																																				
D AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO ESQUERDO																																						
	De fábrica	◆																																				
	Personalizado (definir)	○																																				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>240mm</td> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250mm</td> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>260mm</td> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>405mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		240mm		300mm		360mm		250mm		310mm		370mm		260mm		320mm		380mm		270mm		330mm		390mm		280mm		340mm		405mm		290mm		350mm			
	240mm		300mm		360mm																																	
	250mm		310mm		370mm																																	
	260mm		320mm		380mm																																	
	270mm		330mm		390mm																																	
	280mm		340mm		405mm																																	
	290mm		350mm																																			
E AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO DIREITO																																						
	De fábrica	◆																																				
	Personalizado (definir)	○																																				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>240mm</td> <td></td> <td>300mm</td> <td></td> <td>360mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250mm</td> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>370mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>260mm</td> <td></td> <td>320mm</td> <td></td> <td>380mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>270mm</td> <td></td> <td>330mm</td> <td></td> <td>390mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280mm</td> <td></td> <td>340mm</td> <td></td> <td>405mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>290mm</td> <td></td> <td>350mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		240mm		300mm		360mm		250mm		310mm		370mm		260mm		320mm		380mm		270mm		330mm		390mm		280mm		340mm		405mm		290mm		350mm			
	240mm		300mm		360mm																																	
	250mm		310mm		370mm																																	
	260mm		320mm		380mm																																	
	270mm		330mm		390mm																																	
	280mm		340mm		405mm																																	
	290mm		350mm																																			



Ap. Braço Cantilever



Ap. Braço Reclinável

Código	Descrição	P.R.P. €	
SUPORTE DE COTOVELO			
	DIREITA	ESQUERDA	
SUPORTE XS (110X83mm)	ARO2351 NC 2018	ARO2347 NC 2014	174,10 €
SUPORTE S (135X90mm)	ARO2352 NC 2018	ARO2348 NC 2014	174,10 €
SUPORTE M (145X95mm)	ARO2353 NC 2018	ARO2349 NC 2014	174,10 €
SUPORTE L (165X110mm)	ARO2354 NC 2018	ARO2350 NC 2014	174,10 €
MONTAGEM DO HARDWARE			
	DIREITA	ESQUERDA	
VERTICAL 3" / HORIZONTAL 5"	ARO2371	ARO2361	○
VERTICAL 3" / HORIZONTAL 7"	ARO2372	ARO2362	○
VERTICAL 5" / HORIZONTAL 5"	ARO2373	ARO2363	○
VERTICAL 5" / HORIZONTAL 7"	ARO2374	ARO2364	○
SUPORTES DE ANCA			
ARO2184	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2114	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2186	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2188	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2185	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2115	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2187	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
ARO2189	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		247,88 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA			
ARO2164	Montagem para ajuste em altura 155mm		○
ARO2165	Montagem para ajuste em altura 206mm		○
APOIO DE CABEÇA E SUPORTE DE MONTAGEM			
ARO2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		◆
ARO2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		383,61 €
ARO1495	Obrigatório se selecionar opção 2230 e 2247		○
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (ESQUERDO E DIREITO)			
ARO2043	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		295,10 €
ARO2045	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		295,10 €
ARO2044	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		295,10 €
ARO2046	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		295,10 €
ARO2049	Suporte telescópico adicional, Maxx Style, par		171,16 €
Regulações da unidade de assento Ultra Low Maxx			
BASCULAÇÃO DE ASSENTO			
ARO2052	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 50°		◆
ARO2053	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 45°, com Elevador de Assento 300 mm NC 0039		1.888,56 €
F DEFINIÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO			
ARO0352	420mm	Apenas com opção 2053	○
ARO0337	440mm	(2054/2055+0592)	◆
ARO0331	460mm		○
ARO0339	480 mm	NC 2053	○
OPÇÕES DE MONTAGEM BASCULAÇÃO DO ASSENTO			
ARO2057	Ultra Low Maxx Basculação montagem standard		◆
ARO2054	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5° NC (0337+0592)		354,10 €
ARO2055	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 10° - reduz basculação posterior em 10° NC 2035 (0337+0592), (2036 + ap pernas montados lateralmente)		442,63 €



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																								
ARO2056	Ultra Low Maxx CG Pré-Basculação posterior 5° - aumenta basculação posterior em 5°; aumenta altura assento-chão dianteira em 6cm NC 0592 Combinável com todas as opções de apoios de pernas	354,10 €																								
RECLINAÇÃO DE ENCOSTO COM ESR (Extended Shear Reduction)																										
ARO2060	Reclinação Elétrica 90 a 170° com sistema de compensação ESR	◆																								
ARO2063	Reclinação Elétrica, 8° Proclive, 82° a 162°	○																								
ARO2066	Reclinação Elétrica, 30° Proclive, 60° a 140°	442,63 €																								
Apoio de pernas para assento Ultra Low Maxx																										
APOIO DE PERNAS CENTRAL (INCLUI ALMOFADA APOIO DE GEMEOS)																										
ARO0586	Apoio de perna, central, configurado para a Ultra Low Maxx	○																								
ARO0589	Ap. perna, central, com compensação, eléctrico, LNX Power Centre Mount para Ultra Low Max	1.859,05 €																								
ARO592	Ap. Perna central eléctrico LNX, com compensação, com elevador de patim (desce até ao chão), comprimento 380-419 mm (Seleção do comp. depende da altura assento-chão). Apenas como fabrico especial, requer personalização. NC 0583, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055)	3.068,90 €																								
TIPO DE PATIM																										
ARO2365	Patins ajustáveis em ângulo e largura S (190mm comprimento)	○																								
ARO0559	Patins ajustáveis em ângulo e largura M (240mm comprimento) NC 0592	◆																								
ARO0516	Patins ajustáveis em ângulo e largura L (290mm comprimento) NC 0592	○																								
ARO0517	Plataforma ajustável em ângulo (275mm comprimento) NC 0592	275,79 €																								
G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL, opções 0586 & 0589																										
	De fábrica	◆																								
	Personalizado (definir)	○																								
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>310mm</td> <td></td> <td>355mm</td> <td></td> <td>410mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>325mm</td> <td></td> <td>364mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>335mm</td> <td></td> <td>375mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>345mm</td> <td></td> <td>385mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		310mm		355mm		410mm		325mm		364mm				335mm		375mm				345mm		385mm			
	310mm		355mm		410mm																					
	325mm		364mm																							
	335mm		375mm																							
	345mm		385mm																							
G AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL COM ELEVADOR ELETRICO DE PATIM																										
	Personalizado:	○																								
	NOTA: medir cuidadosamente e considerar a altura da almofada; o fabrico especial é personalizado e não permitirá qualquer alteração posterior.																									
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>380mm</td> <td></td> <td>406mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>393mm</td> <td></td> <td>419mm</td> </tr> </table>		380mm		406mm		393mm		419mm																	
	380mm		406mm																							
	393mm		419mm																							
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (ESQUERDO)																										
ARO0537	Vari A	◆																								
ARO0539	ADE 0°-80°	442,63 €																								
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (DIREITO)																										
ARO0547	Vari A	◆																								
ARO0549	ADE 0°-80°	442,63 €																								
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (ESQUERDA)																										
ARO0509	Regulável em ângulo	◆																								
ARO0511	Regulável em ângulo e profundidade	147,54 €																								
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (DIREITO)																										
ARO0506	Regulável em ângulo	◆																								
ARO0508	Regulável em ângulo e profundidade	147,54 €																								
H AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI ESQUERDO																										
	De fábrica	◆																								
	Personalizado (definir)	○																								



Ap. Pernas Central Elétrico LNX

Código	Descrição	P.R.P. €																		
	<table border="1"> <tr><td>270mm</td><td>330mm</td><td>390mm</td></tr> <tr><td>280mm</td><td>340mm</td><td>400mm</td></tr> <tr><td>290mm</td><td>350mm</td><td>410mm</td></tr> <tr><td>300mm</td><td>360mm</td><td>420mm</td></tr> <tr><td>310mm</td><td>370mm</td><td>430mm</td></tr> <tr><td>320mm</td><td>380mm</td><td></td></tr> </table>	270mm	330mm	390mm	280mm	340mm	400mm	290mm	350mm	410mm	300mm	360mm	420mm	310mm	370mm	430mm	320mm	380mm		
270mm	330mm	390mm																		
280mm	340mm	400mm																		
290mm	350mm	410mm																		
300mm	360mm	420mm																		
310mm	370mm	430mm																		
320mm	380mm																			
K AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI DIREITO																				
	De fábrica	◆																		
	Personalizado (definir)	○																		
	<table border="1"> <tr><td>270mm</td><td>330mm</td><td>390mm</td></tr> <tr><td>280mm</td><td>340mm</td><td>400mm</td></tr> <tr><td>290mm</td><td>350mm</td><td>410mm</td></tr> <tr><td>300mm</td><td>360mm</td><td>420mm</td></tr> <tr><td>310mm</td><td>370mm</td><td>430mm</td></tr> <tr><td>320mm</td><td>380mm</td><td></td></tr> </table>	270mm	330mm	390mm	280mm	340mm	400mm	290mm	350mm	410mm	300mm	360mm	420mm	310mm	370mm	430mm	320mm	380mm		
270mm	330mm	390mm																		
280mm	340mm	400mm																		
290mm	350mm	410mm																		
300mm	360mm	420mm																		
310mm	370mm	430mm																		
320mm	380mm																			
Tipo de Comando e Electrónica LINX																				
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE																				
ARO2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	○																		
ARO2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de seleccionar em combinação c/ ASA1437) NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	○																		
ARO2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch	◆																		
ARO2206	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch Nota: Escolher hardware de montagem NC 1709, 1710, 2270	1.475,44 €																		
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400																				
ARO2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206	141,60 €																		
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO																				
ARO1207	Suporte standard dto. NC 1404	○																		
ARO1208	Suporte standard esq. NC 1405	○																		
ARO1707	Suporte rebatível dto. NC 1404	◆																		
ARO1708	Suporte rebatível esq. NC 1405	○																		
ARO1709	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, direita NC: 1404	357,00 €																		
ARO1710	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, esquerda NC: 1405	357,00 €																		
ARO2075	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à dta p/ utilizador NC 1415	295,10 €																		
ARO2076	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à esq. p/ utilizador NC 1339	295,10 €																		
ARO2227	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita NC 2219, 1221	141,64 €																		
ARO2228	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda NC 2219, 1222	141,64 €																		
SUPORTE PARA DISPLAY LINX REM500																				
ARO2209	Suporte rebatível para a direita, multi-ajustável NC (2251+2217), 1404	○																		
ARO2210	Suporte rebatível para a esquerda, multi-ajustável NC (2251+2218), 1405	○																		
ARO2213	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média) NC (2251+2217), 1404, 1405	708,21 €																		
ARO2214	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média) NC (2251+2218), 1404, 1405	708,21 €																		
COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)																				
ARO2219	Comando duplo compacto LiNX (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, (2227/2228+ 2203/ 2204/ 2205)	873,46 €																		
ARO2245	Comando de acompanhante intuitivo IDC NC 1207, 1208	1.652,49 €																		
ARO1207	Suporte standard dto. NC 2245	○																		

LiNX®



REM211



REM400




1709/1710



2209/10

Código	Descrição	P.R.P. €
ARO1208	Suporte standard esq. NC 2245	○
ARO1221	Suporte direito, rebatível NC 2219, 2227	○
ARO1222	Suporte esquerdo, rebatível NC 2219, 2228	○
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)		
ARO2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão: 192g)	708,21 €
ARO2232	Comando compacto proporcional (pouca força para operar) DLX-CR400LF (força deflexão: 112g)	1.003,30 €
ARO2207	Montagem à dta.	○
ARO2208	Montagem à esq.	○
ARO2213	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)	708,21 €
ARO2214	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)	708,21 €
COMANDOS ALTERNATIVOS & ENTRADAS & SUPORTES (Requer o comando rehab como principal)		
COMANDO DE CABEÇA ATOM		
ARO2230	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (ATOM, ASL104) com abas standard M3 NC 2233, 2257, 2240	6.491,92 €
ARO2247	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2233, 2257, 2240	6.609,96 €
COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE		
ARO2257	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)	7.318,16 €
ARO2275	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
ARO2276	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM		
ARO2249	Recetor de switch triplo (ASL557-3) (Sub D plug)	531,17 €
ARO2250	Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.121,34 €
COMANDO MICRO DE EXTREMIDADES		
ARO2233	Mini Joystick proporcional MEC (força deflexão: 18g)	4.131,22 €
COMANDO HEAVY DUTY		
ARO2240	Comando Heavy Duty proporcional ASL133 (força deflexão: 285g)	2.348,90 €
COMANDO PEDIÁTRICO		
ARO2243	Comando pediátrico proporcional (ASL132) (força deflexão: 90g), inclui módulo de input	2.478,73 €
MONTAGEM DOS TABULEIROS/ COMANDOS		
ARO2235	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ARO2236	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ARO2213	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ARO2214	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ARO2241	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
ARO2242	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
COMANDO DE SOPRO		
ARO2255	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.672,27 €
ARO2256	Comando de sopro (inclui kit de sopro, switch de lábio ASL301 LIP e módulo de input)	7.672,27 €
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES		
ARO2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	607,88 €
ARO2217	Suporte dto., montado para o utilizador	70,82 €
ARO2218	Suporte esq., montado para o utilizador	70,82 €
ARO2226	Montado para o acompanhante, nas carenagens traseiras	100,34 €
ARO2225	Sem montagem	
ALAVANCA/ BOTÃO PARA CONTROLO DE BÁSCULA		
ARO2263	Caixa para funções elétricas (4 alavanca)	295,10 €
ARO2264	Caixa para funções elétricas (4 botões)	295,10 €
ARO2207	Montagem à dta	○



2230

2247



2233 + 2241



2240



2243

Código	Descrição	P.R.P. €
ARO2208	Montagem à esq	○
ARO2225	Sem montagem	○
ACESSÓRIOS LiNX		
ARO2253	Entrada para carregador USB DLX-USB02-A NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARO2207	Montagem à esq	○
ARO2208	Montagem à dta	○
MÓDULO OUTPUT		
ARO2272	Módulo Output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação) NC 2203, 2204	767,23 €
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)		
ARO1685	Vermelho	118,03 €
ARO1686	Amarelo	118,03 €
ARO1687	Verde	118,03 €
ARO1690	Azul	118,03 €
EGG SWITCH		
ARO2254	Egg switch, preto	129,85 €
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)		
ARO1711	Vermelho	129,85 €
ARO1712	Amarelo	129,85 €
ARO1713	Verde	129,85 €
ARO1714	Laranja	129,85 €
ARO1715	Azul	129,85 €
ARO1716	Preto	129,85 €
COMANDO PARAGEM DE EMERGÊNCIA		
ARO2258	Comando paragem de emergência (ASL504)	787,95 €
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT		
ARO2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
ARO2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
ARO2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
ARO2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
Cor do chassis		
CORES		
ARO2640	Preto Obsidiano	○
ARO2641	Vermelho Rubi	○
ARO2642	Púrpura	○
ARO2643	Azul	○
ARO2644	Azul Ártico	○
COR DOS AROS DAS JANTES		
ARO2650	Preto Obsidiano	○
ARO2651	Vermelho Rubi	○
ARO2652	Púrpura	○
ARO2653	Azul	○
ARO2654	Azul Ártico	○
FORQUETAS		
ARO2631	Forqueta única	○
ARO2632	Forqueta dupla	○
Opções de performance		
RODAS DE TRAÇÃO		
ARO0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas	◆
ARO0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas	○
ARO0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○
TIPO DE MOTOR		
ARO1285	10 km/h, 4 polos	◆
ARO1224	12 km/h, 4 polos	531,17 €
TIPO DE BATERIAS		
ARO1260	73,5 Ah	◆
CARREGADOR DE BATERIAS		
ARO1343	OptiCharge 8 A	◆
ARO1313	OptiCharge 10 A	413,13 €



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

Código	Descrição	P.R.P. €
Girosópio		
G-TRAC		
ARO1215	G-Trac	737,73 €
Opções		
KIT DE LUZES		
ARO1437	Luzes LED com piscas 30 Lux	483,95 €
ARO1254	Sem sistema de luzes	◆
KIT DE TRANSPORTE		
ARO1450	Chassis preparado para aplicação DAHL - Docking Station (obrigatório selecionar apoio de cabeça)	
ARO1493	4 Pontos para transportar a cadeira sem utilizador	◆
ARO1494	4-pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISSO 7176-19:2001; obrigatório apoio de cabeça)	○
CINTO DE POSICIONAMENTO		
ARO2113	Cinto auto-lock, montagem na calha NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT		
ARO2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	147,54 €
ARO2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	147,54 €
ARO2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	129,85 €
ARO2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	129,85 €
ARO2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	106,23 €
ARO2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	106,23 €
ESPELHO RETROVISOR		
ARO1415	Espelho direito NC 2075	70,82 €
ARO1339	Espelho esquerdo NC 2076	70,82 €
TABULEIRO		
ARO1404	Tabuleiro rebatível à direita NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018	430,83 €
ARO1405	Tabuleiro rebatível à esquerda NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018	336,41 €
PREÇO TOTAL		



G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button