

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de Março de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Storm® e Storm® X-Plore**

**Código ISO 122306**

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, elevada performance, suspensão às 4 rodas com braços dianteiros articulados (versão X-Plore) e sistema de molas helicoidal com regulador interno de tensão, ajustável individualmente garantindo o maior conforto nos vários contextos.

**Unidade de Assento MODULITE (standard ou telescópica)** com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Unidade de assento com possibilidade de funções elétricas de basculação, elevação do assento por coluna central robusta com altura mínima ao chão 40cm, reclinación encosto e apoio de pernas; Largura total da base de tração 63cm, diâmetro de viragem 1770mm (raio de viragem 885mm); 2 Motores de 340W, baterias de Gel 70Ah.



**LINX**

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =                      kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0000	Storm4 Modelo básico	7.348,86
ATA0017	Storm4 X - Plore modelo básico NC 1030	8.049,98
<b>Unidade de Assento MODULITE Telescópica (Obrigatório escolher uma das opções ATA2111 ou ATA2112)</b>		
<b>TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO</b>		
ATA2111	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e <b>placa de assento rígida</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC (2124+2192/2194+2173)	584,27 €
ATA2112	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e <b>faixas reguláveis em tensão</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC(2124+2192/2194+2173)	584,27 €
<b>LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)</b>		
ATA2121	380 mm Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged NC 2143, 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>
ATA2122	430 mm NC 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="radio"/>
ATA2123	480 mm NC 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>
ATA2124	530 mm NC 2174, 2175, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="radio"/>
ATA2125	550mm	<input type="radio"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)</b>		
ATA2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147), (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="radio"/>
ATA2134	460 mm	<input checked="" type="radio"/>
ATA2136	510 mm NC 2143	<input type="radio"/>
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
ATA2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	<input checked="" type="radio"/>
ATA2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	141,83 €
ATA2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg) NC (2124+2132)	462,16 €
ATA2140	Sem almofada de assento	<input type="radio"/>
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
ATA2162	Altura 540 mm	<input type="radio"/>
ATA2163	Altura 480 mm NC 2173	<input checked="" type="radio"/>
<b>PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO</b>		
ATA2107	Tubos de encosto com punhos	<input checked="" type="radio"/>
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	◆
ATA2179	Encosto Flex 3 regulável em tensão (longo=540mm/ curto=480mm) NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	330,50 €
ATA2173	Encosto <b>FLEX 3</b> , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada <b>Laguna</b> NC 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)	330,50 €
ATA2174	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
ATA2175	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
ATA2176	Encosto Matrx Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1496, 2124	752,89 €
ATA2178	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1496, 2124	810,80 €
ATA2170	Sem estofado de encosto - apenas os tubos NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	○
ATA2168	Encosto Matrx MAC Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	663,00 €
ATA2169	Encosto Matrx MAC HUG com Stamina Fiber Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	708,90 €
<b>ALTURA ENCOSTO MAC</b>		
ATA2380	40.5cm	○
ATA2381	45.5cm	○
ATA2382	50.5cm	○
ATA2383	56cm	○
<b>CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC</b>		
ATA2385	9cm	117,30 €
ATA2386	15cm	142,80 €
ATA2387	23cm	173,40 €
<b>CONTORNO LATERAL DIREITO MAC</b>		
ATA2389	9cm	117,30 €
ATA2390	15cm	142,80 €
ATA2391	23cm	173,40 €
<b>LARGURA MAC</b>		
ATA2394	encosto igual à largura assento	○
ATA2395	+2,5cm que a largura assento	○
<b>Opções para a Unidade de Ass. Modulite</b>		
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)</b>		
ATA2151	Nylon preto NC 2179	◆
ATA2152	Estofado de tecido facilmente lavável, cinzento escuro NC 2171	○
ATA2155	Tecido Spacer (microperfurado), preto NC 2171, 2179	○
<b>APOIOS DE BRAÇO</b>		
ATA2191	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removíveis (par) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ATA2181	T-Arm, destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	88,53 €
ATA2198	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	177,06 €
ATA2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	○
ATA2193	Apoios de braços rebatível NC 1445, 2179	230,16 €
ATA2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
ATA2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO</b>		
ATA2195	Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
ATA2196	Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ATA2197	Almofada Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198, 2230, 2247	147,54 €



Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea) NC 2179, 2198	188,85 €
<b>SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ATA2193 e 2192/4)</b>		
ATA2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
<b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>		
ATA2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ATA2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>		
ATA1350	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	212,47 €
ATA1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	230,16 €
ATA1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	247,88 €
ATA2324	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	377,72 €
ATA2325	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	383,61 €
ATA2327	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	531,17 €
ATA1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2174, 2175	131,33 €
ATA1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)	
<b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)</b>		
ATA1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada multi-ajustável NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	206,56 €
<b>Regulações da Unidade de Assento Modulite</b>		
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO E ELEVADOR DE ASSENTO</b>		
ATA1023	Altura fixa 450 mm	◆
ATA1025	Altura fixa 480 mm	○
ATA1030	Elevador assento eléctrico (400-650mm) NC 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2202	1.652,49 €
ATA1040	Elevador assento eléctrico (440-690 mm) <b>Obrigatório para versão X-Plora</b>	1.888,56 €
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>		
ATA1002	Basculação manual por fuso	◆
ATA1014	Basculação eléctrica 0 - 25°	861,66 €
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO P/ ASS. MODULITE</b>		
ATA0975	Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ATA0977	Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	619,69 €
<b>Apoios de Pernas e Pés</b>		
<b>FIXAÇÃO DOS APOIOS DE PERNAS</b>		
ATA0590	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. até 7 mm de altura	◆
ATA0591	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. acima de 7 mm alt.	○
<b>TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)</b>		



2184 - 89



1432



1427



1030 / 1040



0975

0977



Encosto Rebatível

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0503	Vari F - ajustavel 90°-65°	◆
ATA0533	Vari A - ajustável em ângulo 0-80°, através de manipulador lateral	NC 0512 295,10 €
ATA0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gémeos)	NC 0512, 2202 885,27 €
<b>TIPO DE PATIM (par)</b>		
ATA0512	Patins Fixos	NC 0533, 0531 ◆
ATA0504	Patins reguláveis em ângulo	118,03 €
ATA0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	177,06 €
<b>Tipo de Comando e Eletrónica LINX NC 1180</b>		
<b>COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>		
ATA2203	Comando LINX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 2231, 2232 ◆
ATA2204	Comando LINX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes	NC 2231, 2232 ○
ATA2205	Comando LINX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220 932,48 €
ATA2206	Comando LINX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 1709, 1710, 2220 1.534,46 €
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>		
ATA2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	141,64 €
<b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO</b>		
ATA1207	Suporte standard dto.	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241) ○
ATA1208	Suporte standard esq.	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242) ○
ATA1707	Suporte rebatível dto.	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241) ◆
ATA1708	Suporte rebatível esq.	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242) ○
ATA1709	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita	NC: 2207, 2213, 2235, 1404 357,00 €
ATA1710	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda	NC: 2208, 2214, 2236, 1405 357,00 €
ATA2227	Suporte direito, montado para acompanhante	NC 2219, 2220, 2245, 2128 141,64 €
ATA2228	Suporte esquerdo, montado para acompanhante	NC 2219, 2220, 2245, 2128 141,64 €
<b>SUPORTE PARA DISPLAY LINX REM500</b>		
ATA2209	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241) ◆
ATA2210	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242) ○
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241) 708,21 €
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242) 708,21 €
<b>COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)</b>		
ATA2220	Comando duplo LINX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, 2230, 2247, 2233 873,46 €
ATA2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2128 873,46 €
ATA2245	Comando duplo Invacare LINX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 1207, 1208, 2128 1.652,49 €
ATA1207	Suporte standard dto.	NC 2245 ○
ATA1208	Suporte standard esq.	NC 2245 ○
ATA1221	Suporte pos. Acompanhante lado direito, destacável	NC 2219, 2220 141,64 €
ATA1222	Suporte pos. Acompanhante lado esq., destacável	NC 2219, 2220 141,64 €



0531



REM211



1709/1710




Código	Descrição	P.R.P. €
<b>LINX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer comando primário REM400 ou REM500)</b>		
ATA2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204 708,21 €
ATA2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204 1.003,30 €
ATA2207	Montagem à dta.	NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217) ○
ATA2208	Montagem à esq.	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218) ○
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206) 708,21 €
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206) 708,21 €
<b>COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>		
ATA2247	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON	NC 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2220, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170 6.609,96 €
<b>ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>		
ATA2249	Recetor de switch triplo (ASL557-3)	531,17 €
ATA2250	Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.121,34 €
<b>COMANDO MEC - MicroJoystick de Baixa Força (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>		
ATA2233	MEC Proportional Joystick (Micro Extremity Control ASL130)	2203, 2204, 2230, 2247, 2128 4.131,22 €
ATA2235	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2236	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2213	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ATA2214	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ATA2241	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
ATA2242	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>		
ATA2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	607,88 €
ATA2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 2235, 2241 ○
ATA2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2209, 2214, (2231/2232+2208), 2236, 2242 ○
ATA2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2252	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	112,13 €
<b>CARREGADOR USB</b>		
ATA2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189) 212,47 €
ATA2207	Montagem à direita	○
ATA2208	Montagem à esquerda	○
<b>ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)</b>		
<b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA1685	Vermelho	118,03 €
ATA1686	Amarelo	118,03 €
ATA1687	Verde	118,03 €
ATA1690	Azul	118,03 €



REM050



2219

2231  
2232

2213/14



2251



2253

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>EGG SWITCH (necessita de ser seleccionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA2254	Egg switch, preto	129,85 €
<b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (necessita de ser seleccionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA1711	Vermelho	129,85 €
ATA1712	Amarelo	129,85 €
ATA1713	Verde	129,85 €
ATA1714	Laranja	129,85 €
ATA1715	Azul	129,85 €
ATA1716	Preto	129,85 €
<b>Manípulo de Joystick BODYPOINT</b>		
ATA2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
ATA2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
ATA2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
ATA2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
<b>Opções da Unidade de Tracção/Condução</b>		
<b>COR CHASSIS (carenagens SEMPRE na cor antracite/prata; Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ATA0228)</b>		
ATA0228	Preto	ATA0202 Azul
ATA0204	Vermelho cereja	
ATZ0299	Cor especial (indicar código RAL)	708,21 €
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
ATA0851	Pneumática 3.00 - 6 cinza	◆
ATA0855	Maciça cinza anti-furo 3.00 - 6	○
ATA0853	Cinza anti-furo 3.00 - 6 injeção de líquido	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
ATA0771	14" Pneumática cinza 3.00 - 8	◆
ATA0750	14" Maciça cinza antifuro 3.00 - 8	○
ATA0773	14" Cinza anti-furo 3.00 - 8 injeção de líquido	○
ATA0798	14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza anti-furo, injeção de líquido	348,20 €
ATA0799	14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza pneumática	348,20 €
<b>Opções De Performance</b>		
<b>TIPO DE MOTOR</b>		
ATA1285	◆ Motor 10km/h	◆
ATA1224	12 km/h DuraWatt Motor	Motores mais potentes e silenciosos 531,17 €
<b>TIPO DE BATERIAS</b>		
ATA1364	Baterias 73,5 Ah	◆
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4; exclui X-Plore)</b>		
ATA1241	Suspensão média (peso utilizador 70-100kg)	○
ATA1242	Suspensão dura (peso utilizador 90-150kg)	◆
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4 X-Plore)</b>		
ATA1233	Suspensão Hitec X-Plore	◆
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA (apenas c/ 0811 ou 0813)</b>		
ATA1238	Suspensão até 100kg	◆
ATA1239	Suspensão acima 100kg	○
<b>Acessórios De Performance</b>		
<b>G-TRAC</b>		
ATA1215	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	737,73 €
<b>CARREGADOR DE BATERIAS</b>		
ATA1343	Carregador Opticharge 8A	◆
ATA1313	Carregador Opticharge 10A	413,13 €
<b>Opções de Segurança</b>		
<b>ANTI-VOLTEIO</b>		
ATA1205	Rodas Anti-Volteio	◆
ATA1204	Rodas Anti-Volteio rebativeis para baixo	141,64 €
<b>KIT DE LUZES</b>		
ATA1254	Sem Kit de Luzes	◆



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA1437	Luzes LED com piscas 30 Lux NC2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	483,95 €
<b>Acessórios De Segurança</b>		
<b>TREPA-PASSEIOS</b>		
ATA1244	Trepa-passeios	212,47 €
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>		
ATA1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
ATA1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128	○
<b>CINTO PÉLVICO</b>		
ATA1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC cintos Bodypoint	56,21 €
ATA2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem p/ placa de assento Modulite telescópica) NC (2132+2181/2183/2191)	56,21 €
ATA1332	Cinto em H	188,85 €
<b>CINTO PÉLVICO BODYPOINT</b>		
ATA2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	147,54 €
ATA2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	147,54 €
ATA2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	129,85 €
ATA2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	129,85 €
ATA2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	106,23 €
ATA2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	106,23 €
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>		
ATA1415	Retrovisor direito NC 2209, 2213, 2217, 2235, 2241	70,82 €
ATA1339	Retrovisor esquerdo NC 2210, 2214, 2218, 2236, 2242	70,82 €
<b>Acessórios</b>		
<b>GANHCOS PARA SUPORTE DE MOCHILA</b>		
ATA2128	Ganchos para suporte de mochila NC 1494, 2173, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2233	118,03 €
<b>SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)</b>		
ATA1312	Suporte à direita	ATA1363 Suporte à esquerda
		70,82 €
<b>GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)</b>		
ATA1416	Guarda-lamas para rodas dianteiras	70,82 €
ATA1417	Guarda-lamas para rodas traseiras	106,23 €
<b>MESA/TABULEIRO</b>		
ATA1404	Rebatível à direita NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	295,10 €
ATA1405	Rebatível à esquerda NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	295,10 €
<b>FABRICO ESPECIAL</b>		
<b>ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).</b>		
ATZ1300	Especial (Sob Consulta) (tempo de fornecimento mais alargado + 10 dias)	
<b>PREÇO TOTAL</b>		



1437



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128