



Opções e acessórios em
redor da cama



Cabeceiras de camas



VibekeNG

Para cama **Alegio™_{NG}** cor de cerejeira. Compatíveis com guardas laterais **Verso II**.



Camila

Para camas **Alegio™_{NG}**. Compatíveis com guardas laterais Lisa (**Alegio™_{NG}**).



Susanne

Para cama **SB755 90/120** ou **Alegio™_{NG}** cor de cerejeira, faia ou misto faia/cerejeira branca ou faia - Com calha. Compatíveis com guarda laterais **Line** ou **Britt V**.



Victoria

Para cama **SB755 90** cor de faia, faia branca ou cerejeira. Com painéis centrais de extração rápida. Compatíveis com guarda laterais **Line** ou **Britt V**.



Sophie

Para cama **SB755**, com calhas, compatíveis com guardas laterais **Line** ou **Britt V**. Tom de faia ou Cerejeira.



Emma

Para cama **SB755**, compatíveis com guardas **Verso II**. Tom de faia ou Cerejeira.



Anita

Para cama **SB755**, compatíveis com guardas **Line** ou **Britt V**. Tom de faia ou Cerejeira.



Painéis Select


Painéis de madeira para cobrir as cabeceiras e motores da cama **Medley Ergo** e transformá-la em **Medley Ergo Select**.

Guardas Laterais



Verso II

Guardas laterais tubulares pintadas. Para camas **Alegio™_{NG}**, **SB755 90** e **120**, **Medley Ergo**. Cores disponíveis Marfim ou Cinza. Em conformidade com a norma 60601-2-52. 1554348-1015 (para **Alegio™_{NG}**, 1554518-0154 (**SB755 90 / 120**, e **Medley Ergo**))



Britt V

Guardas de madeira 3 barras. Para camas **Alegio™_{NG}**, **SB755 90** e **120** (cama **SB755 120**: só cerejeira) Em conformidade com a norma 60601-2-52. Cor cerejeira ou faia.



Line

Guardas em alumínio 3 barras. Para cama **SB755 90**. Cor de cerejeira ou faia. Em conformidade com a norma 60601-2-52.



Line extensíveis


Guardas em alumínio 3 barras (+200 mm telescópicas). Para cama **SB755 90** utilizada com extensão de estrado. Cor de cerejeira ou faia. Em conformidade com a norma 60601-2-52

Guardas Laterais e barras de apoio



Lisa

Tom de cerejeira. Compatíveis com as cabeceiras Camila e Lisa e com a cama **Alegio™ NG**.



Guardas Laterais Diana

Guardas deslizantes de metal. Em conformidade com a norma IEC 60601-2-52.



Barra de apoio laterais

Vários tamanhos e tons à escolha. Compatíveis com a maior parte das camas Invacare.



Extensão em altura +150mm

para guarda laterais **Line Faia (1538345-0125, unidade)**, para guarda **Britt V e Bella (1538420-0125, unidade)**

Pendural e Suporte de Soro



Pendural

Com pé em U. Peso máximo utilizador : 80 kg. Ref. 935660.1



Porteo

Suporte de soro com rodízios. Ref. 935431



Pendural

Para camas **Alegio™ NG, SB755 90 e 120**.



Suporte de Soro

Para montar na base do estrado da cama.

Mesas de cabeceira e Mesas de Leito



Tabuleiro

De madeira para camas **Alegio™ NG, Medley Ergo e SB® 755 90**. Cor faia.




Sonnet Dual

Mesa de cabeceira cor de faia. Mesa de refeição lado direito regulável em altura e inclinável em ângulo.



Sonnet Combi

Mesa de cabeceira cor de faia. 1 gaveta e 2 portas. Mesa de refeição incorporada. Pode ser montada do lado esquerdo ou direito.



Pausa

Tabuleiro com rebordo, regulável em altura, inclinação e lateralmente. Carga máxima 10 kg.



Kauma

Tabuleiro altura variável assistida 2 rodízios com travão. Carga máxima 10 kg.


Outros acessórios e produtos de apoio em redor da cama



Invacare **Infilio D102**


Para calçar mais facilmente meias e collants. Permite subir meias e collants sem ter de se abaixar.

- Calça meias individual D102



Statio

Arco de cama em metal pintado epoxy.
Ref. L871



Areste

Encosto com inclinação ajustável de 45 a 60°.
Profundidade 466 mm.
Peso máximo utilizador : 110 kg. Ref. L110



Proteção em Nylon

Para guardas **Britt V**, **Line** e **Lisa** (à unidade).



Proteção em vinyl

Para guardas **Britt V**, **Line** e **Lisa** ou para Verso (à unidade).