

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Topaz



Código ISO 12 22 18 / 12 22 03 - Cadeira de rodas manual, estrutura em aço, dobrável por cruzeta; encosto fixo regulável em altura de 41 a 46 cm; Travões de empurrar. Altura de assento / chão de 49,5 cm. Apoios de braços secretária. Rodas dianteiras 8", rodas traseiras 24" maciças. Aros motores em alumínio anodizado. Calcanheiras. Esticador de encosto. Chassi de aço preto/prateado. Peso máximo utilizador: 318 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Topaz profundidade 46 cm		
1527559	Larg. de assento 66 cm	1.500,00
1527560	Larg. de assento 71 cm	1.500,00
1527561	Larg. de assento 76 cm	1.500,00
Invacare® Topaz profundidade 51 cm		
1527576	Larg. de assento 66 cm	1.600,00
1527577	Larg. de assento 71 cm	1.600,00
1527578	Larg. de assento 76 cm	1.600,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.