

matrix[®]
SEATING SERIES

Flo-tech™ Solution



Almofada de baixo perfil com sistema
único de bolsa de fluido



A almofada Invacare **Flo-tech Solution** é uma almofada de espuma anatômica de perfil baixo, com uma camada superior de fluído repartido em 2 bolsas individuais na zona das tuberosidades isquiáticas e do sacro. Os sacos de fluído e a espuma moldada de forma anatômica da **Flo-tech Solution** aumentam a superfície de suporte, proporcionando assim um grande nível de proteção para os utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão, ou para aqueles que já apresentam lesões nos tecidos.



Base de espuma anatômica de baixo perfil com cobertura de fluído

A zona de contacto entre o utilizador e a almofada está protegida por uma secção de fluído que redistribui as pressões incluindo nas zonas de maior contacto. Uma camada adicional de fluído está situada debaixo da zona isquiática e do sacro para reduzir de forma mais eficaz as pressões, proporcionando um suporte ideal para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão.

Almofada anatômica de baixo perfil

Alguns utilizadores preferem uma almofada de baixo perfil porque se adapta melhor às suas atividades da vida diária. O baixo perfil facilita particularmente as transferências laterais.

Características e Opções



Capa impermeável

Capa bi-extensível impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Base antideslizante e com pega.



Disponível em 44 tamanhos


A almofada *Invacare Flo-tech Solution* está disponível em 44 tamanhos desde 380x410 até 510x460mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes).



Ultra-fresh adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Vários tamanhos	Altura	Peso total	Peso max. utilizador	Temperatura lavagem máx.
					
Matrix Flo-tech Solution	Gama de 44 tamanhos	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores

Tecido Preto impermeável

