




Cadeiras sanitárias de
Interior, de quarto



As cadeiras *Invacare Omega* representam uma solução sofisticada para pessoas com mobilidade reduzida. Oferecem uma posição ideal para o utilizador se vestir, despir ou realizar outro tipo de atividades na posição sentada. Todas incorporam um dispositivo sanitário tornando-se cómodas para a noite, sendo de uso prático para evitar as idas cansativas à casa de banho. O facto de serem anti-manchas e o design moderno fazem com que estas cadeiras sejam muito fáceis de higienizar e se adaptem agradavelmente a todos os tipos de ambientes.


Estão disponíveis diferentes modelos para responder da melhor forma e principalmente às necessidades do utilizador.

Invacare Omega Clássica H450 1471163.



- Aparadeira de 5 lts, amovível por cima ou lateralmente
- Recorte: 255 x 215 mm
- Peso máximo utilizador: 130 kg

Invacare Omega Eco



- Cadeira sanitária ajustável em altura de 405 a 585 mm
- Cor lavanda
- Aparadeira amovível por cima.
- Assento com orifício confortável e tampa de muito fácil colocação.
- Rebatível para cima.
- Peso máximo utilizador 140 kg
- Ideal para espaços estreitos
- Largura de assento: 450 mm
- Profundidade de assento: 430 mm
- Largura total: 580 mm
- Recorte: 200 x 255 mm



- Cadeira dobrável e de fácil arrumação. Ideal para espaços reduzidos.
- Balde (5lts) amovível lateralmente e por cima
- Recorte: 255 x 215 mm
- Peso máximo de utilizador 130 kg

Características técnicas

	H450	Omega Eco	H407
Peso (kg)	8,3	7,5	8,5
Peso Máximo utilizador (kg)	130	140	80
Garantia (anos)	2	2	2

Invacare **Cascata** 1525770

Qualidade e Robustez

A cadeira *Invacare Cascata* é uma cadeira com dispositivo sanitário e 4 rodízios destinada às diferentes necessidades dos utilizadores e preparada para ser utilizada em vários ambientes como na casa de banho, WC ou no quarto.

A cadeira móvel **Cascata** é equipada de apoios de braços e de apoios de pés destacáveis para oferecer melhor acessibilidade nas transferências. Ela é equipada de uma unidade de assento com dispositivo sanitário e de um balde redondo amovível sem ferramentas.

Invacare Cascata H720T

- Apoios de braços destacáveis
- Apoios de pés destacáveis
- Balde de fácil extração por trás ou pela frente

Invacare **Cascata H720T** 1525770



- Recorte do assento furado: 250 x 220 mm
- Assento destacável sem ferramentas
- 2 rodízios com travão traseiros
- Epoxy Cinza

Características técnicas

	H720T
Peso (kg)	17
Peso Máximo utilizador (kg)	135
Garantia (anos)	2