

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Kits elétricos E-FIX E35/36



Código ISO - 12 24 03 - sistema de direção e controlo / 12 22 12 - cadeira de rodas manual com apoio de motor elétrico (quando prescrito em conjunto com a cadeira)

Kit de 2 rodas motrizes (24" ou 22") equipadas com 2 motores 110W tecnologia Alber integrados no eixo central com sistema de extração rápida, comando programável com ecrã TFT; suporte rebatível à direita ou à esquerda; Bateria muito compacta e leve (apenas 2 kg) com suporte de fixação ao chasis da cadeira e carregador com conector magnético

Montagem na cadeira incluída para encomendas do sistema em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
Kits eléctricos Alber para cadeiras manuais		
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas		
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
Modelo:		
Nº Serie:		
Largura de assento:		
	E-FIX E35 dispositivo de motorização (2 motores 110W)	Peso máx. utilizador: 120 kg
1566293	E-Fix35, roda 24" pneumática com relevo, bateria 6Ah	6.547,20 €
1566301	E-Fix35, roda 24" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah	6.783,14 €
1566295	E-Fix35, roda 22" pneumática com relevo, bateria 6Ah	6.547,20 €
1566296	E-Fix35, roda 22" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah	6.783,14 €
	E-FIX E36 dispositivo de motorização (2 motores 150W)	Peso max utilizador: 160kg
1566303	E-Fix36, roda 24" pneumática com relevo, bateria 6Ah	7.019,07 €
1566302	E-Fix36, roda 24" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah	7.255,01 €
ACESSÓRIOS E OPÇÕES E-FIX E35 / E-FIX E36		
1565005	Eixo de conversão das rodas standard da cadeira (permite usar as rodas originais da cadeira)	◆
1467178	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira	◆
OPÇÕES DE COMANDO		
1593361	Suporte articulável para comando	◆
	Comando para utilizador, montado no lado direito	Comando para utilizador, montado no lado esquerdo
1457754	Comando montado para acompanhante, lado direito (Configuração apenas com 1 comando)	176,96 €
1457755	Comando montado para acompanhante, lado esquerdo (Configuração apenas com 1 comando)	176,96 €



1593361

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
1566165	Comando intuitivo de acompanhante (configuração fornecida com 2 comandos: comando principal para utilizador + comando intuitivo para acompanhante). Se pretender a configuração apenas com o comando intuitivo assinalar abaixo.	702,19 €
	Comando Intuitivo instalado para acompanhante, do lado direito	
	Comando intuitivo instalado para acompanhante, do lado esquerdo	
	APENAS comando intuitivo para acompanhante, montado do lado direito	
	APENAS comando intuitivo para acompanhante, montado do lado esquerdo	
1566166	Pega adicional para instalação no punho do encosto/esticador (recomendado para óptimo controlo)	159,25 €
1490670	Adaptador para instalação de comando intuitivo em cadeiras com esticador (essencial para manter função de retirar o esticador e encartar a cadeira)	176,96 €
BATERIAS		
1565639	Baterias adicionais 6.0 Ah	578,05 €
1566153	Baterias adicionais 7.5 Ah	813,98 €
1566168	Saco de transporte para bateria adicional	88,47 €
ACESSÓRIOS E OPÇÕES		
1593206	Rodas anti-volteio pretas (par) c/ função „macaco“ DE USO RECOMENDADO se a cadeira não estiver equipada	353,90 €
1566201	Protectores de raios para rodas 22", decor Alber, par	176,96 €
1566203	Protectores de raios para rodas 22", transparentes, par	176,96 €
1566670	Protetores de raios, para roda 24", decor Alber, par	176,96 €
1566666	Protetores de raios, para roda 24", transparentes, par	176,96 €
1490624	Manípulo em bola de espuma, diâm. 70 mm	35,40 €
1565669	Manípulo em bola plástico, diâm. 40 mm	35,40 €
1565670	Manípulo em „T“ para tetraplégicos	112,07 €
1565836	Protecção de comando	58,99 €
1566184	Opti-Box (opção necessária para conectar funções adicionais)	383,40 €
1566185	Bracket / suporte para Opti-Box	58,99 €
1467958	Switch externo ON/OFF - Buddy Button (apenas em conjunto c/ Opti-Box)	117,97 €
1467698	Switch limitador/stop de velocidade (necessário p/ cadeiras de rodas de verticalização equipadas c/ o E-Fix; apenas em conjunto c/ Opti-Box)	117,97 €
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €



1566165



1566166



1593206



1490624



1566201 / 1566670



1565669



1565670



1593361 - Novo suporte articulável para o comando

