

## Invacare **Brio 6291E-A & 6291E-JR**

### Estabilidade e simplicidade ao serviço da marcha

Andadeira de alumínio anodizado

- Simples de uso
- Compacta
- Sistema de encarte fácil
- Regulação em altura de 770 a 950 mm
- Leve

### Conforto

- Punhos em espuma macios e resistentes
- Solidez e segurança garantidas graças aos reforços laterais
- Possibilidade de ser equipada de acessórios



### Acessórios para **6291E-A** e **6291E-JR**



**6265E:** Par de rodas com ponteira anti-derrapante incorporada para uma travagem por apoio segura.



**6270E:** Par de rodas dianteiras fixas 75 mm.



**6015:** Muito prática bolsa com faixas aderentes macho/fêmea.




### Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da **Invacare Portugal**.

Largura entre punhos	430 mm
Largura entre ponteiros	600 mm
Profundidade Total	Aberta 430 mm, Encartado 110 mm
Altura ajustável	770 à 950 mm (Std) / 640 à 820 mm (Jr)
Peso	3 kg (Std) / 2.5 kg (Jr)
Peso max utilizador	135 kg

### Cor

Alumínio



### Código

**Brio** Versão standard  
**6291E-A**

**Brio** Versão Junior  
**6291E-JR**

**Andadeiras**

**INVACARE**  
Yes, you can.®



### Andadeira de alumínio dobrável


- Leve para facilitar as deslocações
- Dobrável, ideal para transporte e arrumação (120 mm de profundidade quando dobrado)
- Regulável em altura de 770 a 950 mm
- Punhos em espuma para melhor preensão



120 mm de profundidade encartada



Botão para encarte



Punhos em espuma para melhor preensão e maior conforto.


### Características técnicas

**Para mais informação pré-venta sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.**

Largura Total	620 mm
Largura entre punhos	430 mm
Largura entre ponteiros	550 mm
Profundidade Total	Aberta 450 mm - Encartada 120 mm
Altura ajustável	770 - 950 mm
Peso	2,8 kg
Peso máx utilizador	135 kg


### Cor

Alumínio



### Código

1515569



Andadeira em alumínio de encartar, com dois pontos de apoio. Ideal para passar mais facilmente da posição sentada para a posição de pé e vice-versa com máxima segurança.

- Dispõe de dois punhos
- Encartável
- Regulável em altura


## Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura entre punhos	460 mm
Largura entre ponteiros	620 mm
Profundidade Total	500 mm
Altura ajustável	790 - 920 mm
Peso	2,5 kg
Peso máx utilizador	120 kg

## Cor


Alumínio



## Código

**P421B**

## Invacare **Aventia P402**



Esta andadeira em alumínio tem a grande vantagem de articular, acompanhando os passos do utilizador, evita desta forma que seja necessário levantar a andadeira e assegura permanentemente pontos de apoio no chão o que oferece maior confiança e segurança ao utilizador.

- Andadeira articulada
- Regulável em altura
- Dobrável


### Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da [Invacare Portugal](#).

Largura entre punhos	400 mm
Largura entre ponteiros	490 mm
Profundidade Total	440 mm
Altura ajustável	780 - 905 mm
Peso	3 kg
Peso max utilizador	100 kg

### Cor

Alumínio



### Código

P402

## Invacare **Escort P435B**



0435CEB  
Ø 114 mm

É a mais leve das nossas andadeiras. As suas pernas inclinadas dão-lhe grande estabilidade ideal para avançar passo a passo. Pode contar com jogo de rodízios dianteiros para caminhar sem ter de levantar a andadeira.

- Punhos muito resistentes
- Rodízios dianteiros como opção (O435CEB)


### Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da [Invacare Portugal](#).

Largura entre punhos	480 mm
Largura entre ponteiros	410 mm frente / 620 mm trás
Profundidade Total	400 mm
Altura ajustável	770 - 850 mm
Peso	1,8 kg
Peso máx utilizador	130 kg

### Cor

Alumínio



### Código

P435B