

Invacare **H291 Cadiz 1637295**



- Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2,6 kg
- Regulável em altura sem ferramentas de 405 a 505 mm - 5 posições
- Assento ergonómico perfurado para facilitar o escoamento da água
- Segurança e estabilidade aumentadas graças à estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiros de borracha ligeiramente inclinadas para se adaptarem da melhor forma a todo tipo de pisos, mesmo irregulares.
- Peso máximo utilizador: 143 kg
- Fácil de limpar
- Pernas desmontáveis na parte superior para reduzir o volume e facilitar transporte

Aquatec **Sorrento**



Banco de duche anti corrosivo

- Assento extra confortável e tela de encosto flexível e regulável em tensão
- Pernas reguláveis em altura
- Com ou sem apoios de braços
- Apoios de braços destacáveis para facilitar as transferências
- Disponível com recorte

1532660 Banco com apoios de braços e recorte íntimo

1532661 Banco sem apoios de braços e com recorte íntimo

Invacare **I-Fit 9780E**



Ergonómico e prático, este banco de duche proporciona grandes possibilidades de regulação graças ao seu sistema de ajuste através de parafusos que permite obter uma altura de assento ao chão desde 380 até 550 mm.



Bancos de banho fixos e de encartar





Assento de parede para o duche rebatível em PVC e aço inox.

- Assento regulável em altura de 53 a 60 cm
- Recorte largo para higiene íntima facilitada
- Ajuste com precisão de cada perna
- Rebatível, profundidade dobrado: 110 mm
- Peso máximo utilizador 130 kg

Invacare **Futura R8802 / R8802-60 / R8804 / R8804-60**



Assento de duche de parede em ABS e alumínio.

- Fácil de instalar, pouco espaçoso
- Disponível com pernas (R8802-60)
- Rebatível, profundidade dobrado: 130 mm
- Disponível com pernas, encosto e apoios de braços (R8804-60)
- Revestimento anti-derrapante

Kits de pernas disponíveis (sob consulta):

- **R855:** Altura 370 - 490 mm
- **R860:** Altura 420 - 540 mm
- **R865:** Altura 470 - 590 mm

Características técnicas

Para mais informação pré-venta sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	9780E	Dot	Disk on Dot	H291	Sorrento	R8802/ R8802-60	R8804/ R8804-60
Peso (kg)	3,7	3,7	3,7	1,8	3,5 ou 4	4,8 / 5,9	7,9 / 9,0
Peso max do utilizador (kg)	180	125	125	143	135	135	135
Garantia (anos)	2	2	2	2	2	2	