

**Elevador de sanita regulável em 3 alturas e com possibilidade de inclinação**

- Elevador de sanita com tampa. Disponível com ou sem apoios de braços.
- Substitui por completo o tampo de origem da sanita. Compatível com sanitas com furações entre os 15 e 20,5 cm.
- Para além de encurtar a distância entre a sanita e o utilizador poderá ser ajustado em ângulo para acompanhar as limitações do utilizador se houver complicações na flexão dos joelhos e/ou rotação da pélvis.
- Com apoios de braços vai oferecer maior apoio. Sendo rebatíveis não serão entrave nas transferências laterais.



O **AT900** pode ser regulado e/ou inclinado em conformidade com as necessidades do utilizador. Desta forma, poderá acompanhar a evolução da condição clínica do utilizador.

Aquatec **90** 1470914 (8.01.001), 1470915



O *Aquatec 90* aumenta a base da sanita em 100 mm, sendo compatível com a maioria das sanitas comercializadas no mercado. É fixo unicamente colocando-o sobre a sanita graças à sua larga superfície interna e aos adaptadores laterais. Os aplicques anti deslizantes, ajudam também à estabilidade do utilizador. Permite uma excecional capacidade para suportar um peso máximo de 225kg.

Existem as versões com e sem tampa. A tampa é removível para facilitar a limpeza.

**Referência dos produtos:**

- AT 90 com tampa 1470914
- AT 90 sem tampa 1470915

## Invacare **Elevadores, quadros e cadeiras sanitárias**



Invacare **Finesse 1575061**

Elevador de sanita confortável

- Altura 90 mm
- Espuma pu injetada
- Largo recorte íntimo com maior recorte dianteiro (218 x 272 mm)



Invacare **Izzo H340**

Pode ser utilizada como cadeira sanitária, elevador ou quadro de sanita. Acabamento epoxy para uma alta resistência à corrosão .


- Apoio de braços rebatíveis
- Escosto amovível
- Regulável em altura



Invacare **Adeo C407A**

Quadro para sanita em alumínio anodizado não corrosivo.

- Regulável em altura
- Apoio de braços para um maior conforto
- Pode utilizar-se com elevadores de sanita



Invacare **Styxo 9630E**

Dispositivo 3 em 1, tanto pode ser utilizado como quadro de sanita, como elevador ou cadeira sanitária.

- Cor cinza
- Assento amplo para maior apoio
- Resistente: peso máx. utilizador 160 kg
- Regulável em altura de 390 a 540 mm
- 7 regulações possíveis
- Tampa amovível
- Fornecido com proteção anti salpicos (balde sem fundo) para a utilização do Styxo como elevador de sanita
- Fornecido com balde para a utilização do Styxo como cadeira sanitária
- Balde 325 mm(ext.), 265 mm (int.), profundidade 220 mm

## Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	1470915	1470914	10128-10	10129-10	Finesse	C407A	H340	9630E
Peso (kg)	1,1	1,6	5	5	1,6	2	8,8	5,5
Peso máx. utilizador (kg)	225	225	120	120	130	100	100	160
Garantia (anos)	2	2	2	2	2	2	2	2