

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt




P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ NG CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento em nylon com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1,1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras pneu 24x1,3/8" com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada curta ou longa; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito. Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data: _____

Ortopedia: _____

Nome Utilizador: _____

Nº da Encomenda: _____

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CEB0000	Action³ NG	
ESPECIAL		
N	Configuração Standard	◆
CEBSPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CEB0026	Modelo-base Action3 NG	556,44 €
ALBER		
CEB0070	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio Alber) Tempo de entrega adicional +5dias (NC : 0110, 0140, 0150, 0160, 0170, , 0300, 0310, 0315, 0732, 0832, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1150, 1151, 1170, 1185, 1201, 1212, 1241, , 1320, 1330, 1331, 1332, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	556,44 €
PROPULSÃO		
CEB0100	Auto-propulsão (NC: 1125, 1062)	◆
CEB0110	Versão trânsito (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0431, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365, 1390)	○
CEB0140	Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extr. rápida (NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1190, 1185, 1260, 1261, 1365)	454,23 €
CEB0150	Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extr. rápida (NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365)	454,23 €
CEB0160	Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0695, 0732, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1181, 1185, 1201, 1260, 1261, 1365, 1390)	511,01 €
CEB0170	Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0740, 0750, 0832, 1140, 1150, 1180, 1185, 1201, 1260, 1261, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1365, 1390)	511,01 €
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CEB0180	Largura assento 38 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0936)	○
CEB0190	Largura assento 40,5 cm (NC: 0361, 0936)	○
CEB0200	Largura assento 43 cm	◆
CEB0210	Largura assento 45,5 cm	○
CEB0220	Largura assento 48 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0442)	○
CEB0230	Largura assento 50,5 cm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CEB0240	Profundidade assento 40 cm (NC: 0361)	◆
CEB0250	Profundidade assento 45 cm	○
CEB0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) (NC : 0320, 0330, 0350, 0361, 0372)	56,78 €
ALTURA DO ASSENTO		
CEB0260	Altura assento 51 cm (NC: 0511, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	◆
CEB0270	Altura assento 48,5 cm (NC: 0511, 1054)	○
CEB0280	Altura assento 46 cm	○
CEB0290	Altura assento 43,5 cm (NC: 1005, 1010, 1030, 1062)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0300	Altura assento 41 cm (NC: 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441)	○
CEB0310	Altura assento 38,5 cm (NC: 0361, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1365, 1370, 1440, 1441)	○
CEB0315	Altura assento 36 cm, 0° ângulo, rd. Tras. 20" (NC: 0361, 0600, 0620, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440, 1441)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CEB0320	Sem estofado de assento	○
CEB0330	Sem tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	○
CEB0340	Com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CEB0350	Estofado almofadado em nylon	○
CEB0367	Plataforma rígida de assento (NC: todos os encostos Matr, 0461, 0462, 0463, 0464, 1345)	141,94 €
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO Rodas anti-volteio necessárias para encosto com reclinção		
CEB0410	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm) (NC: 0477, 0490, 0945)	◆
CEB0420	Fixo a 7° 51 cm altura (NC: 0477, 0490)	○
CEB0421	Fixo a 7° para estofado Laguna (obrigatório escolher abaixo Laguna) e considerar o custo adicional de ambas as opções 51 cm altura (NC: encostos Matr, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	○
CEB0431	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos curtos fixos (NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451)	113,56 €
CEB0432	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos longos fixos (NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490)	113,56 €
CEB0442	Reclinável (pneumático) de 0 / 30° p/ estofado Laguna altura 51 (obrigatório escolher abaixo e considerar o custo adicional de ambas as opções) (NC : encostos Matr, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	147,63 €
CEB0450	Reclinável (pneumático) de 0/30° 3 alturas 47 / 49 / 51 cm (forn. 51 cm) Incl. Esticador / Pos. Rec. (obriga à posição recuada da roda traseira) (NC: 0477, 0490, 0940, 0945, 1185, 1190)	147,63 €
CEB0455	Costas dobráveis 43 cm altura (NC: 0477, 0490, 0945)	○
CEB0460	Costas dobráveis 51 cm altura (NC: 0477, 0481, 0490, 0945)	○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
CEB0465	Sem estofado	○
CEB0475	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CEB0474	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CEB0477	Almofadado, bi-material reg. tensão (3+1 faixas) e bolsa de encosto	○
CEB0479	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)	56,78 €
CEB0481	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC:0940, 0945)	56,78 €
CEB0490	Estofado conforto Laguna, tecido preto PU TR26 51 cm altura (NC: 0940, 0945, 1451)	227,12 €
ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX		
CEB0451	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0452	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0453	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0454	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0456	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0461	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0462	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0457	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0458	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																																																		
CEB0459	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0466	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0467	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0468	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0463	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0464	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
CEB0469	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945) 794,90 €																																																																		
Largura do Encosto MATRX																																																																				
CEB0482	360 MM (Largura do tronco indicativo: 265 MM)	○																																																																		
CEB0483	380 MM (Largura do tronco indicativo: 295 MM)	○																																																																		
CEB0484	410 MM (Largura do tronco indicativo: 315 MM)	○																																																																		
CEB0485	430 MM (Largura do tronco indicativo: 340 MM)	○																																																																		
CEB0486	460 MM (Largura do tronco indicativo: 370 MM)	○																																																																		
CEB0487	480 MM (Largura do tronco indicativo: 390 MM)	○																																																																		
CEB0488	510 MM (Largura do tronco indicativo: 420 MM)	○																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Seat Width (mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Backrest Width</th> <th>360</th> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>380</th> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>					Seat Width (mm)								380	405	430	455	480	505	Backrest Width	360	○						380	○	○					410	○	○	○				430		○	○	○			460			○	○	○		480				○	○	○	510					○	○
		Seat Width (mm)																																																																		
		380	405	430	455	480	505																																																													
Backrest Width	360	○																																																																		
	380	○	○																																																																	
	410	○	○	○																																																																
	430		○	○	○																																																															
	460			○	○	○																																																														
	480				○	○	○																																																													
	510					○	○																																																													
APOIO PERNAS / PÉS																																																																				
APOIO DE PERNAS DIREITO																																																																				
CEB0510	Apoio de perna a 80° giratório	◆																																																																		
CEB0511	Apoio de perna a 90°, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta)	(NC: 0600, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056) 90,85 €																																																																		
CEB0520	Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0610)	(NC: 0930, 0935, 0936) 170,34 €																																																																		
CEL0545	Apoio para amputado direito	(NC: 0600, 0610, 0930, 0936) 158,98 €																																																																		
APOIO DE PERNAS ESQUERDO																																																																				
CEB0560	Apoio de perna a 80° giratório	◆																																																																		
CEB0561	Apoio de perna a 90°, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta)	(NC: 0620, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056) 90,85 €																																																																		
CEB0570	Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0630)	(NC: 0930, 0935, 0936) 170,34 €																																																																		
CEL0595	Apoio para amputado esquerdo	(NC: 0620, 0630, 0930, 0936) 158,98 €																																																																		
APOIO PÉS DIREITO																																																																				
CEB0600	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo ◆																																																																		
CEB0610	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras 45,42 €																																																																		
CEB0611	Patim único ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 0620, 0630, 0935, 0936, 0937, 0938) 170,34 €																																																																		
APOIO PÉS ESQUERDO																																																																				
CEB0620	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo ◆																																																																		
CEB0630	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras 45,42 €																																																																		
APOIO DE BRAÇOS																																																																				
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA) (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)																																																																				
CEB0640	Destacável direito (N°1) - almofada curta („secretária“) altura regulável 20-28 cm	(NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483) ○																																																																		
CEB0650	Destacável direito (N°1) - almofada longa altura regulável 20-28 cm	(NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795) ○																																																																		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0656	Destacável (Nº1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm (NC : 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483)	96,52 €
CEB0657	Destacável (Nº1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonômica e envolvente com sistema de rotação a 360° e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm (NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0660	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790,0795, 1480, 1483)	○
CEB0670	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada longa altura 24 cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795)	○
CEB0675	Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0664, 0666, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	96,52 €
CEB0677	Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonômica e envolvente com sistema de rotação a 360° e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1483)	198,73 €
CEB0680	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	◆
CEB0690	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof (NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1483)	○
CEB0695	Destacável (Nº4) - almofada curta („secretária“) almofada e protetor reg. altura 21-34cm (NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0780, 0790,1185, 1480, 1483)	○
CEB0732	Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura (NC: 1185, 1480, 1483)	141,94 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360°)		
CEB0664	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dta.)	113,56 €
CEB0666	Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tônus	141,94 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)		
CEB0740	Destacável esquerdo (Nº1) - almofada curta („secretária“) altura regulável 20-28 cm (NC: 1480, 1484)	○
CEB0750	Destacável esquerdo (Nº1) - almofada longa altura regulável 20-28 cm	○
CEB0756	Destacável esquerdo (Nº1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm (NC : 0764, 1480, 1484)	96,52 €
CEB0757	Destacável esquerdo (Nº1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonômica e envolvente com sistema de rotação a 360° e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm (NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0760	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm (NC: 1480, 1484)	○
CEB0770	Rebatível e destacável (Nº2) - braço longo altura 24 cm	○
CEB0775	Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0764, 1480, 1484)	96,52 €
CEB0777	Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonômica e envolvente com sistema de rotação a 360° e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0780	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm (NC: 1480, 1484)	◆
CEB0790	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof (NC 1484)	○
CEB0795	Destacável (Nº4) - almofada curta („secretária“) almofada e protetor reg. altura 21-34cm (NC : 1185, 1480, 1484)	○
CEB0832	Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura (NC: 1185, 1480, 1484)	141,94 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360°)		
CEB0764	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi esq.)	113,56 €
CEB0765	Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Esq. - ideal para posicionamento e redução do tônus	141,94 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
ALMOFADA DE ASSENTO		
CEB0869	Almofada MATRX FLO-TECH LITE (NC : 0883)	118,45 €
CEB0871	Almofada MATRX CONTOUR NG VISCO (NC : 0883)	139,05 €
CEB0873	Almofada MATRX FLO-TECH IMAGE (NC : 0883)	226,60 €
CEB0874	Almofada MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA (NC : 0883)	567,79 €
CEB0876	Almofada MATRX LIBRA	453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA		
CEB0878	Para Profundidade de assento 400mm	○
CEB0879	Para Profundidade de assento 450mm	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0883	Para Profundidade de assento 500mm	○
CEB0840	Sem opções de assento (NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	○
CEB0882	Almofadas para Suporte Lateral do tronco (par), fixas nas faixas aderentes da lona de encosto	90,85 €
CEB0905	Apoio de cabeça/pescoço, tecido preto PU TR26 (inclui esticador) (NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	113,56 €
CEB0906	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC : 0907, 0940, 0945)	193,05 €
CEB0907	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)	238,48 €
CEB0920	Calcanheiras ajustáveis	◆
CEB0930	Cinto de pernas ajustável	17,04 €
CEB0935	Tube do patim mais longo UL= 450-530mm (NC:0936)	56,78 €
CEB0936	Tube do patim mais curto UL= 230-430mm	56,78 €
CEB0937	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. M	181,69 €
CEB0938	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. L	181,69 €
CEB0940	Esticador (NC: 0945)	56,78 €
CEB0945	Esticador dobrável (NC: 1451)	90,85 €
CORES		
CEB0961	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)	○
CEB0964	Branco Pérola	○
CEB0965	Verde elétrico	○
CEB0966	Preto mate	○
CEB0974	Azul Marinho	○
CEB0976	Púrpura Escuro	○
CEB0969	Vermelho mate	○
CEB0972	Azul água	○
CEB0980	Antracite	◆
SUPORTE DA FORQUETA		
CEB0995	Standard	◆
RODAS DIANTEIRAS		
CEB1005	8" X 1.1/4" pneumáticas, pretas	○
CEB1010	8" X 1.1/4" maciças, pretas	◆
CEB1030	8" X 2" maciças, pretas	○
CEB1035	6" X 1.1/4" semi-duras Pretas	○
CEB1050	6" X 1.1/4" maciças, pretas	○
CEB1054	5" X 1" maciças Pretas (NC 1062)	○
CEB1056	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas (NC 1062)	○
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
CEB1062	12" (NC : 1071, 1072, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, , 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1390)	○
CEB1064	20" (NC : 1071, 1073, 1074,1076, 1088, 1092, 1170, 1260,)	○
CEB1066	22" (NC: 1074, 1092, 1260)	○
CEB1068	◆ 24" ◆	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA		
CEB1071	◆ Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1092,1170)	◆
CEB1072	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 1092)	181,69 €
CEB1073	Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante) 22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável, 12" eixo fixo e preto, jante em nylon (NC : 1092, 1270,1272, 1275)	249,83 €
CEB1074	Rodas Jante Nylon Composite (NC : 1088, 1092, 1260, 1261)	○
CEB1076	Rodas Leves Eixo e jante pretas, jante enraçada (NC : 1170, 1201, 1260, 1261)	181,69 €
TIPO DE PNEU		
CEB1082	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CEB1084	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8) ◆	◆
CEB1088	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	○
CEB1092	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	113,56 €
TIPO ARO-MOTOR		
CEB1140	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
CEB1150	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta	56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
CEB1170	Eixo fixo (NC: 1185, 1365)	○
CEB1180	Eixo de extração rápida	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



Código	Descrição	P.R.P. €
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO		
CEB1185	Posição ativa eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	○
CEB1190	Posição standard eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆
CEB1200	Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	○
CEB1201	Posição do eixo recuado para amputado - extensão eixo 60 mm regulável até 85 mm (NC: 1365)	96,52 €
OPÇÕES DE CHASSIS		
CEB1240	Sem opções de chassis (NC : 1260, 1261)	◆
CEB1260	Par protetores de raios 24" (preto) (NC: 1261)	113,56 €
CEB1261	Par protetores de raios transparente	113,56 €
TIPO DE TRAVÕES		
CEB1270	Travão standard de empurrar	◆
CEB1275	Travão de puxar	○
CEB1280	Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultâneo com esta opção.	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CEB1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1390)	◆
CEB1345	Kit de Transporte (NC: 1360)	28,39 €
CEB1360	Cinto de segurança com fivela (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71 €
CEB1361	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1362, 1363, 1364)	141,94 €
CEB1362	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount (NC: 1363, 1364)	141,94 €
CEB1363	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1364)	170,34 €
CEB1364	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount	170,34 €
Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
CEB1365	Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras (NC: 1370)	45,42 €
CEB1370	Par rodas anti-volteio (NC: 1375, 1440, 1441)	56,78 €
CEB1375	Par rodas anti-volteio com ponteiras (NC : 1440, 1441)	85,17 €
CEB1390	Extensão da alavanca do travão	28,39 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE		
CEB1420	Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEB1430	Suporte de bengalas / canadianas	28,39 €
CEB1440	Ponteira traseira direita	22,71 €
CEB1441	Ponteira traseira esquerda	22,71 €
CEB1451	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	45,42 €
ACESSÓRIOS		
CEB1460	Sem acessórios (NC: 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CEB1480	Mesa acrílica (NC: 1483, 1484, 1485)	158,98 €
CEB1483	Mini tabuleiro, rebatível, dta. (NC: 1484)	113,56 €
CEB1484	Mini tabuleiro, rebatível, esq.	113,56 €
CEB1485	Almofada conforto para mini tabuleiro (com CEB1483 ou CEB1484 apenas)	82,40 €
PREÇO TOTAL		
GUIA APOIOS DE BRAÇOS		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

(Nº1)



0640/0740

(Nº2)



0660/0760

(Nº3)



0680/0780

(Nº4)



0695/0795

(Nº5)



0732/0832




Almofada hemi com sistema de rotação 360º



80° Hanger

Elevating Legrest and calf Pad



Fixed footplates



Adjustable Footplates for hangers



One piece



Adjustable Footplates for Elevating Legrest