

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ NG



Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento em nylon com tiras de faixas aderentes macho/fêmea, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1,1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras pneu 24x1,3/8" com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada curta ou longa; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito. Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CEB0000	<input type="checkbox"/> Action³ NG	<input type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	<input type="checkbox"/> Configuração Standard	◆
CEBSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
MODELO-BASE		
CEB0026	<input type="checkbox"/> Modelo-base Action3 NG	567,57 €
ALBER		
CEB0070	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio Alber) Tempo de entrega adicional +5dias (NC : 0110, 0140, 0150, 0160, 0170, , 0300, 0310, 0315, 0732, 0832, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1150, 1151, 1170, 1185, 1201, 1212, 1241, , 1320, 1330, 1331, 1332, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	567,57 €
PROPULSÃO		
CEB0100	<input type="checkbox"/> Auto-propulsão (NC: 1125, 1062)	◆
CEB0110	<input type="checkbox"/> Versão trânsito (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0431, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365, 1390)	○
CEB0140	<input type="checkbox"/> Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extr. rápida (NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1190, 1185, 1260, 1261, 1365)	463,31 €
CEB0150	<input type="checkbox"/> Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extr. rápida (NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365)	463,31 €
CEB0160	<input type="checkbox"/> Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0695, 0732, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1181, 1185, 1201, 1260, 1261, 1365, 1390)	521,23 €
CEB0170	<input type="checkbox"/> Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0740, 0750, 0832, 1140, 1150, 1180, 1185, 1201, 1260, 1261, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1365, 1390)	521,23 €
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CEB0180	<input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0936)	○
CEB0190	<input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm (NC: 0361, 0936)	○
CEB0200	<input type="checkbox"/> Largura assento 43 cm	◆
CEB0210	<input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm	○
CEB0220	<input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm (NC: 0361, 0372, 0421, 0442)	○
CEB0230	<input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CEB0240	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm (NC: 0361)	◆
CEB0250	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm	○
CEB0252	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) (NC : 0320, 0330, 0350, 0361, 0372)	57,92 €
ALTURA DO ASSENTO		
CEB0260	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 0511, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	◆
CEB0270	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 0511, 1054)	○
CEB0280	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	○
CEB0290	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm (NC: 1005, 1010, 1030, 1062)	○
CEB0300	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm (NC: 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEBO310	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm (NC: 0361, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1365, 1370, 1440, 1441)	○
CEBO315	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm, 0° ângulo, rd. Tras. 20" (NC: 0361, 0600, 0620, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440, 1441)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CEBO320	<input type="checkbox"/> Sem estofa de assento	○
CEBO330	<input type="checkbox"/> Sem tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	○
CEBO340	<input type="checkbox"/> Com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CEBO350	<input type="checkbox"/> Estofa almofadado em nylon	○
CEBO367	<input type="checkbox"/> Plataforma rígida de assento (NC: todos os encostos Matrx, 0461, 0462, 0463, 0464, 1345)	144,78 €
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		Rodas anti-volteio necessárias para encosto com reclinção
CEBO410	<input type="checkbox"/> Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm) (NC: 0477, 0490, 0945)	◆
CEBO420	<input type="checkbox"/> Fixo a 7° 51 cm altura (NC: 0477, 0490)	○
CEBO421	<input type="checkbox"/> Fixo a 7° para estofa Laguna (obrigatório escolher abaixo Laguna) e considerar o custo adicional de ambas as opções 51 cm altura (NC: encostos Matrx, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	○
CEBO431	<input type="checkbox"/> Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos curtos fixos (NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451)	115,83 €
CEBO432	<input type="checkbox"/> Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos longos fixos (NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490)	115,83 €
CEBO442	<input type="checkbox"/> Reclinável (pneumático) de 0 / 30° p/ estofa Laguna altura 51 (obrigatório escolher abaixo e considerar o custo adicional de ambas as opções) (NC : encostos Matrx, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	150,58 €
CEBO450	<input type="checkbox"/> Reclinável (pneumático) de 0/30° 3 alturas 47 / 49 / 51 cm (forn. 51 cm) Incl. Esticador / Pos. Rec. (obriga à posição recuada da roda traseira) (NC: 0477, 0490, 0940, 0945, 1185, 1190)	150,58 €
CEBO455	<input type="checkbox"/> Costas dobráveis 43 cm altura (NC: 0477, 0490, 0945)	○
CEBO460	<input type="checkbox"/> Costas dobráveis 51 cm altura (NC: 0477, 0481, 0490, 0945)	○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
CEBO465	<input type="checkbox"/> Sem estofa	○
CEBO475	<input type="checkbox"/> Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CEBO474	<input type="checkbox"/> Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CEBO477	<input type="checkbox"/> Almofadado, bi-material reg. tensão (3+1 faixas) e bolsa de encosto	○
CEBO479	<input type="checkbox"/> Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)	57,92 €
CEBO481	<input type="checkbox"/> Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)	57,92 €
CEBO490	<input type="checkbox"/> Estofa conforto Laguna, tecido preto PU TR26 51 cm altura (NC: 0940, 0945, 1451)	231,66 €
ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX		
CEBO451	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO452	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO453	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO454	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO456	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO461	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO462	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO457	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	752,89 €
CEBO458	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0459	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0466	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0467	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0468	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0463	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0464	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
CEB0469	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega) (NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	810,80 €
Largura do Encosto MATRX		
CEB0482	<input type="checkbox"/> 360 MM (Largura do tronco indicativo: 265 MM)	○
CEB0483	<input type="checkbox"/> 380 MM (Largura do tronco indicativo: 295 MM)	○
CEB0484	<input type="checkbox"/> 410 MM (Largura do tronco indicativo: 315 MM)	○
CEB0485	<input type="checkbox"/> 430 MM (Largura do tronco indicativo: 340 MM)	○
CEB0486	<input type="checkbox"/> 460 MM (Largura do tronco indicativo: 370 MM)	○
CEB0487	<input type="checkbox"/> 480 MM (Largura do tronco indicativo: 390 MM)	○
CEB0488	<input type="checkbox"/> 510 MM (Largura do tronco indicativo: 420 MM)	○
		
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO		
CEB0510	<input type="checkbox"/> Apoio de perna a 80º giratório	◆
CEB0511	<input type="checkbox"/> Apoio de perna a 90º, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta) (NC: 0600, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	92,67 €
CEB0520	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0610) (NC: 0930, 0935, 0936)	173,75 €
CEL0545	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado direito (NC: 0600, 0610, 0930, 0936)	162,16 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO		
CEB0560	<input type="checkbox"/> Apoio de perna a 80º giratório	◆
CEB0561	<input type="checkbox"/> Apoio de perna a 90º, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta) (NC: 0620, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	92,67 €
CEB0570	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0630) (NC: 0930, 0935, 0936)	173,75 €
CEL0595	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado esquerdo (NC: 0620, 0630, 0930, 0936)	162,16 €
APOIO PÉS DIREITO		
CEB0600	<input type="checkbox"/> Patim rebatível direito inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo	◆
CEB0610	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade inclui calcanheiras	46,33 €
CEB0611	<input type="checkbox"/> Patim único ajustável em ângulo e profundidade (NC: 0620, 0630, 0935, 0936, 0937, 0938)	173,75 €
APOIO PÉS ESQUERDO		
CEB0620	<input type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo	◆
CEB0630	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade inclui calcanheiras	46,33 €
APOIO DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA) (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)		
CEB0640	<input type="checkbox"/> Destacável direito (Nº1) - almofada curta („secretária“) altura regulável 20-28 cm (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483)	○
CEB0650	<input type="checkbox"/> Destacável direito (Nº1) - almofada longa altura regulável 20-28 cm (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0656	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm (NC : 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483)	98,45 €
CEB0657	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm (NC : 1480, 1484)	202,70 €
CEB0660	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790,0795, 1480, 1483)	○
CEB0670	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - almofada longa altura 24 cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795)	○
CEB0675	<input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0664, 0666, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	98,45 €
CEB0677	<input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1483)	202,70 €
CEB0680	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm (NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	◆
CEB0690	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof (NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1483)	○
CEB0695	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº4) - almofada curta („secretária“) almofada e protetor reg. altura 21-34cm (NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0780, 0790,1185, 1480, 1483)	○
CEB0732	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura (NC: 1185, 1480, 1483)	144,78 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)		
CEB0664	<input type="checkbox"/> Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dta.)	115,83 €
CEB0666	<input type="checkbox"/> Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus	144,78 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)		
CEB0740	<input type="checkbox"/> Destacável esquerdo (Nº1) - almofada curta („secretária“) altura regulável 20-28 cm (NC: 1480, 1484)	○
CEB0750	<input type="checkbox"/> Destacável esquerdo (Nº1) - almofada longa altura regulável 20-28 cm	○
CEB0756	<input type="checkbox"/> Destacável esquerdo (Nº1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm (NC : 0764, 1480, 1484)	98,45 €
CEB0757	<input type="checkbox"/> Destacável esquerdo (Nº1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm (NC : 1480, 1484)	202,70 €
CEB0760	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm (NC: 1480, 1484)	○
CEB0770	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº2) - braço longo altura 24 cm	○
CEB0775	<input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0764, 1480, 1484)	98,45 €
CEB0777	<input type="checkbox"/> Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1484)	202,70 €
CEB0780	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm (NC: 1480, 1484)	◆
CEB0790	<input type="checkbox"/> Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof (NC 1484)	○
CEB0795	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº4) - almofada curta („secretária“) almofada e protetor reg. altura 21-34cm (NC : 1185, 1480, 1484)	○
CEB0832	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura (NC: 1185, 1480, 1484)	144,78 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)		
CEB0764	<input type="checkbox"/> Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi esq.)	115,83 €
CEB0765	<input type="checkbox"/> Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Esq. - ideal para posicionamento e redução do tónus	144,78 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
ALMOFADA DE ASSENTO		
CEB0869	<input type="checkbox"/> Almofada MATRX FLO-TECH LITE (NC : 0883)	120,82 €
CEB0871	<input type="checkbox"/> Almofada MATRX CONTOUR NG VISCO (NC : 0883)	141,83 €
CEB0873	<input type="checkbox"/> Almofada MATRX FLO-TECH IMAGE (NC : 0883)	231,13 €
CEB0874	<input type="checkbox"/> Almofada MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA (NC : 0883)	579,15 €
CEB0876	<input type="checkbox"/> Almofada MATRX LIBRA	462,16 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA		
CEB0878	<input type="checkbox"/> Para Profundidade de assento 400mm	○
CEB0879	<input type="checkbox"/> Para Profundidade de assento 450mm	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEB0883	<input type="checkbox"/> Para Profundidade de assento 500mm	○
CEB0840	<input type="checkbox"/> Sem opções de assento (NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	○
CEB0882	<input type="checkbox"/> Almofadas para Suporte Lateral do tronco (par), fixas nas faixas aderentes da lona de encosto	92,67 €
CEB0905	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça/pescoço, tecido preto PU TR26 (inclui esticador) (NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	115,83 €
CEB0906	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC : 0907, 0940, 0945)	196,91 €
CEB0907	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)	243,25 €
CEB0920	<input type="checkbox"/> Calcanheiras ajustáveis	◆
CEB0930	<input type="checkbox"/> Cinto de pernas ajustável	17,38 €
CEB0935	<input type="checkbox"/> Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm (NC:0936)	57,92 €
CEB0936	<input type="checkbox"/> Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm	57,92 €
CEB0937	<input type="checkbox"/> Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. M	185,32 €
CEB0938	<input type="checkbox"/> Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. L	185,32 €
CEB0940	<input type="checkbox"/> Esticador (NC: 0945)	57,92 €
CEB0945	<input type="checkbox"/> Esticador dobrável (NC: 1451)	92,67 €
CORES		
CEB0961	<input type="checkbox"/> Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)	○
CEB0964	<input type="checkbox"/> Branco Pérola	○
CEB0965	<input type="checkbox"/> Verde elétrico	○
CEB0966	<input type="checkbox"/> Preto mate	○
CEB0974	<input type="checkbox"/> Azul Marinho	○
CEB0976	<input type="checkbox"/> Púrpura Escuro	○
CEB0969	<input type="checkbox"/> Vermelho mate	○
CEB0972	<input type="checkbox"/> Azul água	○
CEB0980	<input type="checkbox"/> Antracite	◆
SUPORTE DA FORQUETA		
CEB0995	<input type="checkbox"/> Standard	◆
RODAS DIANTEIRAS		
CEB1005	<input type="checkbox"/> 8" X 1.1/4" pneumáticas, pretas	○
CEB1010	<input type="checkbox"/> 8" X 1.1/4" maciças, pretas	◆
CEB1030	<input type="checkbox"/> 8" X 2" maciças, pretas	○
CEB1035	<input type="checkbox"/> 6" X 1.1/4" semi-duras Pretas	○
CEB1050	<input type="checkbox"/> 6" X 1.1/4" maciças, pretas	○
CEB1054	<input type="checkbox"/> 5" X 1" maciças Pretas (NC 1062)	○
CEB1056	<input type="checkbox"/> 5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas (NC 1062)	○
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
CEB1062	<input type="checkbox"/> 12" (NC : 1071, 1072, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, , 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1390)	○
CEB1064	<input type="checkbox"/> 20" (NC : 1071, 1073, 1074,1076, 1088, 1092, 1170, 1260,)	
CEB1066	<input type="checkbox"/> 22" (NC: 1074, 1092, 1260)	○
CEB1068	◆ 24"	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA		
CEB1071	◆ Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1092,1170)	◆
CEB1072	<input type="checkbox"/> Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 1092)	185,32 €
CEB1073	<input type="checkbox"/> Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante) 22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável, 12" eixo fixo e preto, jante em nylon (NC : 1092, 1270,1272, 1275)	254,83 €
CEB1074	<input type="checkbox"/> Rodas Jante Nylon Composite (NC : 1088, 1092, 1260, 1261)	○
CEB1076	<input type="checkbox"/> Rodas Leves Eixo e jante pretas, jante enraçada (NC : 1170, 1201, 1260, 1261)	185,32 €
TIPO DE PNEU		
CEB1082	<input type="checkbox"/> Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CEB1084	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
CEB1088	<input type="checkbox"/> Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	○
CEB1092	<input type="checkbox"/> Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	115,83 €
TIPO ARO-MOTOR		
CEB1140	<input type="checkbox"/> Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
CEB1150	<input type="checkbox"/> Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta	57,92 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
CEB1170	<input type="checkbox"/> Eixo fixo (NC: 1185, 1365)	○
CEB1180	<input type="checkbox"/> Eixo de extração rápida	◆





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO		
CEB1185	<input type="checkbox"/> Posição ativa eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	○
CEB1190	<input type="checkbox"/> Posição standard eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆
CEB1200	<input type="checkbox"/> Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	○
CEB1201	<input type="checkbox"/> Posição do eixo recuado para amputado - extensão eixo 60 mm regulável até 85 mm (NC: 1365)	98,45 €
OPÇÕES DE CHASSIS		
CEB1240	<input type="checkbox"/> Sem opções de chassis (NC : 1260, 1261)	◆
CEB1260	<input type="checkbox"/> Par protetores de raios 24" (preto) (NC: 1261)	115,83 €
CEB1261	<input type="checkbox"/> Par protetores de raios transparente	115,83 €
TIPO DE TRAVÕES		
CEB1270	<input type="checkbox"/> Travão standard de empurrar	◆
CEB1275	<input type="checkbox"/> Travão de puxar	○
CEB1280	<input type="checkbox"/> Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultaneo com esta opção.	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CEB1340	<input type="checkbox"/> Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1390)	◆
CEB1345	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 1360)	28,96 €
CEB1360	<input type="checkbox"/> Cinto de segurança com fivela (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	23,16 €
CEB1361	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1362, 1363, 1364)	144,78 €
CEB1362	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount (NC: 1363, 1364)	144,78 €
CEB1363	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1364)	173,75 €
CEB1364	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount	173,75 €
Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
CEB1365	<input type="checkbox"/> Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras (NC: 1370)	46,33 €
CEB1370	<input type="checkbox"/> Par rodas anti-volteio (NC: 1375, 1440, 1441)	57,92 €
CEB1375	<input type="checkbox"/> Par rodas anti-volteio com ponteiras (NC : 1440, 1441)	86,87 €
CEB1390	<input type="checkbox"/> Extensão da alavanca do travão	28,96 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE		
CEB1420	<input type="checkbox"/> Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEB1430	<input type="checkbox"/> Suporte de bengalas / canadianas	28,96 €
CEB1440	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira direita	23,16 €
CEB1441	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira esquerda	23,16 €
CEB1451	<input type="checkbox"/> Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	46,33 €
ACESSÓRIOS		
CEB1460	<input type="checkbox"/> Sem acessórios (NC: 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CEB1480	<input type="checkbox"/> Mesa acrílica (NC: 1483, 1484, 1485)	162,16 €
CEB1483	<input type="checkbox"/> Mini tabuleiro, rebatível, dta. (NC: 1484)	115,83 €
CEB1484	<input type="checkbox"/> Mini tabuleiro, rebatível, esq.	115,83 €
CEB1485	<input type="checkbox"/> Almofada conforto para mini tabuleiro (com CEB1483 ou CEB1484 apenas)	84,05 €
PREÇO TOTAL		
GUIA APOIOS DE BRAÇOS		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



Almofada hemi com sistema de rotação 360º



Elevating Legrest and calf Pad

