

Flo-tech[®] Lite Visco



Adapta-se ao corpo do utilizador e
oferece um conforto excepcional



Yes, you can.

A almofada *Invacare Flo-tech Lite Visco* é constituída por uma base em espuma de alta resiliência (HR) de 40 kg/m³ e de uma camada superior em espuma de memória visco-elástica de 80 kg/m³. A sua base em espuma HR confere estabilidade à almofada para que possa fornecer o devido suporte postural.

A superfície de contacto superior em espuma visco-elástica é termo-sensível e adapta-se à anatomia do utilizador, favorecendo a imersão e maximizando o contacto com o corpo.



Espuma visco elástica, com memória, desenhada para aumentar a superfície de contacto com o corpo

Características e Opções



A espuma da almofada é termo-sensível e adapta-se à anatomia do utilizador, maximizando a superfície de contacto com o corpo. A *Invacare Flo-tech Lite Visco* proporciona níveis de conforto ideais. O seu baixo perfil facilita as transferências laterais.

Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, bi-elástica, impermeável a líquidos e permeável a vapor. A base é antideslizante. Incorpora uma pega para facilitar o transporte.

Disponível em 61 tamanhos

A almofada *Invacare Flo-tech Lite Visco* está disponível em 61 tamanhos desde 250x250 até 480x530 mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes)

Três densidades de espuma disponíveis

Disponível em três densidades adaptáveis ao peso do paciente Macia (até 32kg), Média (até 51kg), Firme (até 100kg).

Superfície de assento anatómico com suporte lateral

O seu formato anatómico oferece suporte lateral adicional e estabilidade pélvica, contribuindo para uma melhor postura do utilizador.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso max. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem
Flo-tech Lite Visco	Uma gama de 61 tamanhos	78 mm	1.26 kg	100 kg	80°

Fabricada segundo normas Europeias :

Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5

Cover: BS 7177: 1989 Crib 5

1. Os limites máximos de peso do usuário são definidos presumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade adequadas para o usuário pretendido.

Cores

Preto Suave	Tecido Preto Impermeável	Preto Tecido	Azul Báltico

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®