

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

## Invacare® Encostos MATRX



**Código ISO - 12 24 30 - Sistema de Estabilização do ocupante na cadeira de rodas**

**Encostos para Posicionamento do tronco**

Os Encostos Matrx da Invacare foram desenvolvidos para oferecer um suporte postural ótimo. Vários modelos e tamanhos à escolha permitem responder a diferentes necessidades clínicas (desde utilizadores ativos - **Matrx MX2** - àqueles que necessitam de mais suporte postural - **Matrx Posture Back**). Todos incluem espuma de alta qualidade Matrx e capa destacável de fácil remoção e lavável. Vários acessórios e opções de Hardware de Fixação (VER TABELA)



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

| Etapa 1 : Escolha o tipo de encosto   |   | PRP        |
|---------------------------------------|---|------------|
| Tipo de Encosto (inclui cunha lombar) |   |            |
|                                       | Encosto em Carbono Matrx MX2 ( <b>Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3</b> ) Profundidade 76 mm - Peso máx. Utilizador: 113 kg         | 915,05 €   |
|                                       | Encosto Matrx Posture Back ( <b>Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3</b> ) Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg          | 573,63 €   |
|                                       | Encosto Matrx Posture Back Profundo ( <b>Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3</b> ) Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg | 590,17 €   |
|                                       | Encosto Matrx Posture Back Max - <b>Inclui Hardware Fixação Reforçado</b> - Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg                  | 987,30 €   |
|                                       | Encosto Matrx Posture Back Max Profundo - <b>Inclui Hardware Fixação Reforçado</b> - Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg         | 1.097,61 € |



### Etapa 2 : Escolha o tamanho do encosto

**Encosto carbono Matrx MX2 (sem hardware fixação)**

Profundidade do encosto: 76 mm (C) -Peso máx. utilizador: 113 kg

| Largura do Tronco (B) | Largura do Encosto (A)(2) | Altura do Encosto (D) |         |         |         | Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---|
|                       |                           | 150 mm                | 230 mm  | 310 mm  | 410 mm  |   |
| ≤260mm                | 355mm                     | 1629002               | 1629003 | 1629004 | 1629005 | 360mm - 380mm   |
| ≤310mm                | 380mm                     | 1629006               | 1629007 | 1629008 | 1629009 | 380mm - 410mm   |
| ≤330mm                | 405mm                     | 1629010               | 1629011 | 1629012 | 1629013 | 410mm - 430mm   |
| ≤360mm                | 430mm                     | 1629014               | 1629015 | 1629016 | 1629017 | 430mm - 460mm   |
| ≤410mm                | 455mm                     | 1629018               | 1629019 | 1629020 | 1629021 | 460mm - 480mm   |

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.



**Encosto MatrX Posture Back (sem hardware fixação)**

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

| * Largura do encosto: 150 mm (C) * Peso max. utilizador: 150 kg |                           |                       |  |         |  |         |  |  |
|---|---------------------------|-----------------------|--|---------|--|---------|--|--|
| Largura do Tronco (B)   | Largura do Encosto (A)(2) | Altura do Encosto (D) |  |         |  |         |  | Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1) |
|   |                           | 310 mm                |  | 410 mm  |  | 510 mm  |  |  |
| ≤260mm  | 360mm                     | 1544783               |  | 1544784 |  |         |  | 330mm - 380mm  |
| ≤310mm  | 410mm                     | 1544785               |  | 1515727 |  | 1515728 |  | 380mm - 430mm  |
| ≤330mm  | 430mm                     | 1544786               |  | 1515729 |  | 1515730 |  | 410mm - 460mm  |
| ≤360mm  | 460mm                     | 1544787               |  | 1515731 |  | 1515732 |  | 430mm - 480mm  |
| ≤410mm  | 510mm                     | 1544788               |  | 1518131 |  | 1518132 |  | 480mm - 530mm  |

(1) A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.

(2) Largura real com a almofada de encosto instalada.


**Encosto MatrX Posture Back Profundo (sem hardware fixação)**

Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

| Largura do Tronco (B) | Largura do Encosto (A)(2) | Altura do Encosto (D) |  |         |  |         |  | Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------|--|---------|--|--|
|                       |                           | 310 mm                |  | 410 mm  |  | 510 mm  |  |  |
| ≤260mm                | 360mm                     | 1545001               |  | 1545002 |  |         |  | 330mm - 380mm  |
| ≤310mm                | 410mm                     | 1545003               |  | 1545058 |  | 1545059 |  | 380mm - 430mm  |
| ≤330mm                | 430mm                     | 1545060               |  | 1545061 |  | 1545062 |  | 410mm - 460mm  |
| ≤360mm                | 460mm                     | 1545063               |  | 1545064 |  | 1545065 |  | 430mm - 480mm  |
| ≤410mm                | 510mm                     | 1545066               |  | 1545067 |  | 1545068 |  | 480mm - 530mm  |

(1) A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.

(2) Largura real com a almofada de encosto instalada.




**Encosto MatrX Posture Back Max (incluído hardware fixação reforçado)**

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

| Largura do Tronco (B) | Largura do Encosto (A)(2) | Altura do Encosto (D) |         | Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---|
|                       |                           | 410 mm                | 510 mm  |   |
| ≤410mm                | 510mm                     | 1544538               | 1544657 | 510mm - 530mm   |
| ≤460mm                | 560mm                     | 1544658               | 1544659 | 560mm - 590mm   |
| ≤510mm                | 610mm                     | 1544660               | 1544661 | 610mm - 640mm   |

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.

**Encosto MatrX Posture Back Max Profundo (Incluído hardware fixação reforçado)**

Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

| Largura do Tronco (B) | Largura do Encosto (A)(2) | Altura do Encosto (D) |         | Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---|
|                       |                           | 410 mm                | 510 mm  |   |
| ≤410mm                | 510mm                     | 1543486               | 1543487 | 510mm - 530mm   |
| ≤460mm                | 560mm                     | 1543488               | 1543489 | 560mm - 590mm   |
| ≤510mm                | 610mm                     | 1543490               | 1543491 | 610mm - 640mm   |

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.

**Etapa 3 : Escolha a fixação**

P.R.P.

**Fixações para Encostos MatrX**

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 1545275 | Fixação Standard para encostos Posture Back, par  | 173,75 € |
| 1545277 | Fixação Fixa Space-Saver para encostos Posture Back, par (aconselhado para montagem em cadeiras de chassis rígido ou com esticador soldado). Sem possibilidade de retirar o Encosto | 173,75 € |
| 1545278 | Fixação Split para encostos Posture Back, par (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem, como parafusos, manipuladores, etc)                                      | 214,28 € |
| 1544776 | Fixação Standard reforçada para encosto Max, par  | 347,51 € |
| 1629027 | Hardware fixo em fibra de carbono, <b>para encosto MatrX MX2</b> , par  | 289,58 € |
| 1629028 | Hardware de extração rápida <b>para encosto MatrX MX2</b> , par   | 231,66 € |



Fixação Std



Fixação Split



1629027



1629028

| Etapa 4 : Escolha os Acessórios  |   | P.R.P.   |
|--|---|----------|
| Acessórios para Encostos MatrX   |   |          |
| Código ISO 12 24 30 - Apoios de Tronco (Não compatível com Encostos Posture Back)            |   |          |
| 1630141  | Apoio de tronco fixo (completo) para <b>encosto MX2</b> , almofada 115mm x 76mm (unidade)                 | 104,25 € |
| 1545167  | Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho L  | 98,45 €  |
| 1545168  | Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho L   | 98,45 €  |
| 1545172  | Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho S  | 98,45 €  |
| 1545225  | Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho S   | 98,45 €  |
| 1545169  | Apoio de tronco Offset (completo) esquerdo fixo (posição alta ou baixa) tamanho L                         | 173,75 € |
| 1545170  | Apoio de tronco Offset (completo) direito fixo (posição alta ou baixa) tamanho L                          | 173,75 € |
| 1551913  | Hardware para Apoio de Tronco rebatível (dto ou esq.) - unid. [selecionar almofada]                       | 144,78 € |
| 1544798  | Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível esq. [selecionar almofada]                                 | 144,78 € |
| 1544799  | Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível dto. [selecionar almofada]                                 | 144,78 € |
| 1544238  | Almofada lateral Elite, tamanho L   | 121,61 € |
| 1544239  | Almofada lateral Elite, tamanho M   | 121,61 € |
| 1544291  | Almofada lateral Elite, tamanho S   | 121,61 € |
| 1544292  | Almofada lateral Elite, tamanho XS  | 121,61 € |
| Código ISO 12 24 30 - Apoio de Cabeça (NC com encosto MX2)                                   |   |          |
| 1544187  | Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 460 a 510 mm   | 28,96 €  |
| 1544188  | Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 330 a 430 mm   | 28,96 €  |
| 1544189  | Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 310mm  | 28,96 €  |
| PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE APOIOS DE CABEÇA, PF CONSULTE A TABELA DOS APOIOS DE CABEÇA ELAN |   |          |
| Outros Acessórios (compatíveis com toda a gama de encostos MatrX)                            |   |          |
| 1544237  | Kit Pinos de montagem compridos (+50 mm; 4 un.) - p/ aplicação dos encostos em cadeiras 50 mm mais largas | 52,12 €  |
| 1551799  | Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)   | 57,92 €  |
| 1551800  | Capa de Privacidade - tamanho S (330 x 410 mm)  | 57,92 €  |
| 1551903  | Capa de Privacidade - tamanho M (380 x 410 mm)  | 57,92 €  |
| 1551904  | Capa de Privacidade - tamanho L (430 x 410 mm)  | 57,92 €  |



Apoios de tronco Offset, rebatíveis



Apoios de tronco rebatível



Apoios de tronco Offset, fixos



Apoios de tronco fixos



Fixação do Apoio de Cabeça



Capa de privacidade