

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Yes, you can.®

Alber® e-pilot® P15 e Versão Tetra



Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Descrição: Código ISO 12 24 11 - UKit „Handbike“ / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16"
- Velocidade 20 km/h com função de cruise control
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de íons de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria: 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

Versão Tetra:

- Suporte para Tetraplégico
- suporte ergonómico para estabilização da mão para auxílio na travagem;
- Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com botões (instalado no mesmo lado do acelerador);



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.		
Alber® e-pilot® P15		
1595709	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado direito	5.535,04 €
1595713	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado esquerdo	5.535,04 €
1595717	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado direito	5.655,36 €
1595721	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado esquerdo	5.655,36 €
Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra		
INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)		
1595710	Alber® e-pilot® P15 Versão Tetra , roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo	6.678,14 €
1595714	Alber® e-pilot® P15 Versão Tetra , roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito	6.678,14 €
1595718	Alber® e-pilot® P15 Versão Tetra , roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira Supernova, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo	6.678,14 €
1595722	Alber® e-pilot® P15 Versão Tetra , roda 16" perfil off-road, 20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito	6.678,14 €
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592290	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE) 391,07 €
MONTAGEM	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)	321,30 €
Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:		
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registe medidas e características no final deste formulário.		No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registe as características da cadeira no final deste formulário.
Número de série:		
OPÇÕES		
Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q)		
	Branco	◆
1592122	Amarelo torrado	○
1592123	Vermelho	○



Focus Open 2018 Gold







GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019




1592122 1592123

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
1592189	Verde lima	○
1592190	Azul claro	○
1592191	Laranja	○
1592192	Roxo	○
1592193	Vermelho cereja	○
1592194	Verde esmeralda	○
1592195	Azul escuro	○
1592196	Antracite	○
OPÇÕES / ACESSÓRIOS		
1593079	Kit de tração	(Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem 336,92 €
1592281	Suporte frontal KCLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal) 180,50 €
1592278	Cesto dianteiro preto	deve escolher em combinação com 1592281 96,26 €
1592277	Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas	deve escolher em combinação com 1592281 96,26 €
1592282	Suporte traseiro KCLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira) 180,50 €
1592276	Mochila pequena com fecho	deve escolher em combinação com 1592282 60,17 €
1592284	Suporte de Garrafa	deve escolher em combinação com 1592282 54,15 €
1592173	Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova	180,50 €
1592286	Espelho retrovisor esquerdo	54,15 €
1592287	Suporte de punho para acelerador	54,15 €
1592097	Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)	1.143,11 €
1592333	Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz	397,80 €
1592285	Luz traseira para encosto	54,15 €
1592914	Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta	216,59 €
1593452	Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)	252,69 €
1593107	Alavanca central - para conseguir encaixar o e-Pilot apenas com uma mão	174,48 €




Largura da cadeira: cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: cm

Altura traseira da cadeira cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Angulo da estrutura frontal :°



Medida do assento ao patim : cm



Tipo de patim:



Tipo de travão:



Luz standard



Luz Supernova

