

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>5</sup>**



**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura de alumínio com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofa ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composito (em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.  
 Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
SJC004	Action5	1260,00
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração Standard (NC: 6099)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJCSPEC	Especial	
<b>ALBER</b>		
SJC0180	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	472,50
<b>TIPO DE CHASSIS</b>		
SJC0200	<input type="checkbox"/> Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440, 3450)	<input type="checkbox"/>
SJC0210	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
SJC0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SJC1030	Largura assento 38 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1040	Largura assento 40,5 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1050	<input checked="" type="checkbox"/> Largura assento 43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1060	Largura assento 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1070	Largura assento 48 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1075	Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170)	<input type="checkbox"/>
SJC1078	Largura assento 53 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
SJC1100	Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	<input type="checkbox"/>
SJC1110	Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	<input type="checkbox"/>
SJC1120	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1130	Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1140	Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1150	Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1160	Profundidade assento 50 cm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>
SJC1170	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	63,00
SJC1180	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC:1510, 5054)	63,00
SJC1190	Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	63,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA</b>		
SJC1200	Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1210	Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1220	Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1230	Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJC1240	Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1250	Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1260	Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	◆
SJC1270	Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA</b>		
SJC1300	Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJC1310	Altura assento 38,5 cm	○
SJC1320	Altura assento 41 cm	○
SJC1330	Altura assento 43,5 cm	○
SJC1340	Altura assento 46 cm	◆
SJC1350	Altura assento 48,5 cm (NC: 7200, 7210)	○
SJC1360	Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
SJC1500	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJC1510	Nylon fixo	◆
SJC1520	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	63,00
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
SJC2000	Fixo 90° vs base do assento	◆
SJC2010	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	99,75
SJC2020	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	131,25
<b>ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)</b>		
SJC2130	Fixo, 7°, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2143	Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2153	Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJC2163	Fixo a 7°, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	Fixo a 7°, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
<b>TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)</b>		
SJC2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	99,75
SJC2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	99,75
<b>TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)</b>		
SJC2400	Sem punhos, tubo a 7° (NC: 9100, 9200)	○
SJC2410	Montados na traseira, fixos a 7° (NC: 9000)	152,25
SJC2420	Integrados (telescópico ajustável)	78,75
<b>TIPO DE ESTOFO</b>		
SJC2510	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
<b>OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)</b>		
SJC2430	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2432	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2434	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2436	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2438	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2460	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2465	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2440	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	682,50
SJC2442	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00
SJC2444	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00
SJC2446	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00
SJC2448	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00
SJC2452	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																																																																																						
SJC2470	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00																																																																																																						
SJC2475	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00																																																																																																						
SJC2478	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	735,00																																																																																																						
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)</b>																																																																																																								
SJC2481	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2482	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2484	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2486	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2488	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2490	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC2492	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	<input type="radio"/>																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Seat width in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Backrest Width</th> <th>360</th> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>380</th> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>					Seat width in mm												305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Backrest Width	360		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							380			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						410				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					430					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				460						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			480							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		510								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Seat width in mm																																																																																																						
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																													
Backrest Width	360		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																			
	380			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																		
	410				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																	
	430					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																
	460						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																															
	480							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																														
	510								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																													
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>																																																																																																								
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)</b>																																																																																																								
SJC3010	70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3020	80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3030	90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3040	Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	157,50																																																																																																						
SJC3050	Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120, 9400)	147,00																																																																																																						
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)</b>																																																																																																								
SJC3110	70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3120	80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3130	90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3140	Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	157,50																																																																																																						
SJC3150	Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	147,00																																																																																																						
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>																																																																																																								
SJC3200	◆ Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcaneiras ajustáveis)	◆																																																																																																						
SJC3210	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcaneiras ajustáveis)	42,00																																																																																																						
SJC3230	Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300) (inclui calcaneiras ajustáveis)	157,50																																																																																																						
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>																																																																																																								
SJC3300	◆ Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcaneiras ajustáveis)	◆																																																																																																						
SJC3310	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcaneiras ajustáveis)	42,00																																																																																																						
<b>TUBO DO PATIM</b>																																																																																																								
SJC3400	Rebatível, tubo do patim posição subida LLL= 160 a 375 mm (NC: 9400)	99,75																																																																																																						
SJC3410	Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	52,50																																																																																																						
SJC3420	Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3430	Rebatível, tubo do patim longo LLL= 400 a 525 mm	52,50																																																																																																						
SJC3440	Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	<input type="radio"/>																																																																																																						
SJC3450	Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm	52,50																																																																																																						
<b>PROTETORES DE ROUPA</b>																																																																																																								
SJC3750	◆ Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4130, 4160)	◆																																																																																																						
SJC3800	Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4130, 4160)	<input type="radio"/>																																																																																																						

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
SJC4010	Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJC4030	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJC4060	Removível hemi (Nº4) Almof apoio braços hemi, 44 cm	131,25
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
SJC4110	Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJC4130	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJC4160	Removível hemi (Nº4) Almof apoio braços hemi, 44 cm	131,25
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE ALMOFADA</b>		
SJC5000	Basic 50 mm/ 2", espuma em nylon& cobertura anti-slip (NC: 5050, 5052, 5054)	52,50
SJC5010	Almofada MatrX Flo-tech Contour Visco (NC: 5054)	120,75
SJC5020	Almofada MatrX Flo-tech Image (NC: 5054)	141,75
SJC5030	Almofada MatrX Flo-tech Lite (NC: 5054)	99,75
SJC5040	Almofada MatrX Flo-tech Solution Xtra (NC: 5054)	551,25
SJC5044	Almofada MatrX Libra	418,95
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA</b>		
SJC5050	40 cm	○
SJC5052	45 cm	○
SJC5054	50 cm Apenas com MatrX Libra	○
<b>OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
SJC5100	◆ Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJC5500	Esticador dobrável	78,75
<b>CORES</b>		
SJC6000	Branco Pérola	○
SJC6010	◆ Antracite	◆
SJC6020	Azul pop	○
SJC6030	Vermelho escuro	○
SJC6040	Verde elétrico	○
SJC6050	Púrpura hipnótico	○
SJC6060	Cinza pérola	○
SJC6070	Preto mate	○
SJC6080	Amarelo intenso	○
SJC6090	Laranja vibrante	○
SJC6099	Cor especial	sob consulta
<b>DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7210/40 quando selecionada)</b>		
SJC6100	◆ Cinza	◆
SJC6110	Azul	99,75
SJC6200	Rosa	99,75
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJC7020	4" X 3/4" (100 X 20 mm) Maciço	○
SJC7030	4" X 1" (100 X 25 mm) Maciço, luzes integradas	63,00
SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	94,50
SJC7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJC7060	5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço, luzes integradas	63,00
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	94,50
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	94,50
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
SJC7200	22" (560 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	○
SJC7210	22" (560 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7320, 7410, 8000)	168,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC7230	◆ 24" (610 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320)	◆
SJC7240	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	168,00
SJC7244	24" (610 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7410, 8000)	519,75
SJC7250	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7304, 7315, 7410, 8000)	168,00
SJC7260	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	519,75
<b>TIPO DE PNEU</b>		
SJC7302	Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJC7304	pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	○
SJC7315	◆ Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	◆
SJC7320	Pneumático PRIMO SENTINEL 1" (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto	105,00
<b>TIPO DE ARO MOTOR</b>		
SJC7400	◆ Alumínio	◆
SJC7410	Aço inoxidável	○
SJC7420	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	52,50
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
SJC7500	◆ Extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
SJC7600	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJC7610	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJC7620	◆ Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJC7630	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
<b>ÂNGULO DAS RODAS</b>		
SJC7700	◆ 0° camber	◆
SJC7710	1° camber	○
SJC7720	2° camber	○
SJC7730	3° camber	○
SJC7740	4° camber	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
SJC8000	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJC7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	105,00
SJC8020	◆ Bomba de ar - baixa pressão	◆
SJC8030	Bom de ar - alta pressão	99,75
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
SJC8100	◆ Push to lock (de empurrar)	◆
SJC8110	Pull to lock (de puxar)	○
SJC8120	Push to lock com extensão	○
SJC8130	Pull to lock com extensão	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
SJC8200	Kit de Transporte (NC: 8300)	52,50
SJC8300	Cinto pélvico	31,50
SJC8500	Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	94,50
SJC8550	Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	94,50
SJC8600	Kit refletores (rodas)	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
SJC9000	Suporte canadianas	26,25
SJC9100	Ponteira traseira (esquerda)	31,50
SJC9200	Ponteira traseira (direita)	31,50
SJC9400	Suporte bagagem	94,50
<b>Novidade: Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

**TABELAS AUXILIARES**

		Largura de assento em mm									
mm		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x

x Peso máx. Utilizador 100kg   
 x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
mm		360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	x	
	7"					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
mm		360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x