

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action⁵ Rígida



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura rígida de alumínio, de fácil manuseio e transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composto; apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.
Peso máximo do utilizador: 130kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
SJE0016	◆ Action5 Rígida	1.389,94 €
ESPECIAL		
N	◆ Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJESPEC	Especial	
ALBER		
SJE0180	Suporte para Twion/E-motion M25(inclui par de rodas anti-voltio Alber) (NC: , 1360, 4050, 4150, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	531,17 €
TIPO DE CHASSIS FRONTAL		
SJE0200	Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440, 3450)	○
SJE0210	◆ Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
SJE0300	◆ Auto-propulsão	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SJE1030	Largura assento 38 cm (NC: 2486, 2488, 2490, 2492)	○
SJE1040	Largura assento 40,5 cm (NC: 2481, 2488, 2490, 2492)	○
SJE1050	◆ Largura assento 43 cm (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	◆
SJE1060	Largura assento 45,5 cm (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	○
SJE1070	Largura assento 48 cm (NC: 2481, 2482, 2484, 2486)	○
SJE1075	Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488)	○
SJE1078	Largura assento 53 cm (NC: encostos Matrx, 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm		
A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.		
SJE1100	Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	○
SJE1110	Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	○
SJE1120	◆ Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJE1130	Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	○
SJE1140	Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	○
SJE1150	Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	○
SJE1160	Profundidade assento 50 cm (NC: 5020, 5040)	○
SJE1170	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	69,49 €
SJE1180	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC:1510, 5054)	69,49 €
SJE1190	Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	69,49 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA		
SJE1200	Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJE1210	Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3430, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJE1220	Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJE1230	Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJE1240	Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJE1250	Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	○
SJE1260	Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000)	◆
SJE1270	Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	○
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA		
SJE1300	Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJE1310	Altura assento 38,5 cm	○
SJE1320	Altura assento 41 cm	○
SJE1330	Altura assento 43,5 cm	○
SJE1340	Altura assento 46 cm	◆
SJE1350	Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	○
SJE1360	Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
SJE1520	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	◆
ENCOSTO		
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO		
SJE2000	Fixo 90° vs base do assento	◆
SJE2010	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	110,04 €
SJE2020	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	144,78 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)		
SJE2143	Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJE2153	Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJE2163	Fixo a 7°, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJE2173	Fixo a 7°, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)		
SJE2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	110,04 €
SJE2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	110,04 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)		
SJE2400	Sem punhos, tubo a 7° (NC: 9100, 9200)	○
SJE2410	Montados na traseira, fixos a 7°	167,95 €
SJE2420	Integrados (telescópico ajustável)	86,87 €
TIPO DE ESTOFO		
SJE2510	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)		
SJE2430	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2432	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2434	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2436	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2438	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2460	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2465	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2440	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	752,89 €
SJE2442	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2444	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2446	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJE2448	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2452	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)(NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2470	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2475	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
SJE2478	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5600)	810,80 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)		
SJE2481	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
SJE2482	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
SJE2484	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
SJE2486	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
SJE2488	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
SJE2490	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
SJE2492	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
		
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)		
SJE3010	70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	○
SJE3020	80° (NC: 3440, 3450)	○
SJE3030	90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJE3040	Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJE3050	Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	162,16 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)		
SJE3110	70° - apenas fornecidos na cor preta (NC: 3440, 3450)	○
SJE3120	80° (NC: 3440, 3450)	○
SJE3130	90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJE3140	Elevatório de 0° a 75°, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	173,75 €
SJE3150	Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	162,16 €
APOIO PÉS DIREITO		
SJE3200	◆ Patim rebatível direito (Inclui calcanheiras ajustáveis) (NC: 3410)	◆
SJE3210	Regulável em ângulo e profundidade (Inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
SJE3230	Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	173,75 €
APOIO PÉS ESQUERDO		
SJE3300	◆ Patim rebatível esquerdo (Inclui calcanheiras ajustáveis) (NC: 3410)	◆
SJE3310	Regulável em ângulo e profundidade (Inclui calcanheiras ajustáveis)	46,33 €
TUBO DO PATIM		
SJE3400	P/ patim rebatível, tubo do patim posição subida 160 a 375 mm	110,04 €
SJE3410	P/ patim rebatível, tubo do patim curto 285 a 375 mm	57,92 €
SJE3420	P/ patim rebatível, tubo do patim standard 295 a 420 mm	○
SJE3430	P/ patim rebatível, tudo do patim longo 400 a 525 mm	57,92 €
SJE3440	P/ patim fixo, tubo standard 320 a 460 mm	○
SJE3450	P/ patim fixo, tubo longo 360 a 500 mm	57,92 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
PROTETORES DE ROUPA		
SJE3750	◆ Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJE3800	Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	○
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
SJE4010	Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJE4030	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJE4050	Rebatível, tubulares Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm	92,67 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
SJE4110	Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJE4130	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJE4150	Rebatível, tubulares Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm	92,67 €
OPÇÕES ASSENTO		
TIPO DE ALMOFADA		
SJE5010	Almofada Matrx Flo-tech CONTOUR VISCO NG	157,59 €
SJE5020	Almofada Matrx Flo-tech Image (NC: 5054)	231,13 €
SJE5030	Almofada Matrx Flo-tech Lite	120,82 €
SJE5040	Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra (NC: 5054)	579,15 €
SJE5044	Almofada Matrx Libra	462,16 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA		
SJE5050	40 cm	○
SJE5052	45 cm	○
SJE5054	50 cm	○
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO		
SJE5600	Esticador	86,87 €
CORES		
SJE6000	Branco Pérola	◆
SJE6010	Antracite	○
SJE6015	Azul Marinho	○
SJE6040	Verde elétrico	○
SJE6045	Púrpura Escuro	○
SJE6060	Cinza pérola	○
SJE6070	Preto mate	○
SJE6099	Cor especial	sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)		
SJE6100	◆ Cinza	◆
SJE6110	Azul	110,04 €
SJE6200	Rosa	110,04 €
RODAS DIANTEIRAS		
SJE7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJE7055	5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJE7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJE7080	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJE7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJE7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
RODAS TRASEIRAS		
RODAS TRASEIRAS		
SJE7200	22" (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	○
SJE7230	◆ 24" (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7330)	◆
SJE7240	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	185,32 €
SJE7250	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000)	185,32 €
SJE7260	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	573,35 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE PNEU		
SJE7302	Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJE7304	pneumático com relevo, Preto 1,3/8 In.(35 Mm)	○
SJE7315	◆ Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	○
SJE7320	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	115,83 €
TIPO DE ARO MOTOR		
SJE7400	◆ Alumínio	◆
SJE7410	Aço inoxidável	○
SJE7420	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	57,92 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
SJE7500	◆ Extração rápida	◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS		
SJE7600	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJE7610	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJE7620	◆ Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJE7630	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
ÂNGULO DAS RODAS		
SJE7700	◆ 0º camber	◆
SJE7710	1º camber	○
SJE7720	2º camber	○
SJE7730	3º camber	○
SJE7740	4º camber	○
OPÇÕES DE CHASSIS		
SJE8000	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJE7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	115,83 €
SJE8030	Bomba de ar - alta pressão	110,04 €
TIPO DE TRAVÕES		
SJE8100	◆ Push to lock (de empurrar)	◆
SJE8110	Pull to lock (de puxar)	○
SJE8120	Push to lock com extensão	○
SJE8130	Pull to lock com extensão	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
SJE8200	Kit de Transporte (NC: 8300)	57,92 €
SJE8300	Cinto pélvico	34,75 €
SJE8500	Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	104,25 €
SJE8550	Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	104,25 €
SJE8600	Kit refletores (rodas)	○
ACESSÓRIOS		
SJE9000	Suporte canadianas	28,96 €
SJE9100	Ponteira traseira (esquerda)	34,75 €
SJE9200	Ponteira traseira (direita)	34,75 €
Vários Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
PREÇO TOTAL		
TABELAS AUXILIARES		



		Largura de assento em mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x

x Peso máx. Utilizador 100kg
 x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	x	
	7"					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x