

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Entregas em 48 horas
(exceto acessórios),
salvo rutura de stock



Yes, you can.®

Invacare® Action¹R



Código 12 22 03 - Cad. de Rodas controlada bimanualmente
Código ISO 122218 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas manual em aço; chassis de encartar por cruzeta vertical com tela de assento 425 mm profundidade (várias larguras à escolha) e encosto em nylon almofadado de 430mm de altura, fixo a 7º com punhos integrados; Apoios de braço rebatíveis, almofadados e com protetores laterais; Apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, fornecidos com calcanheiras. Rodas dianteiras 8 x 1 1/4 pretas. Peso máximo utilizador 125 kg. Vários tamanhos à escolha, possibilidade de optar por rodas traseiras de auto propulsão ou de trânsito.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:



Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €	
Invacare® Actionst R		231,00	
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Pneumáticas - eixo extração rápida - aro alumínio anodizado			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640971	Largura assento 380 mm	231,00	
DK1640972	Largura assento 405 mm		
DK1640973	Largura assento 430 mm		
DK1640974	Largura assento 455 mm		
DK1640975	Largura assento 480 mm		
DK1640976	Largura assento 505 mm		
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Maciças - eixo extração rápida - aro alumínio anodizado			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640983	Largura assento 380 mm	231,00	
DK1640984	Largura assento 405 mm		
DK1640985	Largura assento 430 mm		
DK1640986	Largura assento 455 mm		
DK1640987	Largura assento 480 mm		
DK1640988	Largura assento 505 mm		
Versão trânsito - rodas 12" x 2" maciças - eixo fixo			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640995	Largura assento 380 mm	231,00	
DK1640996	Largura assento 405 mm		
DK1640997	Largura assento 430 mm		
DK1640998	Largura assento 455 mm		
DK1640999	Largura assento 480 mm		
DK1641000	Largura assento 505 mm		
Acessórios			
Apoio de pernas elevatório ECO (par)		Largura da Cadeira	
	1562005	380/405 mm	127,05
	1562006	430/455 mm	
	1562007	480/505 mm	
Apoio de Pernas Elevatório (par)		Largura da Cadeira	
	AP1656946	405mm	204,75
	AP1657056	430 mm	
	AP1662822	455 mm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
Suporte de Soro (Inclui esticador)			Largura da Cadeira	
	AP1534838		380 mm	86,63
	AP1534860		405 mm	
	AP1534882		430 mm	
	AP1534883		455 mm	
	AP1534884		480 mm	
	AP1534885		505 mm	
Mesa em acrílico com recorte anterior, montagem através dos apoios de braço da cadeira			Largura da Cadeira	
	AP1601454		380 mm/ 405mm	115,50
			430 mm	
	AP1601458		455 mm	
			480 mm	
	AP1601459		505 mm	
Rodas Anti-Volteio				
	1172013		Rodas Anti-Volteio (par)	34,65
Cinto pélvico com fivela em plástico, fecho central tipo clip, ajuste bilateral do tamanho das faixas (não almofadadas)				
	AP1531657		Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento até 455 mm	32,34
	AP1492755		Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento 480-505 mm	
Esticador para Encosto - Obrigatório pedir em conjunto 2 unidades do código 1430412				
	SP1428549		Esticador para cadeira largura 380 mm	26,46
	SP1428550		Esticador para cadeira largura 405 mm	
	SP1428551		Esticador para cadeira largura 430 mm	
	SP1428552		Esticador para cadeira largura 455 mm	
	SP1428553		Esticador para cadeira largura 480 mm	
	SP1428554		Esticador para cadeira largura 505 mm	
	1430412		Peça de inserção nos punhos do encosto (obrigatório para aplicação de esticador) - pedir 2 por cadeira	16,80
Apoio de Cabeça (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412)				
 AP60122046	1554616		Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412) -	51,98
		1554616	Suporte para fixação de Apoio de cabeça (aplicação no esticador)	21,47
Kit transferência (anti barreiras)				
	AP1639482		Kit transferência NC com versão de trânsito	127,05
Suporte de Canadianas				
	0572-02056		Suporte de canadianas	34,65

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.