

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**E-MOTION M25**



**Código ISO - 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 22 12 (prescrito em conjunto com a cadeira)**

Dispositivo elétrico de ajuda à propulsão. Consiste em 2 rodas (tamanho 24" ou 22") com motor e bateria integrados no eixo.

Velocidade máxima: 6 km/h (8,5 km/h na compra da APP Mobility Plus).

Baterias Lítio-Ion (4,3 Ah). Kit de fixação à cadeira, mantendo possibilidade de manter as rodas originais da cadeira.

Peso por roda: 7,8 kg; Peso máximo utilizador: 150 kg

Comando de programação ECS com 2 níveis de assistência e função de bloqueio em subida (opcional).

APP Mobility Plus disponível para aquisição diretamente na Google Store / App Store com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade até 8,5 km/h, Cruise control, 2 níveis de assistência, etc.)

Montagem na cadeira incluída para encomendas em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz    ◆ Característica standard    ○ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>E-MOTION M25</b>		
<b>Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas</b>		
<b>E-MOTION com tamanho de roda 24" (inclui Comando de Programação ECS)</b>		
<b>Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor</b>		
1592559	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	6.901,10 €
1592651	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.019,07 €
1592663	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.196,02 €
1592656	e-motion M25, rodas 24" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.313,99 €
1592652	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inox	7.078,05 €
1592653	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inoxidável com revestimento anti-derrapante	7.196,02 €
1592657	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.490,94 €
1592666	e-motion M25, rodas 24" - Pneu Marathon Plus, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.372,97 €
1592654	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	7.137,04 €
1592655	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.255,01 €
1592668	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.549,92 €
1592669	e-motion M25, rodas 24" - Pneu anti-furo 24" x 1 3/8", preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.431,95 €
<b>E-MOTION com tamanho de roda 22" (inclui Comando de Programação ECS)</b>		
<b>Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor</b>		
1592670	e-motion M25, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	6.901,10 €
1592671	e-motion M25, rodas 22" - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.019,07 €
1592676	e-motion M25, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox	7.137,04 €
1592677	e-motion M25, rodas 22" - Pneu anti-furo 22" x 1 3/8", preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.255,01 €
	Com 2 baterias 4,3 Ah + carregador	◆




pneu liso Right Run



Comando de programação ECS

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA</b>		
Marca e Modelo: Nº Serie: Largura de assento:		
1456265	Eixo de conversão Alber para rodas manuais	◆
1467178	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira	◆
◆	Comando com Sistema de Controlo Ergonómico (ECS)	◆
1490821	Suporte magnetico para o comando ECS	253,63 €
<b>APP Mobility com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade ate 8,5 km/h, Cruise control, 2 níveis de assistência, etc.).</b>		
<b>APP MOBILITY PLUS - Compre diretamente da Play Store ou Apple Store (Invacare sem intervenção no processo)</b>		<b>329,99€</b>
<b>ACESSÓRIOS E OPÇÕES</b>		
1593206	Rodas anti-volteio pretas (par). c/ função "macaco" <b>DE USO RECOMENDADO</b> se a cadeira não estiver equipada	353,90 €
1592266	Protetor de raios "Comic" para rodas 22" (par)	176,96 €
1592268	Protetor de raios "Esfera" para rodas 24" (par)	176,96 €
1592553	Protetor de Raios transparente para rodas 24" (par)	171,06 €
1592421	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 24" (destacável) par	188,75 €
1592425	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 22" (destacável) par	188,75 €
1591500	Eixos de extração fácil da rodas E-Motion (mais ergonómicos)	141,56 €
1591362	Kit adaptação de eixo para transporte das rodas	70,78 €
1467780	Kit de adaptação de travões (depende do tipo de cadeira; pf contactar os nossos serviços) Nota: a mudança de rodas E-Motion para as rodas de origem pode obrigar a ajuste do travão (com ferramenta), devido ao diferente perfil das rodas.	◆
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €



E-Motion M25



1467178



1593206



Pneu Marathon Plus

Pneu Anti-furo Plus



Aro Motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)

Aro Motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)



1490821



1592266



1592253

1592268



1591500



1591362



1592425  
1592421



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.