

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL COMPACT_{attract}

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manual ativa de liga leve, chassis de alumínio com sistema de encarte por cruzeta reforçada, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, apoios de pernas rebatíveis e destacáveis, apoios de pés com calcanheiras, encosto com estofa com faixas reguláveis em tensão, várias opções de medidas de assento, protetores de roupa com rebordo em composite, peso mínimo 8.7 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|------------|
| DDY0014 | KUSCHALL COMPACT attract | 2.171,79 € |
| ASSENTO | | |
| CHASSIS DIANTEIRO | | |
| DDY0211 | ◆ Standard | ◆ |
| LARGURA DE ASSENTO (SW) Peso máximo utiliz. até 130 Kg; cruzeta tripla a partir de 44 cm inclusive | | |
| DDY0126 | 36 cm | ○ |
| DDY0128 | 38 cm | ○ |
| DDY0130 | 40 cm | ○ |
| DDY0132 | 42 cm | ○ |
| DDY0134 | 44 cm (cruzeta tripla) | ○ |
| DDY0136 | 46 cm (cruzeta tripla) | ○ |
| DDY0138 | 48 cm (cruzeta tripla) (NC encostos Matrx MX2 e 0760) | ○ |
| DDY0140 | 50 cm (cruzeta tripla) (NC encostos Matrx MX2 e 0760) | ○ |
| PROFUNDIDADE ASSENTO (SD) Ver Ajuda Tabela 1 | | |
| DDY0412 | 36 cm (NC almofada Matrx Libra,0264, 1311) | ○ |
| DDY0415 | 38 cm (NC almofada Matrx Libra,0264, 1311) | ○ |
| DDY0417 | ◆ 40 cm | ◆ |
| DDY0420 | 42 cm | ○ |
| DDY0422 | 44 cm | ○ |
| DDY0424 | 46 cm | ○ |
| DDY0427 | 48 cm | ○ |
| DDY0429 | 50 cm | ○ |
| ALTURA ENCOSTO (RH) | | |
| DDY0585 | Obrigatório escolher para configurar encosto Matrx | ○ |
| DDY0506 | 33 cm (NC 1491 , 1720) | ○ |
| DDY0509 | 34.5 cm (NC 1491 , 1720) | ○ |
| DDY0512 | 36 cm (NC 1491 , 1720) | ○ |
| DDY0514 | ◆ 37.5 cm (NC 1491 , 1720) | ◆ |
| DDY0516 | 39 cm (NC 1491 , 1720) | ○ |
| DDY0518 | 40.5 cm | ○ |
| DDY0520 | 42 cm | ○ |
| DDY0522 | 43.5 cm | ○ |
| DDY0524 | 45 cm | ○ |
| DDY0526 | 46.5 cm | ○ |
| DDY0528 | 48 cm | ○ |
| DDY0530 | 49.5 cm | ○ |
| ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF) | | |
| DDY0845 | 43 cm NC 0949 a 0954, 1683 a 1687, 0820 a 0822 | ○ |



| Front wheel / Front wheel attachment | high mounted | standard mounted |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 5" | 430 - 450 | 460 - 520 |
| 6" | 450 - 470 | 480 - 520 |
| 7" | 480 - 500 | 510 - 520 |

*As medidas podem ser ajustadas, mas não estão em lista

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|------------|
| DDY0846 | 44 cm NC 0950 a 0954, 1684 a 1687, 0820, 0822 | ○ |
| DDY0847 | 45 cm NC 0951 a 0954, 1685 a 1687, 0822 | ○ |
| DDY0848 | 46 cm NC 0952 a 0954, 1686, 1687, 0822 | ○ |
| DDY0849 | 47 cm NC 0953, 0954, 1687, 0822 | ○ |
| DDY0850 | 48 cm NC 0954 | ○ |
| DDY0851 | 49 cm NC 0945 | ○ |
| DDY0852 | ◆ 50 cm NC 0945, 0946 ◆ | ◆ |
| DDY0853 | 51 cm NC 0945, 0946, 0947 | ○ |
| DDY0854 | 52 cm NC 0945, 0946, 0947, 0948 | ○ |
| ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) „RSTF - FSTF = máx. 8 cm“; 70º: RSTF máx. = „FSTF - 0mm“, 90º: RSTF máx. = „FSTF-3cm“ | | |
| DDY0945 | 40 cm (NC 1426, 1405, 1440, 1441) | ○ |
| DDY0946 | 41 cm (NC 1440, 1441) | ○ |
| DDY0947 | 42 cm | ○ |
| DDY0948 | 43 cm | ○ |
| DDY0949 | 44 cm | ○ |
| DDY0950 | ◆ 45 cm ◆ | ◆ |
| DDY0951 | 46 cm | ○ |
| DDY0952 | 47 cm | ○ |
| DDY0953 | 48 cm | ○ |
| DDY0954 | 49 cm | ○ |
| COMPRIMENTO DO JOELHO AO CALCANHAR (LLL) - Para chassis 70º LLL max = „FSTF - 2 cm“; para chassis 90º LLL max = „FSTF - 3 cm“ | | |
| DDY1679 | 38 cm | ○ |
| DDY1680 | 39 cm | ○ |
| DDY1681 | 40 cm | ○ |
| DDY1682 | 41 cm | ○ |
| DDY1683 | 42 cm | ○ |
| DDY1684 | ◆ 43 cm ◆ | ◆ |
| DDY1685 | 44 cm | ○ |
| DDY1686 | 45 cm (NC DDY1542) | ○ |
| DDY1687 | 46 cm (NC DDY1542, DDY1573) | ○ |
| ENCOSTO | | |
| TUBOS DE ENCOSTO | | |
| DDY0736 | ◆ Rectos fixos, standard ◆ | ◆ |
| DDY0705 | Inclinados ao nível lombar (NC encostos Matrx) | ○ |
| DDY0720 | Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo) | 231,66 € |
| ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL | | |
| DDY0707 | Ângulo encosto 82º apenas possível com FSTF-RSTF=8cm | ○ |
| DDY0718 | Ângulo encosto 86º | ○ |
| DDY0709 | Ângulo encosto 90º | ○ |
| DDY0719 | Ângulo encosto 94º | ○ |
| DDY0711 | Ângulo encosto 98º | ○ |
| DDY0712 | Ângulo encosto 102º | ○ |
| TIPO DE ENCOSTO | | |
| DDY0700 | ◆ Standard, ligeiramente almofadado (NC encostos Matrx, 0703, 1491) ◆ | ◆ |
| DDY0725 | Nylon almofado, regulável em tensão, preto, com bolsa (NC encostos Matrx) | ○ |
| DDY0735 | Aero back, tecido perfurado respirável, ajustável em tensão, preto, com bolsa (NC 1491) | 289,58 € |
| ENCOSTOS MATRX (prazo de entrega alargado) | | |
| apenas sem punhos (DDY0750) ou punhos ajust. Integrados (DDY0733); NC: DDY1491, DDY0705, DDY0720; DDY0700/0725/0735) | | |
| DDY0764 | Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720) | 1.146,70 € |
| DDY0765 | Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720) | 1.146,70 € |
| DDY0766 | Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720) | 1.146,70 € |
| DDY0767 | Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) | 1.146,70 € |
| DDY0756 | Matrx Elite E2 Profundo altura 310 mm c/ hardware extração rápida (NC: 1720) | 810,80 € |

RSTF / Tamanho roda Traseira

24" : 39-49 cm



0725



0764-0767

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|----------|
| DDY0757 | Matrx Elite E2 Profundo altura 410 mm c/ hardware extração rápida | 810,80 € |
| DDY0762 | Matrx Elite E2 Profundo altura 460 mm c/ hardware extração rápida | 810,80 € |
| DDY0758 | Matrx Elite E2, altura 260 mm c/ hardware extração rápida (NC: 1720) | 752,89 € |
| DDY0759 | Matrx Elite E2, altura 310 mm c/ hardware extração rápida (NC: 1720) | 752,89 € |
| DDY0760 | Matrx Elite E2, altura 360 mm c/ hardware extração rápida (NC: 1720) | 752,89 € |
| DDY0761 | Matrx Elite E2, altura 410 mm c/ hardware extração rápida | 752,89 € |
| DDY0763 | Matrx Elite E2, altura 460 mm c/ hardware extração rápida | 752,89 € |
| PUNHOS DE ENCOSTO | | |
| DDY0750 | ◆ Sem punhos | ◆ |
| DDY0751 | Punhos standard curtos | 115,83 € |
| DDY0702 | Punhos standard longos | ○ |
| DDY0703 | Punhos reg. em altura, rear set | 231,66 € |
| DDY0733 | Punhos reguláveis em altura, integrados (NC 1491) | 289,58 € |
| DDY0704 | Punhos dobráveis (NC 1491) | 318,54 € |
| OPÇÕES DE ENCOSTO | | |
| DDY1491 | Esticador NC BH <39cmcm | 115,83 € |
| ASSENTO | | |
| TIPO DE TELA DE ASSENTO | | |
| DDY0611 | ◆ Tela de assento standard ajustável c/ 1 faixa aderente macho/ fêmea central (macia) | ◆ |
| ALMOFADA DE ASSENTO | | |
| DDY0662 | Almofada Matrx Libra NC SW<40cm e SD <38cm, SB 36cm apenas possível c/ SD 40/42cm | 462,16 € |
| OPÇÕES DE ASSENTO | | |
| DDY0606 | Bolsa, click in e removível | 69,49 € |
| BOLSA PARA TELA DE ASSENTO | | |
| DDY0616 | Pequena Para colocar debaixo do assento | 52,12 € |
| DDY0617 | Grande Para colocar debaixo do assento | 52,12 € |
| APOIO DE PÉS/ PERNAS | | |
| APOIO DE PERNAS Nota: algumas opções de ap. pernas como o amputado, o elevatório, da família Action, também são possíveis. Pf consulte-nos. | | |
| DDY1540 | ◆ Efes ângulo aberto, 70° | ◆ |
| DDY1542 | Efes ângulo fechado, 90° (NC LLL 45/46cm, 1563, 0820, 0821, 0822) | ○ |
| APOIOS DE PÉS | | |
| DDY1562 | ◆ 2 apoios de pés posição avançada | ◆ |
| DDY1563 | 2 apoios de pés posição recuada | ○ |
| DDY1573 | 2 apoio de pés ajustáveis em ângulo. Pode ser montado posi. avançada e recuada; Apoio de pernas a 90° apenas com FSTF >50cm | 173,75 € |
| OPÇÕES DE CINTOS | | |
| DDY1534 | Cinto de pés | 46,33 € |
| DDY1530 | ◆ Calcanheiras | ◆ |
| RESGUARDOS LATERAIS / PROTETORES DE ROUPA sem apoios de braços | | |
| DDY1424 | ◆ Protetores de roupa em composito (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | ◆ |
| DDY1425 | Protetores c/ rebordo em composito, destacáveis (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | 98,45 € |
| DDY1426 | Protetores c/ rebordo em composito, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | ○ |
| DDY1401 | Protetores de roupa em carbono (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | 144,78 € |
| DDY1405 | Protetores c/rebordo em carbono, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | 173,75 € |
| DDY1408 | Protetores c/rebordo em carbono dest. (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760) | 173,75 € |
| APOIO DE BRAÇOS inclui resguardos de roupa (aumenta larg. total da cadeira 2 cm) | | |
| DDY1416 | Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio curta inclui protetores de roupa composito | 289,58 € |
| DDY1421 | Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio longa inclui protetores de roupa composito | 289,58 € |
| DDY1440 | Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada curta (função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760 | 440,15 € |



0704




0662



1540

1542

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|---|--|----------|
| DDY1441 | Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada longa(função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760 | 440,15 € |
| CHASSIS | | |
| COR CHASSIS, STANDARD (chassis traseiro e cruzeta em preto mate; chassis dianteiro na cor selecionada) | | |
| DDY0360 | ◆ Preto attract | ◆ |
| DDY0307 | Cinza attract | ○ |
| DDY0308 | Azul attract | ○ |
| DDY0311 | Vermelho attract | ○ |
| RODA DIANTEIRA !rodas de 6" e 7" não compatíveis com patins a 90°; | | |
| DDY0810 | 5" Everyday, pneu preto | ○ |
| DDY0863 | ◆ 5" Comfort, pneu preto | ◆ |
| DDY0820 | 6" Comfort, pneu preto (NC DDY1542) | ○ |
| DDY0821 | 6" Pneumática (NC DDY1542) | 34,75 € |
| DDY0822 | 7" Comfort, pneu preto (NC DDY1542) | ○ |
| RODAS TRASEIRAS | | |
| FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS | | |
| DDY0250 | ◆ Fixação standard | ◆ |
| POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS | | |
| DDY0264 | Posição attract 1 mais ativa; NC DDY0126/128 | ○ |
| DDY0265 | ◆ Posição attract 2 | ◆ |
| DDY0266 | Posição attract 3 menos ativa NC DDY0926 | ○ |
| TAMANHO DA RODA TRASEIRA | | |
| DDY0902 | ◆ 24" | ◆ |
| INCLINAÇÃO DA RODA TRASEIRA | | |
| DDY0282 | ◆ 0° | ◆ |
| DDY0283 | 3° NC 0916, 0926 | ○ |
| TIPO DE RODA | | |
| DDY0921 | ◆ Ativa 24" - roda completa: pneu leve com 7,5 bar e aros motores com 6 pontos de fixação (parafusos), 24 raios e eixo em preto; NC aros motores, 1200 | ◆ |
| DDY0915 | Roda Kuschall Starec 24", jante raios cruzados eixo Starec e aro preto, raios pretos (2mm) | 104,25 € |
| DDY0908 | Roda 24" High Performance (eixo Starec) Raios cruzados, aro e raios (1,5mm) pretos NC 1004 | 405,41 € |
| DDY0906 | Roda 24", Spinergy LXX (eixo, raios e jante em preto) NC 1004 | 573,35 € |
| ALBER ADDS ON KIT NC DDY0266, 2 rodas anti-volteio Alber necessitam de ser montadas com esta opção | | |
| DDY0926 | Placa Adaptação Twion anti-volteio Alber inc. NC DDY1708/01718, DDY1706/1707/1719 | 434,36 € |
| TIPO DE PNEU | | |
| DDY1014 | ◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve, com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto | ◆ |
| DDY1004 | 24" maciço com perfil, preto NC com rodas High Performance e Spinergy! | ○ |
| DDY1008 | Pneumático 24" Maxxis Alpha Protect, com relevo e camada anti-furo, preto | 110,04 € |
| DDY1011 | 24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto | 115,83 € |
| AROS | | |
| DDY1113 | ◆ 24" Alu light cinza, distância 3 cm | ◆ |
| DDY1102 | 24" Supergripp dist 3 cm ou 4 cm 2 posições, 3 ou 4cm, montado a 3cm | 115,83 € |
| DDY1104 | 24" Aço, dist. 3 cm | 92,67 € |
| DDY1106 | 24" Titânio, dist. 3 cm | 288,42 € |
| DDY1120 | 24" CARBOLIFE GEKKO S, dist. 3 cm | 376,44 € |
| PROTETORES DE RAIOS | | |
| DDY1200 | 24" Transparente NC roda ativa 24" | 173,75 € |
| SEGURANÇA | | |
| TRAVÕES | | |
| DDY1311 | ◆ Travão de puxar Attract SW 36/38cm apenas na posição 3, SD 40cm apenas na posição 2 e 3 | ◆ |



5" for RSTF 430 to 520
6" for RSTF 450 to 520
7" for RSTF 470 to 520



0863



0908



1014



1011



1008

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|----------|
| DDY1312 | Travão de empurrar Attract | ○ |
| DDY1306 | Travão de puxar | ○ |
| RODAS ANTI-VOLTEIO (máx. 2 adaptações por lado (anti-volteio, ponteira, suporte canadianas, rodas trânsito)) | | |
| DDY1702 | Roda anti-volteio direita | 110,04 € |
| DDY1703 | Roda anti-volteio esquerda | 110,04 € |
| DDY1704 | Roda anti-volteio, par | 214,28 € |
| KIT DE TRANSPORTE | | |
| DDY1720 | Kit de Transporte (inclui etiquetas) | 110,04 € |
| CINTO | | |
| DDY1730 | Cinto de segurança | 91,50 € |
| REFLETORES | | |
| DDY1710 | Refletores montados nos raios | ○ |
| ACESSÓRIOS | | |
| PROTEÇÃO PARA O CHASSIS TRASEIRO | | |
| DDY1729 | Proteção para o chassis traseiro Montado no chassis traseiro | 57,92 € |
| MESA | | |
| DDY1760 | Mesa regulável NC 1424, 1401, 1425, 1426, 1408, 1405, 1440, 1441 | 173,75 € |
| PONTEIRA TRASEIRA Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito) | | |
| DDY1708 | Ponteira traseira direita NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas | 115,83 € |
| DDY1709 | Ponteira esquerda NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas | 115,83 € |
| SUPORTE DE CANADIANAS Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito) | | |
| DDY1706 | Suporte de canadianas direito NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira | 115,83 € |
| DDY1707 | Suporte de canadianas esquerdo NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira | 115,83 € |
| KIT DE FERRAMENTAS | | |
| DDY1717 | Kit de ferramentas | 13,24 € |
| BOLSA PARA RODAS | | |
| DDY1728 | Bolsa para rodas (para rodas 24" e 26") | 115,83 € |
| PREÇO TOTAL | | |



AJUDA TABELA 1 - Relação entre Tipo de travão, posição da roda traseira e profundidade de assento (SD)

| | | Roda traseira 24" | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Travão De Puxar Attract (1311) | Posição da Roda traseira | | | |
| | SD 360 | | | |
| | SD 380 | | | |
| | SD 400 | | | |
| | SD 420 | | | |
| | SD 440 | | | |
| | SD 460 | | | |
| | SD 480 | | | |
| Travão de Empurrar Attract (1312) | SD 500 | | | |
| | SD 360 | | | |
| | SD 380 | | | |
| | SD 400 | | | |
| | SD 420 | | | |
| | SD 440 | | | |
| | SD 460 | | | |
| | SD 480 | | | |
| Travão de Puxar (1306) | SD 500 | | | |
| | SD 360 | | | |
| | SD 380 | | | |
| | SD 400 | | | |
| | SD 420 | | | |
| | SD 440 | | | |
| | SD 460 | | | |
| | SD 480 | | | |
| | SD 500 | | | |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.