

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Küschall® K-SERIES 2.0



Código ISO - 12 22 03

Cadeira de rodas manual liga leve, chassis rígido de alumínio hidroformado com estrutura frontal a 90° ou 75°, perfil frontal ergonómico, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo e sistema de bloqueio e transporte pela barra com perfil ergonómico, sistema modular do assento com ajuste em altura, profundidade e eixo ajustável, estofo do encosto regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo em composite ou carbono, patim único hidroformado (titanio e carbono como opção), forquetas dianteiras soldadas no chassis com rolamentos integrados. Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75°, 90°, tapered). Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis

Peso : a partir de 7.8 kg.

Peso de transporte: a partir de 5,1 kg*

Peso máximo do utilizador : 130 kg.

matrx®
ADVANCED GP HANDED

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Küschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
DKA0067	◆ KÜSCHALL K-SERIES 2.0	3.706,52 €
FABRICO ESPECIAL		
DKA0000	FABRICO ESPECIAL	○
UKA0001	UNIQUE - personalização (Apenas referentes a opções começadas por UKA****)	○
PACK ONE SOLUTION ON-CHAIR (SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS DE POSICIONAMENTO)		
DKA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 MM) (NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 2050)	1.701,52 €
DKA0230	Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 MM) (NC : 1310, 1315, 1410, 1420, 2050)	1.319,29 €
ASSENTO		
CHASSIS	Material / Ângulo / Tipo	Ajuda! Ver tabela 2
DKA1040	Chassis de Alumínio 75°	(NC : 1475, 1490, 1495)
DKA1050	Chassis de Alumínio 75° - TAPERED	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230)
DKA1060	Chassis de Alumínio 75° +50MM	(NC : SD < 425mm, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)
DKA1070	◆ Chassis de Alumínio 90°	(NC : 1475, 1490, 1495)
DKA1080	Chassis de Alumínio 90° - TAPERED	(NC : SD > 450mm, 1740, 1745, 1750, 3230, rodas dianteiras 5")
DKA1090	Chassis de Alumínio 90° +50 MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)
SUSPENSÃO (Só para altura assento-chão traseira RSTF > 43 cm)		
DKA1200	Suspensão de assento 40-65 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)
DKA1210	Suspensão de assento 65-85 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)
DKA1220	Suspensão de assento 85-100 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DKA1310	320 MM	(NC : 2050, encostos Matrx, 2610, 2630, 2720, 2750, 3405, 3420)

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo pode envolver alterações nas medições e na posição sentada do utilizador




Nota: Informação de medidas para Chassis standard e Chassis tapered

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
DKA1315	340 MM (NC : encostos Matrx, 2720, 2750, 3405, 3420)	○
DKA1320	360 MM (NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372)	○
DKA1325	380 MM (NC : 2366, 2368, 2370, 2372)	○
DKA1330	400 MM (NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	◆
DKA1335	420 MM (NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	○
DKA1340	440 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)	○
DKA1345	460 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630)	○
DKA1350	480 MM (NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)	○
DKA1355	500 MM (NC : 2050, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)	○
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DKA1410	350 MM (NC: 1500, 1510, 2630, 2720)	57,92 €
DKA1420	375 MM (NC : 2720)	○
DKA1435	400 MM	○
DKA1450	425 MM	◆
DKA1465	450 MM (NC : 2630)	○
DKA1475	475 MM (NC : 2630)	○
DKA1490	500 MM (NC : 2630)	○
DKA1495	525 MM (NC : 2630, 2610)	○
POSICÃO DE ASSENTO (SP) Posição 1 é a mais ativa, posição 5 menos ativa		
DKA1500	Posição 1 = 140mm NC DDA0411	○
DKA1510	Posição 2 = 125mm NC DDA0411	○
DKA1520	Posição 3 = 110mm	◆
DKA1530	Posição 4 = 95mm	○
DKA1540	Posição 5 = 80 mm	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DKA1605	270 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1610	285 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1615	300 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1620	315 MM	○
DKA1625	330 MM	○
DKA1630	345 MM	○
DKA1635	360 MM (NC : 2210)	○
DKA1640	375 MM (NC : 2210)	◆
DKA1645	390 MM (NC : 2210)	○
DKA1650	405 MM (NC : 2210)	○
DKA1655	420 MM (NC : 2210)	○
DKA1660	435 MM (NC : 2150, 2210, Encostos Matrx)	○
DKA1665	450 MM (NC : 2150, 2210, Encostos Matrx)	○
DKA1670	465 MM (NC : 2150, 2210, Encostos Matrx)	○
DKA1675	480 MM (NC : 2150, 2210, Encostos Matrx)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)		
DKA1740	450 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1745	460 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1750	470 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1755	480 MM	○
DKA1760	490 MM	○
DKA1765	500 MM	◆
DKA1770	510 MM	○
DKA1775	520 MM	○



1200
1210
1220



DKA1500 a DKA1540



DKA1500 a DKA1540

Código	Descrição	P.R.P. €
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) (ver Tabela 1 - Relação entre RSTF e roda traseira)		
DKA1815	390 MM (NC : 3490, 3495, 6420, 6430)	○
DKA1820	400 MM (NC : 3490, 3495, 6430)	○
DKA1825	410 MM (NC : 3490, 3495)	○
DKA1830	420 MM	○
DKA1835	◆ 430 MM	◆
DKA1840	440 MM	○
DKA1845	450 MM	○
DKA1850	460 MM	○
DKA1855	470 MM	○
DKA1860	480 MM	○
DKA1865	490 MM (NC : 6410)	○
MEDIDA ASSENTO-PATIM (JOELHO AO CALCANHAR) - (LLL) 75°: LLL ≤ FSTF -30MM; 90°: LLL ≤ FSTF -40MM		
DKA1918	290 MM	○
DKA1920	300 MM	○
DKA1922	310 MM	○
DKA1924	320 MM	○
DKA1926	330 MM	○
DKA1928	340 MM	○
DKA1930	350 MM	○
DKA1932	360 MM	○
DKA1934	370 MM	○
DKA1936	380 MM	○
DKA1938	390 MM	○
DKA1940	400 MM	○
DKA1942	410 MM	○
DKA1944	420 MM	○
DKA1946	◆ 430 MM	◆
DKA1948	440 MM	○
DKA1950	450 MM	○
DKA1952	460 MM	○
DKA1954	470 MM	○
DKA1956	480 MM	○
ENCOSTO		
MATERIAL DO ENCOSTO		
DKA2000	◆ Alumínio	◆
DKA2050	Titânio (NC : 2150, 2430, 7600)	231,66 €
BARRA DO ENCOSTO		
DKA2100	◆ Standard, com barra de encosto (NC : 2240, Encostos Matrx, 2440)	◆
DKA2150	Encosto com barra de encosto mais baixa (NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	○
TELA DE ENCOSTO		
DKA2210	Encosto Light (NC : Encostos Matrx, 2430, 2440)	144,78 €
DKA2220	◆ Premium (tecido em nylon almofadado), regulável em tensão, preto, com bolsa posterior (NC : Encostos Matrx, 2440)	◆
DKA2230	Aero Back (tecido perfurado, mais respirável), regulável em tensão, preto, com bolsa posterior (NC : Encostos Matrx, 2440)	289,58 €
DKA2240	Sem tela de encosto	○
UNIQUE - Cor das costuras da tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)		
UKA2241	Amarelo Neon	163,20 €
UKA2242	Rosa Neon	163,20 €
UKA2243	Azul	163,20 €
UKA2244	Branco	163,20 €
UKA2245	Vermelho	163,20 €
UKA0002	Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
UNIQUE - Bordado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)		
UKA2246	Smiley	285,60 €

2000/
2100

2210



2220



2230

Código	Descrição	P.R.P. €
UKA2248	Traveler	285,60 €
UKA2249	Sakura Beauty	285,60 €
UKA2250	Funny Cactus	285,60 €
UKA2251	Logo Küschall	285,60 €
UKA0003	Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
UNIQUE - Estampado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)		
UKA2253	Smiley	127,50 €
UKA2255	Traveler	127,50 €
UKA2256	Sakura Beauty	127,50 €
UKA2257	Funny Cactus	127,50 €
UKA2259	Paint Stain	127,50 €
UKA0004	Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
ENCOSTOS MATRX		
DKA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) NC com SW ≥ 480 MM (NC: 7600)	1,146,70 €
DKA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) NC com SW ≥ 480 MM (NC: 7600)	1,146,70 €
DKA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) NC com SW ≥ 480 MM	1,146,70 €
DKA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) NC com SW ≥ 480 MM	1,146,70 €
DKA2316	Matrx Elite E2 Profundo, altura 160 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	810,80 €
DKA2317	Matrx Elite E2 Profundo, altura 210mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	810,80 €
DKA2318	Matrx Elite E2 Profundo, altura 260 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	810,80 €
DKA2320	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	810,80 €
DKA2322	Matrx Elite E2 Profundo, altura 360 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	810,80 €
DKA2325	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	810,80 €
DKA2330	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)	810,80 €
DKA2331	Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)	810,80 €
DKA2332	Matrx Elite E2, altura 160 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	752,89 €
DKA2334	Matrx Elite E2, altura 210mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	752,89 €
DKA2335	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)	752,89 €
DKA2340	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	752,89 €
DKA2345	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) NC com SW ≥ 480 MM	752,89 €
DKA2350	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	752,89 €
DKA2355	Matrx Elite E2, altura 460mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)	752,89 €
DKA2357	Matrx Elite E2, altura 510mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)	752,89 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 5 - no final da tabela)		
DKA2360	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
DKA2362	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
DKA2364	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
DKA2366	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
DKA2368	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto (BH) não excede 465 mm.




Encostos Matrx Elite E2 plano/Profundo




Encosto Matrx MX2

Código	Descrição	P.R.P. €
DKA2370	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
DKA2372	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
PUNHOS (SE ESCOLHEU ENCOSTO MATRX, VER TABELA DE AJUDA 6)		
DKA2400	◆ Sem punhos	◆
DKA2410	Punhos fixos curtos	○
DKA2420	Punhos fixos Longos	○
DKA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	NC com BH 285 até 330 & apoio de braço tubular
DKA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados	231,66 €
DKA2450	Punhos dobráveis	289,58 €
	NC com BH 315 até 330 & apoio de braço tubular	318,54 €
ÂNGULO ENCOSTO (BA)		
DKA2520	78°	○
DKA2540	◆ 82°	◆
DKA2560	86°	○
DKA2580	90°	○
DKA2590	94°	○
ASSENTO		
TELA DE ASSENTO		
DKA2600	◆ STANDARD	◆
DKA2601	Standard com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
DKA2610	Regulável em tensão (Não é possível com prof. ass. 52,5 cm)	104,25 €
DKA2630	Tela Light	104,25 €
DKA2640	Placa de assento rígida, com 2 faixas fêmeas nas laterais, 15mm altura (inclui tela standard) (NC:7600)	144,78 €
UNIQUE - Cor das costuras da tela de assento (aplicável apenas à opção DKA2600)		
UKA2602	Amarelo Neon	193,80 €
UKA2603	Rosa Neon	193,80 €
UKA2604	Azul	193,80 €
UKA2605	Branco	193,80 €
UKA2606	Vermelho	193,80 €
UKA0005	Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
ALMOFADA		
DKA2710	FLO-TECH LITE	120,82 €
DKA2720	MATRX LIBRA	SW 360 MM apenas com SD 400/425 MM
DKA2750	Vicair Active O2 - 6 cm altura	462,16 €
		581,40 €
BOLSAS DE ASSENTO		
DKA2800	Bolsa de assento amovível (sistema fecho tipo mochila junto da lona de assento)	86,87 €
TIPO DE BOLSAS DE ASSENTO		
DKA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	34,75 €
APOIO DE PÉS		
TIPO DE MATERIAL DO TUBO DE APOIO DE PÉS		
DKA3200	◆ rígido em alumínio hidroformado, plataforma aberta	◆
DKA3210	rígido em titânio, plataforma aberta	115,83 €
DKA3220	em carbono, ajustável em ângulo, plataforma fechada	(NC : 3290)
DKA3230	rebatível lateralmente, ajustável em ângulo	NC com SW 480 - 500 MM (NC : 3290)
		173,75 €
		318,54 €
COBERTURA P/ APOIO DE PÉS		
DKA3290	Cobertura apoio de pés	115,83 €
FAIXA PARA SUPORTE DE GÊMEOS/PÉS		
DKA3300	Faixa Montada no Chassis (fixa no chassis com faixa aderente)	○
DKA3305	Faixa Montada no Suporte Posterior do Chassis (hardware específico para montagem da faixa)	◆
GUARDAS LATERAIS		
PROTECTORES DE ROUPA		
DKA3405	Protetores de roupa rebatíveis, composite sem rebordo - Nova opção	○
DKA3420	Protetores de roupa rebatíveis, carbono sem rebordo - Novo Desenho!	○



Código	Descrição	P.R.P. €
DKA3440	Protetores de roupa destacáveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! (NC : 3490, 3495)	173,75 €
DKA3450	Protetores de roupa destacáveis, composite com rebordo - Novo Desenho! (NC : 3490, 3495)	◆
UNIQUE - Cor dos Protetores de Roupa (aplicável apenas à opção DKA3405)		
UKA3422	Transparente	561,00 €
UKA3423	Azul transparente	805,80 €
UKA3424	Amarelo Neon Transparente	805,80 €
UKA3425	Laranja Neon Transparente	805,80 €
UKA3426	Vermelho Neon Transparente	805,80 €
UKA0006	Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
UKA0007	Desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
APOIO DE BRAÇOS		
DKA3480	Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis (NC : 6950)	260,61 €
DKA3490	Laterais, reguláveis em altura, curtos NC com RSTF < 420 MM	289,58 €
DKA3495	Laterais, reguláveis em altura, longos NC com RSTF < 420 MM	289,58 €
CHASSIS		
COR DO CHASSIS		
DKA4000	◆ Preto espacial	◆
DKA4010	Cinza antracite	○
DKA4020	Branco (NC : 4220)	○
DKA4030	Vermelho Carmin	○
DKA4040	Azul Celeste	○
DKA4100	Preto Brilhante	405,41 €
DKA4060	Amarelo	405,41 €
DKA4130	Cinza claro	405,41 €
DKA4145	Azul Noite	405,41 €
DKA4150	Vermelho Rubi	405,41 €
DKA4170	Laranja dinamite	405,41 €
DKA4180	Verde floresta	405,41 €
UKA4101	Acabamento em alumínio polido e espelhado	814,98 €
UKA4102	Verde Pastel	765,00 €
UKA4103	Azul Céu	765,00 €
UKA4104	Roxo Ameixa	765,00 €
UKA4105	Salmão	765,00 €
UKA0008	Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
UN1673612	Pintura Termocromática - muda de cor entre 26º e 31º	Sob Consulta
UN1673547	Pintura Hydrodipping	Sob Consulta
UN1673626	Pintura Bicolor	Sob Consulta
UNIQUE - Verniz Cerâmico		
UKA4066	Acabamento do chassis em Verniz Cerâmico (apenas para cores de chassis UKA****)	693,60 €
ESTILO DO DECALQUE		
DKA4190	BOLD (NC : 4300, 4310)	110,04 €
DKA4195	◆ TAG (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD		
DKA4200	Preto	○
DKA4210	Cinza Escuro	○
DKA4220	Cinza Claro	○
DKA4230	Vermelho	○
DKA4240	Azul	○



Código	Descrição	P.R.P. €
DKA4250	Dourado	○
UKA4252	Amarelo Neon	193,80 €
UKA4253	Verde Neon	193,80 €
UKA4254	Laranja Neon	193,80 €
UKA4255	Rosa Neon	193,80 €
UKA4256	Vermelho Neon	193,80 €
UKA0009	Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
COR DO DECALQUE TAG		
DKA4300	Preto	○
DKA4310	◆ Vermelho	◆
RODAS DIANTEIRAS		
RODAS DIANTEIRAS		
DKA5000	3" Superdesportiva	69,49 €
DKA5050	4" Everyday c/ borracha preta	○
DKA5100	4" Comfort Preta	○
DKA5150	4" Starec preto	69,49 €
DKA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto	110,04 €
DKA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	110,04 €
DKA5300	5" Everyday c/ borracha preta	○
DKA5350	◆ 5" Comfort Preta	◆
DKA5400	5" Starec preta	69,49 €
DKA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	110,04 €
DKA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	110,04 €
UNIQUE - cor das jantes das rodas dianteiras Froglegs		
UKA5502	Rosa	224,40 €
UKA5504	Laranja	224,40 €
UKA5506	Azul	224,40 €
UKA5507	Violeta	224,40 €
UKA5508	Vermelho	224,40 €
UKA5509	Dourado	224,40 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para rodas dianteiras Froglegs		
UKA5510	Rolamentos em cerâmica	107,10 €
UNIQUE - FORQUETAS MONOBRAÇO		
UN1673619	Forquetas Frog Legs Uni-Tine	Sob Consulta
RODAS TRASEIRAS		
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS		
DKA6020	◆ Fixação standard (NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKA6030	Extensão da roda traseira (+ 3 POSIÇÕES) NC com RSTF < 410 MM (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	289,58 €
DKA6040	Extensão da roda traseira (+ 5 POSIÇÕES) NC com RSTF < 410 MM (NC : 6070)	289,58 €
TIPO DE EIXO		
DKA6050	Vario-Ax, ângulo de eixo regulável 1/3/7/10° (NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6500, 6950, 7230)	463,31 €
DKA6060	◆ Eixo em alumínio	◆
DKA6070	Eixo carbono (NC : 6950)	231,66 €
POSIÇÃO DO EIXO		
DKA6100	1ª posição a partir da frente	○
DKA6110	2ª posição a partir da frente (NC 6230, 6240)	○
DKA6120	3ª posição a partir da frente (NC 6230, 6240)	○
DKA6130	4ª posição a partir da frente (NC 6230, 6240)	○
DKA6140	5ª posição a partir da frente (NC 6230, 6240)	○
ÂNGULO EIXO TRASEIRO (CAMBER)		
DKA6200	0°	○
DKA6210	◆ 3°	◆
DKA6220	6° (NC 6950)	○
2ª BARRA DE EIXO - TIPO DE INCLINAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (Aplicável apenas se escolher DKA6030/DKA6040)		
DKA6230	standard (NC 6500, 6950)	115,83 €
DKA6240	Vario-Ax, ângulo de eixo regulável 1/3/7/10° (NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	463,31 €




UN1673619



Código	Descrição	P.R.P. €
ÂNGULO DO 2º EIXO (CAMBER) (Aplicável apenas se escolher DKA6030/DKA6040)		
DKA6250	0°	○
DKA6260	3°	○
DKA6270	6°	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA TETRA		
DKA6300	Eixo com Tetra Clip (NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	86,87 €
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
DKA6410	◆ 24"	◆
DKA6420	25" (NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	○
DKA6430	26" (NC: 6500, 6520, 6560, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950)	231,66 €
RODAS TRASEIRAS		
DKA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento) (NC todos os aros motores; 6900, 6910)	○
DKA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24"/26", Jante, eixo e raios pretos	◆
DKA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Eixo reforçado e 24 raios forjados, jante, tudo em preto (NC : 6660)	405,41 €
DKA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25", jante preta, eixo preto, 18 raios pretos (NC : 6660, 6910)	573,35 €
UKA6551	Rodas Spinergy Lite Extreme LX 24", 25" - (12 raios) NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.275,00 €
UKA6552	Rodas Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX 24", 25" - (12 raios) NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.315,80 €
UKA6553	Rodas Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX 24", 25" - (24 raios) NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.428,00 €
UKA6554	Rodas Spinergy Fibra de Carbono CLX 24", 25" - (18 raios) NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910	1.581,00 €
	Rodas Loopwheels Urban - com suspensão integrada nas rodas	Sob Consulta
UNIQUE - Anodização das jantes das rodas traseiras Spinergy		
UKA6557	Azul	255,00 €
UKA6558	Dourado	255,00 €
UKA6559	Verde	255,00 €
UKA6560	Laranja	255,00 €
UKA6561	Vermelho	255,00 €
UKA6562	Violeta	255,00 €
UNIQUE - Anodização do eixo das rodas traseiras Spinergy		
UKA6563	Azul	255,00 €
UKA6564	Dourado	255,00 €
UKA6565	Prateado	255,00 €
UKA6566	Verde	255,00 €
UKA6567	Laranja	255,00 €
UKA6568	Vermelho	255,00 €
UKA6569	Violeta	255,00 €
UNIQUE - Cor dos raios das rodas traseiras Spinergy		
UKA6570	Azul	255,00 €
UKA6571	Verde	255,00 €
UKA6572	Laranja	255,00 €
UKA6573	Rosa	255,00 €
UKA6574	Vermelho	255,00 €
UKA6575	Violeta	255,00 €
UKA6576	Branco	255,00 €
UKA6577	Amarelo	255,00 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para as rodas traseiras Spinergy		
UKA6579	Rolamentos em cerâmica	358,02 €
TIPO DE PNEU		
DKA6600	◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto	◆



6300



6500

6520



6550

6510



6551

6552



6553

6554




Loopwheels Urban



6600

Código	Descrição	P.R.P. €
DKA6625	24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto	110,04 €
DKA6630	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	115,83 €
DKA6660	Maciço, com relevo, 24", preto (NC : 7230)	104,25 €
AROS MOTORES		
DKA6700	Com borracha aderente para rodas 24", 26" SUPERGRIPP, DIST. 30 ou 40 mm	115,83 €
DKA6710	Aço 24", 26", dist. 30 mm.	92,67 €
DKA6720	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	288,42 €
DKA6740	24" / 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DKA6750	24" / 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DKA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	347,48 €
DKA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	376,44 €
DKA6780	Alum ligh cinza, 24", 25", 26" dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	○
DKA6790	Alum ligh PRETO, 24", 25", 26" DIST. 30 mm	◆
PROTECTORES DE RAIOS		
DKA6900	24", 26" transparente	173,75 €
DKA6910	24", 26" preto	173,75 €
KIT DE FIXAÇÃO ALBER		
DKA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui par de rodas anti-volteio Alber, com função de elevação) (NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	666,02 €
UNIQUE - Kits de Anodização		
UKA6960	Kit 1: Forquetas	204,00 €
UKA6961	Kit 2: Forquetas, suporte do encosto e suporte do travão	418,20 €
UKA6962	Kit 3: Forquetas, suporte do encosto, suporte do travão, suporte da roda traseira, hardware de fixação do suporte de gêmeos, extensão da roda traseira e tubo de apoio de pés	598,74 €
UNIQUE - Cores Premium para Kit Anodização (não aplicável na barra do encosto)		
UKA6963	Vermelho	○
UKA6964	Violeta	○
UKA6965	Cobre	○
UKA6966	Verde	○
UKA6967	Laranja	○
UKA6968	Dourado	○
UKA6969	Champanhe	○
UKA6970	Rosa	○
UKA6971	Azul	○
UKA6972	Acabamento em alumínio polido e espelhado	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
TRAVÕES		
DKA7210	◆ Travões Standard de empurrar, alavanca dobrada	◆
DKA7230	Travão performance (NC : 7300)	69,49 €
DKA7250	Travões ativos ultra-leves (NC : 7300)	150,58 €
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO		
DKA7300	Para alavanca de travão standard	57,92 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
RODAS ANTI-VOLTEIO		
DKA7500	Roda anti-volteio direita	110,04 €
DKA7510	Roda anti-volteio esquerda	110,04 €
DKA7520	Roda anti-volteio, par (NC : 8300)	214,28 €
KIT DE TRANSPORTE		
DKA7600	Kit de transporte (inclui etiquetas)	110,04 €
CINTO PÉLVICO		
DKA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	150,58 €



7810 / 7820 / 7830

Código	Descrição	P.R.P. €
DKA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
DKA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
REFLETORES		
DKA7900	Refletores montados nos raios da cadeira	28,96 €
DKA7910	Refletores s/ montar	23,16 €
ACESSÓRIOS		
PROTECTOR DE CHASSIS		
DKA8010	Protecção chassis dianteiro	57,92 €
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DKA8100	Ponteira, Montagem à direita	115,83 €
DKA8110	Ponteira, Montagem à esquerda	115,83 €
DKA8120	Ponteira, Montagem em ambos os lados	220,08 €
SUPORTE CANADIANAS Max. 2 opções por lado (opções = rodas anti-volteio, suporte de canadianas, rodas de trânsito)		
DKA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	115,83 €
DKA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	115,83 €
RODAS DE TRÂNSITO		
DKA8300	Rodas de trânsito de 3"	208,49 €
OUTRAS OPÇÕES		
DKA8550	Kit de ferramentas	13,24 €
DKA8600	Kit de ajuste da altura traseira	57,92 €
DKA8650	Bolsa para as rodas traseiras	115,83 €
DKA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	521,23 €
DKA8800	Faixa de Suporte gêmeos - BODYPOINT com fixação em velcro de alta resistência	86,87 €
DKA8850	Bolsa transporte BODYPOINT com clip fixação na lona de assento	98,45 €



8200/8210



8100



8300



8600



8800



8680



8850

Tabela 1 – Possibilidade de protetor de roupa em relação a RSTF, tamanho e Posição da Roda traseira

Protetor de Roupa (Composite ou Carbono, com ou sem rebordo)															
	Roda traseira 24"					Roda traseira 25"					Roda traseira 26"				
Posição	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RSTF380															
RSTF390															
RSTF400															
RSTF410															
RSTF420															
RSTF430															
RSTF440															
RSTF450															
RSTF460															
RSTF470															
RSTF480															
RSTF490															
RSTF500															

Tabela 2 – Possibilidade de Roda dianteira em relação a tipo de Chassis e tamanho de roda traseira

Tipo de Chassis	Roda traseira 24"			Roda traseira 25"			Roda traseira 26"		
	Roda dianteira			Roda dianteira			Roda dianteira		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Tabela de Ajuda 5 – Indicação de Largura de Encosto Matrx perante Largura de Assento

	OPÇÕES DE LARGURA DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
LARGURA DE ASSENTO (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	OPÇÕES DE LARGURA DE ENCOSTO MATRX MX2						
LARGURA DE ASSENTO (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Tabela de Ajuda 6 - Tipos de Punho em função da altura e do Encosto Matrx escolhido

[illegible]

Opção DKA2430 (PUNHOS C/ALTURA REGULÁVEL) é incompatível com Encostos Matrix

Opção DRA2430 (1)	Disponível
Opção DRA2430 (2)	Não Compatível

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.