

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®


P.R.P.

Válido a partir de Junho 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³_{NG} Light CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas leves dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos curtos no encosto com altura 35cm com ajuste até 40cm, tela de assento profundidade de assento 40cm em nylon com tiras aderentes macho/fêmea, encosto almofadado bi-material preto e cinza com apoio lombar (inclui bolsa traseira), protetores de roupa com rebordo destacáveis; apoios de pernas individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, rodas traseiras pneumáticas anti-furo 24x1" Marathon Plus com jante enraçada preta ultra leve com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade, rodas dianteiras de 6" pneu preto maciço.
 Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CES0000	<input checked="" type="checkbox"/> Action³_{NG} Light	€ 675,00
ESPECIAL		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
CESSPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CES0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo-base Action³_{NG}	<input checked="" type="checkbox"/>
ALBER		
CEB0070	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio Tempo de entrega adicional +5dias (NC : 0300, 1062, 1064, 1066, 1073, 1082, 1150, 1170, 1185, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	€ 450,00
PROPULSÃO		
CES0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão	<input checked="" type="checkbox"/>
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CES0180	Largura assento 38 cm	<input type="checkbox"/>
CES0190	Largura assento 40,5 cm	<input type="checkbox"/>
CES0200	<input checked="" type="checkbox"/> Largura assento 43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0210	Largura assento 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
CES0220	Largura assento 48 cm	<input type="checkbox"/>
CES0230	Largura assento 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CES0240	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0250	Profundidade assento 45 cm	<input type="checkbox"/>
CES0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) (NC : 0320, 0330, 0350)	€ 50,00
ALTURA DO ASSENTO		
CES0270	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 0511, 0561, 1054)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0280	Altura assento 46 cm	<input type="checkbox"/>
CES0290	Altura assento 43,5 cm (NC : 1062)	<input type="checkbox"/>
CES0300	Altura assento 41 cm (NC: 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CES0320	Sem estofo de assento	<input type="checkbox"/>
CES0330	Sem tiras aderentes macho/ fêmea	<input type="checkbox"/>
CES0340	<input checked="" type="checkbox"/> Com tiras aderentes macho/ fêmea	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0350	Estofado almofadado em nylon	<input type="checkbox"/>

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		
CES0410	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	punhos fixos (NC: 0477, 0945) ○
CES0420	Fixo a 7° 51 cm altura	punhos fixos (NC: 0477) ○
CES0428	◆ Ativo fixo a 7° 35cm altura ajust até 40cm	punhos fixos e curtos (NC: 0477, 0481, 0940, 1451) ◆
CES0431	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos curtos fixos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0738, 0940, 1280, 1451) € 100,00
CES0432	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos longos fixos	(NC: 465, 0747, 0475, 0479, 0481, 0738) € 100,00
CES0455	Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	43 cm altura com punhos fixos (NC: 0477, 0945) ○
CES0460	Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	51 cm altura com punhos fixos (NC: 0477, 0481,0945) ○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
CES0465	Sem estofo	○
CES0475	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CES0474	◆ Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CES0477	Almofadado, reg em tensão (3+1 faixas) inclui bolsa de encosto	○
CES0479	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)	(NC: 0940, 0945) ○
CES0481	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador)	(NC: 0940, 0945) ○
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO		
CES0510	◆ Apoio de perna a 80° giratório	◆
CES0511	Apoio de perna a 90° giratório cor preta apenas	(NC: 0600, 1035, 1050, 1056) ○
APOIO DE PERNAS ESQUERDO		
CES0560	◆ Apoio de perna a 80° giratório	◆
CES0561	Apoio de perna a 90° giratório cor preta apenas	(NC: 0620, 1035, 1050, 1056) ○
APOIO PÉS DIREITO		
CES0600	◆ Patim rebatível direito	inclui calcanheiras ◆
CES0610	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras 40,00
APOIO PÉS ESQUERDO		
CES0620	◆ Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras ◆
CES0630	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras 40,00
APOIO DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (EM PRETO) (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)		
CES0640	Destacável direito (N°1) - secretária	altura regulável 20-28 cm (NC: 0838, 0839) ○
CES0650	Destacável direito (N°1) - braço longo	altura regulável 20-28 cm (NC: 0838, 0839) ○
CES0660	Rebatível e destacavel (N°2) - secretária	altura 24 cm (NC: 0740, 0750,0838, 0839) ○
CES0738	◆ Protetor de roupa com rebordo destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm) (NC: 0740, 0750, 0839, 1064, 1066, 1200) ◆
CES0739	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável	(NC: 0740, 0750, 0838, 1064, 1066, 1200, 1345, 1430) € 85,00
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (EM PRETO)		
CES0740	Destacável esquerdo (N°1) - secretária	altura regulável 20-23-26-28 cm ○
CES0750	Destacável esquerdo (N°1) - braço longo	altura regulável 20-23-26-28 cm ○
CES0760	Rebatível e destacavel (N°2) - secretária	altura 24 cm (NC: 0740, 0750,0838, 0839) ○
CES0838	◆ Protetor de roupa com rebordo destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm) (NC: 1064, 1066) ◆
CES0839	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável	(NC: 1200, 1345, 1365, 1430) € 85,00
OPÇÕES DE ASSENTO		
CES0840	◆ Sem opções de assento	(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945) ◆
CES0940	Esticador	(NC: 0945) € 50,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
CES0945	Esticador dobrável	(NC: 1451)	€ 80,00
CORES			
CES0961	◆ Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)		◆
CES0964	Branco Pérola		○
CES0965	Verde elétrico		○
CES0966	Preto mate		○
CES0967	Azul pop		○
CES0968	Púrpura		○
CES0969	Vermelho mate		○
CES0980	Antracite		○
SUPORTE DA FORQUETA			
CES0996	◆ Leve		◆
RODAS DIANTEIRAS			
CES1035	6" X 1.1/4" semi-duras Pretas		○
CES1050	◆ 6" X 1.1/4" pneu preto maciço		◆
CES1054	5" X 1" maciças Pretas	(NC : 1062)	○
CES1056	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas	(NC : 1062)	○
RODAS TRASEIRAS			
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS			
CES1064	20"	(NC : 1071, 1073, 1076, 1088, 1092, 1170, 1260)	€ 100,00
CES1066	22"	(NC: 1092, 1260)	○
CES1068	◆ 24"	(NC : 1261)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA			
CES1072	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092) € 100,00
CES1073	Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092, 1270, 1272, 1275) € 220,00
CES1076	◆ Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraçada	(NC : 1170, 1230, 1260, 1261) ◆
TIPO DE PNEU			
CES1082	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)		○
CES1084	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		○
CES1088	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)		○
CES1092	◆ Pneumático Scwalbe Marathon Plus Evo 25 Mm (1)		◆
TIPO ARO-MOTOR			
CES1140	◆ Aro-motor em alumínio pré-anodizado		◆
CES1150	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta		€ 50,00
TIPO DE EIXO TRASEIRO			
CES1170	Eixo fixo	(NC: 1185, 1365)	○
CES1180	◆ Eixo de extração rápida		◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO			
CES1185	Posição ativa	eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	○
CES1190	◆ Posição standard	eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆
CES1200	Posição passiva	eixo 25mm atrás do tubo de encosto	○
BOMBA DE AR			
CES1220	Sem bomba de ar		○
CES1230	Bomba de ar e suporte		○
CES1235	◆ Bomba de ar alta pressão		◆
OPÇÕES DE CHASSIS			
CES1240	Sem opções de chassis	(NC : 1260, 1261)	◆
CES1260	Par protetores de raios 24" (preto)	(NC: 1261)	€ 100,00
CES1261	Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)		€ 100,00
TIPO DE TRAVÕES			
CES1270	◆ Travão standard de empurrar		◆
CES1280	Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher Rodas com travão de tambor)		○
OPÇÕES DE SEGURANÇA			

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CES1340	◆ Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,1365, 1370, 1375, 1390)	◆
CES1345	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC: 1360, 1363, 1364)	€ 45,00
CES1360	Cinto pélvico (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	€ 20,00
CES1361	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M (NC: 1362, 1363, 1364)	€ 125,00
CES1362	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam L (NC: 1363, 1364)	€ 125,00
CES1363	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho M (NC: 1364)	€ 150,00
CES1364	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho L	€ 150,00
	Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT	
CES1365	Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras	€ 40,00
CES1370	Par rodas anti-volteio (NC: 1375, 1440, 1441)	€ 50,00
CES1375	Par rodas anti-volteio com ponteiras (NC : 1440, 1441)	€ 75,00
CES1390	Extensão da alavanca do travão	€ 25,00

OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE


CES1420	Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CES1430	Suporte de bengalas / canadianas	€ 25,00
CES1440	Ponteira traseira direita	€ 20,00
CES1441	Ponteira traseira esquerda	€ 20,00
CES1451	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	€ 40,00

PREÇO TOTAL

0640



0660



0739+0839



0738/0838