

NOVIDADE!

Manípulo de condução em forma de cogumelo

O novo manípulo de condução em forma de cogumelo reúne as melhores características de vários modelos anteriores Bodypoint e leva-os ao próximo nível. O seu contorno adapta-se na perfeição à forma da palma da mão, as ranhuras superiores e laterais e a ajustabilidade em altura fazem com que seja ultra-versátil para ir ao encontro das várias necessidades dos utilizadores.

Ranhuras superiores e laterais proporcionam maior aderência e controlo para utilizadores com função manual limitada.

Altura perfeita para agarrar o manípulo, se pretender mais curto no caso de ter a palma da mão pequena, ou controlar a cadeira com a ponta dos dedos ver instruções de corte abaixo.

A borracha em poliuretano é resistente e segura (não-citotóxica), facilita a preensão e a limpeza pode ser feita manualmente ou colocar na máquina de lavar loiça.

O topo arredondado e texturado é confortável e seguro para utilizadores que fazem a preensão na parte superior do manípulo.

Para utilizadores que fazem preensão na lateral do manípulo, existem ranhuras e a textura da borracha garante o máximo conforto.

A borracha flexível amortece a vibração e força aplicada na preensão do manípulo e reduz o risco de danos na eletrónica do comando.




Peças

PC110A Para comandos com pino 4.8mm (3/16")

PC110B Para comandos com pino 6,4mm (1/4")

Corte facilmente à altura desejada com a ajuda de um x-ato



60 mm
(2-3/8")

28 mm
(1-1/8")



Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
marketing.pt@invacare.com

© 2018 Bodypoint. All Rights Reserved. BMM308 2018.1

