

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Encosto MX2



Desenvolvido em fibra de carbono  
para uma estabilidade única e uma  
performance extraordinária

**INVACARE**  
Yes, you can.<sup>®</sup>

Desenvolvido para utilizadores ativos, o **MX2** é um encosto ultra-leve com um aspeto e design atrativos. O **MX2** é uma peça adicional com muito estilo e leveza para qualquer cadeira de rodas manual leve, e oferece suporte excepcional à parte inferior do tronco e pélvis. Adiciona conforto e estabilidade para funcionalidade otimizada - quer seja para se auto-propulsionar ou para o ajudar nas atividades da vida diária.

Com o **MX2**, tem tudo o que necessita - estética, suporte, conforto e funcionalidade.



### Estrutura leve em fibra de carbono

O **MX2** foi especialmente desenvolvido com várias camadas de fibra de carbono para otimizar a tensão e a absorção do choque. Isto significa que o encosto tem flexibilidade para se adaptar aos movimentos do utilizador, enquanto o ajuda a manter-se na posição correta. Isto é precisamente o que um utilizador ativo necessita - liberdade de movimento combinada com estabilidade. Também vai ter um papel importante no amortecimento, especialmente quando combinado com o hardware de fixação em carbono, que permite que os utilizadores conduzam a cadeira de forma mais confortável.

### A forma perfeita

O MX2 oferece 76mm de profundidade de contorno anatómico para uma estabilidade lateral e imersão do tronco melhorados. Os recortes inferiores para as ancas permitem uma liberdade de movimentos melhorada; ideal quando se inclina lateralmente para alívio de pressão ou quando tenta alcançar objetos. O recorte superior permite liberdade de movimentos da cintura escapular sem comprometer o suporte e permitindo que o utilizador se auto-propulsione de forma eficiente, mesmo com um encosto mais alto.



## Características e opções

### Estrutura do encosto

- Disponível em quatro alturas e cinco larguras para permitir que encontre o tamanho ideal
- Os recortes para respiração ajudam a manter a circulação do ar
- Desenho inteligente para permitir ajustes mesmo quando o utilizador está na cadeira
- Capa Spacetex respirável - encostos com 230mm ou mais altos integram painéis laterais em napa
- Espuma mais larga que o tamanho da estrutura para melhor conforto e proteção e prevenir pontos de pressão



### Hardware de fácil fixação

O **MX2** está disponível com dois tipos de hardware - fixo ou extração rápida - ambos permitem ajustes 3D em:

- Altura
- Profundidade (76 mm com hardware fixo; 108 mm com hardware de extração rápida) e Ângulo (+/- 15° em vários passos)
- Rotação

O hardware do encosto é também ajustável em largura, para permitir que o encosto se adapte a cadeiras que são até 25mm mais estreitas ou largas do que a largura atual do encosto - característica ideal para utilizadores com tronco largo e anca estreita, ou tronco estreito e anca larga.

Todas estas possibilidades de ajuste asseguram uma adaptação e posicionamento precisos em cada cadeira de rodas rígida ou de encartar, com um diâmetro do tubo do encosto de 19mm, 22mm e 25mm.



### Montagem fixa

Construída com uma placa de fibra de carbono para reduzir o peso total.

### Extração rápida

Fácil de remover para transporte.

## Características e opções

### Capa de privacidade

Capa de privacidade opcional que cobre a abertura entre o assento e o encosto.



### Almofada de posicionamento

Uma almofada lombar é incluída como standard, para proporcionar suporte na parte inferior do tronco a utilizadores que necessitam de conforto adicional.

### MX2 Suportes de tronco profundos

Oferece maior suporte e estabilidade - montado no encosto MatrX Profundo aumenta em 85 mm o apoio lateral. Dimensões almofada: 140 mm altura x 760 mm largura.

## Dados técnicos

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor contacte o site da Invacare em [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt).

|           | Largura                    | Altura                | Ajuste do ângulo | Ajuste da profundidade                    | Peso total do produto                                     | Temp. lavagem da capa | Peso máx. utilizador | Garantia |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------|
| Matrx MX2 | 355, 380, 405, 430, 455 mm | 150, 230, 310, 410 mm | +/- 15°          | 76 mm <sup>1</sup><br>108 mm <sup>2</sup> | começa a partir das 770 gr (com o hardware fixo incluído) | 60°                   | 113 kg               | 2 anos   |

1. Com hardware fixo
2. Com hardware de extração rápida C

## Cor

Tecido Mesh  
Tex

