

Classic Visco



Simplicidade, Conforto e Eficácia



Duas densidades para melhor adaptação

A **Classic Visco** é uma almofada plana inteiramente composta de espuma viscoelástica com densidade de 85 kg/m³. Com uma altura de 75 mm, esta almofada pode ser usada em ambos os lados. A **Classic Visco** foi desenvolvida para garantir conforto e melhorar a estabilidade, sendo muito prática de aplicar e fácil de usar.

- **Espuma 100% viscoelástica**
- **Almofada plana, reversível para cima / baixo**
- **Capa permeável aos vapores, bi-elástica, impermeável e com pega incorporada. (São fornecidas 2 capas)**
- **Disponível em 4 tamanhos**

A **Classic Visco** promove conforto e suporte e adapta-se a diferentes utilizadores. Está disponível em 2 tipos de densidade: firme para utilizadores até 50kg e extra-firme para utilizadores até 100kg.

Capa simples e funcional

A capa é bi-elástica e permeável aos vapores o que permite uma boa regulação da temperatura. É impermeável para evitar a penetração de líquidos e proteger a espuma. Possui uma pega discreta e funcional.

A almofada é fornecida com uma capa **extra** para que os utilizadores continuem a usar a almofada com todas as características enquanto a outra capa é lavada.

Características



Capa bi-elástica, impermeável e repelente à água.

Lavável a 90°



Pega

Localizada num dos cantos, é discreta e facilmente acessível.



2 firmezas de espuma, 4 tamanhos

Espuma firme ou muito firme dependendo do tamanho escolhido

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Dimensões ¹	Altura	Peso total	Peso máximo do utilizador	Capa lavável à máquina
Classic Visco	375 x 400 mm 405 x 400 mm 430 x 430 mm 455 x 400 mm	75 mm	A partir de 0.950 kg	50 kg 100 kg 100 kg 100 kg	a 90°

1. A almofada pode ser utilizada nos dois sentidos

Cor da capa

Capa preta, bi-elástica, impermeável e repelente à água.



Códigos

1627253	Classic Visco 375 x 400 mm (Firme)
1627254	Classic Visco 405 x 400 mm Muito firme
1627255	Classic Visco 430 x 430 mm Muito firme
1627256	Classic Visco 455 x 400 mm Muito firme