

Comando Paragem de Emergência (ASL504)

O Comando Paragem de Emergência destina-se a ser utilizado por um acompanhante ou cuidador de um novo utilizador de cadeira de rodas elétrica ou ainda sem treino. Permite que o cuidador ou acompanhante pare a cadeira, evitando potenciais colisões ou acidentes.

Muitas pessoas não se sentam numa cadeira de rodas elétrica e conduzem logo; é preciso tempo para desenvolver as capacidades de que necessitam. É importante que os utilizadores sejam autorizados a explorar a cadeira de rodas elétrica de forma segura e experienciar a sensação de que quando pressionam o switch ou movem o joystick estão a mover a cadeira. Eles também precisam de aprender os limites da cadeira de rodas e aprender a evitar bater contra objetos. A linha do tempo de aprendizagem pode prolongar-se um pouco mais com os comandos especiais.



O comando de paragem de emergência é um dispositivo sem fios que permite que a cadeira de rodas elétrica seja parada num raio de 6 metros através de um switch. Também permite que a cadeira comece a andar novamente. Esta característica é útil quando é necessária intervenção durante a programação dos parâmetros da cadeira.

Para mais informações sobre cadeiras de rodas elétricas contacte-nos para marketing.pt@invacare.com

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio - Portuga
Tlf.: 225 105 946
Fax: 225 105 739
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Trusted Solutions,
Passionate People

