

AQUATEC®

Pico



Família Pico - Soluções  
modulares para o duche



## Aquatec **Pico**



### Aquatec **Pico**

- 3 modelos disponíveis
- Base de assento anti-derrapante.
- O encosto pode ser montado à frente ou atrás
- Apoios de pernas reguláveis em altura
- Ponteiros com bases redondas em borracha, anti derrapantes.
- Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador : 160 kg.



### Aquatec **Pico 4 em 1 - Cadeira de duche com dispositivo sanitário**

- Multifuncional, sólida e regulável em altura
- Versátil : cadeira de duche, quadro e elevador de sanita e cadeira sanitária
- Funcional e modular. Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Totalmente anti corrosiva.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador 160 kg

## Características



Banco de duche **Pico**



Banco de duche **Pico** com apoios de braços



Cadeira de duche **Pico** com os apoios de braços desmontados



Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** com o encosto e 1 dos apoios de braço desmontados.



Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** - A aparadeira é facilmente amovível (por trás, pela frente e lateralmente)




Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** com o encosto desmontado.

## Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Referência	Aquatec <b>Pico</b>	Aquatec <b>Pico - 3 em 1</b>
Banco de duche	<b>9.20.001</b>	
Banco de duche com apoios de braços	<b>9.21.001</b>	
Cadeira de duche completa	<b>9.22.001</b>	<b>1525887</b>
Encosto (Peças)	<b>16469</b>	
Apoios de braços (par) (Peças)	<b>16468</b>	
Dimensões		
Largura de assento	430 mm (A)	430 mm (A)
Profundidade de assento	420 mm (B)	420 mm (B)
Altura do assento / chão (sem aparadeira)	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Largura total	575 mm (D)	575 mm (D)
Profundidade total	520 mm (E)	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altura dos apoios de braços	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços	430 mm (H)	430 mm (H)
Distância entre regulações	25 mm	25 mm
Largura recorte/ orifício sanitário	180 mm	215 mm
Profundidade recorte/orifício sanitário	145 mm	250 mm
Informação adicional		
Peso do banco de duche	3,2 kg	3,2 kg
Peso do banco de duche com apoios de braços	4,1 kg	4,1 kg
Peso da cadeira de duche só com encosto	4,8 kg	4,8 kg
Peso da cadeira de duche completa	4,8 kg	4,8 kg
Peso máximo de utilizador	160 kg	160 kg
Côr	Branco	Branco




# Cadeiras de banho fixas e de encartar

## Invacare **H296 Cadiz 1637296**



- Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2,6 kg
- Regulável em altura sem ferramentas de 405 a 505 mm - 5 posições
- Assento ergonómico perfurado para facilitar o escoamento da água
- Segurança e estabilidade aumentadas graças à estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiros de borracha ligeiramente inclinadas para se adaptarem da melhor forma a todo tipo de solos, mesmo os irregulares.
- Peso máximo utilizador: 143 kg
- Fácil de limpar
- Pernas desmontáveis na parte superior para reduzir o volume e facilitar transporte

## Aquatec **Sorrento 1532633/1532730**



### Cadeira de duche anti corrosiva

- Assento extra confortável e tela de encosto flexível e regulável em tensão
- Pernas reguláveis em altura
- Apoios de braços destacáveis para facilitar as transferências
- Disponível com ou sem recorte

**AQUATEC®**

## Invacare **I-Fit 9781E**



Ergonómica e prática, esta cadeira de duche proporciona grandes possibilidades de regulação, graças ao seu sistema de ajuste através de parafusos, o que permite ao assento atingir uma altura de 380 mm a 550 mm.

- Pés largos para permitir um grande estabilidade
- Assento largo e profundo
- Pés reguláveis em rotação
- Montagem sem ferramentas
- Encosto removível



## Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	H296	Sorrento	9781E
Peso (kg)	2,6	5,5	4,5
Peso max do utilizador (kg)	143	135	180
Garantia (anos)	2	2	2