

Guia de escolha de andarilhos

	<i>Invacare Actio 2</i>	<i>Invacare Delta</i>	<i>Invacare Banjo</i>	<i>Dolomite Gloss</i>	<i>Dolomite Jazz II</i>
					
Travões		cabos	cabos	cabos	cabos não visíveis
Travões de parque	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Assento	Rebatível e Almofadado	Não	Rebatível e rígido	Tripartido e rígido	Rígido, almofadado e dobrável
Tira de encosto	Não	Não	Não	Opcional	Opcional
Cesto	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro	Não	Sim	Sim	Opcional	Não
Dobrável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mantem-se na posição vertical dobrado	 Não	Sim	Não	Sim	Sim
Largura total	 550 mm	670 mm	600 mm	de 518 a 602 mm	595 mm
Profundidade total	 630 mm	600 mm	690 mm	de 615 a 720 mm	690 mm
Altura total	 de 740 a 1000 mm	de 810 a 940 mm	de 710 a 980 mm	635 -770 mm 725 -860 mm 795 -320 mm	750-1000 mm versão 610 650-800mm versão 510
Altura assento/ chão	 550 mm	Não tem assento	610 mm	450 mm 520 mm 600 mm	610 mm versão 610 510 mm versão 510
Largura entre rodas	 380 mm	460 mm	440 mm	de 423 a 509 mm	510 mm
Largura entre punhos	 410 mm	450 mm	410 mm	de 370 a 445 mm	450 mm
Diâmetro das rodas	 110 mm	190 mm	190 mm	200 mm	200 mm
Largura total encartado	 120 mm	600 mm	260 mm	190 mm	largura 215 mm
Peso	 5 kg	6 kg	9 kg	de 5.9 a 6.5 kg	7.8 kg versão 610 7.5 kg versão 510
Peso max. utilizador	 130 kg	135 kg	130 kg	160 kg	150 kg

Cor do chassis

Actio/2:
RAL 9006



Delta:
Bordeaux



Banjo: Cinza



Jazz II:
cinza antracite



Gloss:
Cinzento

