

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD*

Na Kuschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar e o poder está em si. A Kuschall Champion oferece-lhe uma solução superior. Sem limites para as suas aventuras e com o máximo de performance. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL CHAMPION

A Kuschall Champion é a única cadeira de rodas que oferece a experiência de condução de uma estrutura rígida, com a conveniência de um produto encartável. É a melhor combinação de design moderno com desempenho híbrido comprovado. A opção SK (Chassis frontal rebatível) tornará a sua Kuschall Champion super compacta, do tamanho de uma mochila. A companheira de viagem perfeita para as suas aventuras.

HIDROFORMADA

Força, leveza e rigidez. O chassis dianteiro hidroformado da Kuschall Champion aprimora a sua performance de condução, aumentando a rigidez e permitindo transferências sem esforço graças à sua forma ergonómica.

CHASSIS DIANTEIRO HIDROFORMADO

- Performance de condução otimizada devido à maior rigidez na área dos joelhos.

TRAVÃO ATIVO ULTRALEVE

- Design minimalista, precisão até nos mais pequenos detalhes.

SUPER COMPACTA

- A opção SK (chassis frontal rebatível) permite à Champion ficar ainda mais compacta do tamanho de uma mochila



Küschall®

CHAMPION

AROS MOTOR CARBOLIFE

- O perfil inovador do aro motor permite melhor controle, com menos esforço e mais estabilidade na preensão.

MECANISMO HÍBRIDO DE ENCARTE

- Encarte a cadeira e o encosto, sem esforço, num só movimento. Máxima estabilidade da cruzeta com abertura/fecho horizontal

UNIDADE DE ENCARTE ÚNICA

- Permite adaptar o centro de gravidade e a altura do assento de acordo com os requisitos do utilizador.

MANTENHA-SE NO CAMINHO CERTO

- Ajuste Intuitivo do suporte da forqueta, excelente para manter a direção estável.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ÚNICA

Com um exclusivo sistema de encarte por cruzeta horizontal, a Champion tem a capacidade de facilmente se adaptar e configurar de acordo com os requisitos do utilizador. O centro de gravidade pode ser ajustado em 9 posições diferentes e altura traseira do assento tem diferentes possibilidades de ajuste, conforme a montagem do adaptador do eixo, ajustando-se a múltiplas configurações.



HÍBRIDA

O mecanismo de encarte é a razão pela qual a Champion tem uma performance de condução superior vs outras cadeiras de rodas encartáveis. Projetada de forma perfeita, o resultado é uma cadeira de rodas híbrida: encartável, mas com a resistência e estabilidade de um chassis rígido.

SUPER COMPACTA

De fácil transporte graças ao sistema de encarte de chassis único, tornando-se ainda mais compacta e com dimensões reduzidas com o exclusivo mecanismo SK - chassis frontal rebatível exclusivo. Ideal para viagens diárias e transporte na bagageira do carro ou na cabine do avião.



CHASSIS FRONTAL HIDRO- FORMADO

O novo design do chassis dianteiro hidroformado está dotado de maior ergonomia, conferindo aos utilizadores maior conforto e menor esforço ao reposicionarem-se na cadeira e durante o processo de transferências.

PERSONALIZAÇÃO

1 ESCOLHA A COR DO CHASSIS



Branco



Cinzeno Antracite



Preto Espacial



Azul



Vermelho Carmim

2 ESCOLHA O ESTILO



Tag



Bold

3 Escolha o acabamento do decalque



Preto



Vermelho



Cinza Claro



Dourado



Vermelho



Azul



Cinza Escuro



Preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DO ASSENTO

360 - 480 mm
em incrementos
de 20 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO

340 - 480 mm
em incrementos
de 20 mm



MEDIDA JOELHO - CALCANHAR

320 - 500 mm
Ajustável por incrementos



ALTURA DO ENCOSTO

300 - 465 mm
em incrementos
de 15 mm



ÂNGULO DO ENCOSTO

76° / 80.5° / 85° /
89.5° / 94°



ALTURA DO ASSENTO

Dianteira : 450 - 540 mm
Traseira: 390 - 480 mm



ÂNGULO DO CHASSIS

75° / 90°
Standard ou Tapered



CENTRO DE GRAVIDADE

9 posições



ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS

0° / 1° / 3°



COMPRIMENTO TOTAL

75°: aprox. 930 mm
90°: aprox. 850 mm



LARGURA TOTAL

Largura de assento (SW)
+ 160 - 240 mm



LARGURA TOTAL ENCARTADA

Aprox. 280 - 340 mm



PESO TOTAL

Aprox. 9,2 kg



PESO PARA TRANSPORTE

Aprox. 6,7 kg



PESO MÁX. DO UTILIZADOR

120 kg



Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.

K

UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor, leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla.

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e Champion são marcas comerciais da Invacare International GmbH.

Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação esteja totalmente atualizado no momento da impressão. Como parte da melhoria contínua dos seus produtos, a Invacare International GmbH reserva-se ao direito de modificar os modelos existentes a qualquer momento. © juli 2023, Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. PT