

Manípulos de joystick *Bodypoint®*



 Bodypoint®

Personalize o seu joystick com os manípulos Bodypoint®

Os manípulos de joystick **Bodypoint®** são compatíveis com os comandos **LiNX**, **ACS2** e **alber® e-fix E35 / E36**, graças ao encaixe de 4,5 mm.



Manípulo de joystick em U

Disponível em dois tamanhos. O seu formato impede que a mão escorregue e oferece aderência e conforto. Os suportes laterais são termomoldáveis com água quente.




Manípulo de joystick em formato de cogumelo

Permite uma boa preensão graças à sua superfície texturizada e ergonómica. Os rasgos permitem que o manípulo seja facilmente cortado de acordo com o tamanho desejado.



Manípulo de joystick borracha em formato de cúpula - arco palmar

Útil para utilizadores com limitação na motricidade da mão.



Todos estes manípulos de joystick **Bodypoint®** estão disponíveis como opção nas cadeiras de rodas elétricas com eletrónica **LiNX**

Referências

Código	Descrição
PC101A	Manípulo de joystick em U largura 3"
PC102A	Manípulo de joystick em U largura 4"
PC107A	Manípulo de joystick borracha em formato de cúpula - arco palmar
PC110A	Manípulo de joystick em formato de cogumelo

Tlf.: 225 105 946
Fax: 225 105 739
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

