

AQUATEC®

# Ocean Ergo

acessórios e ajustes



**Adaptações simples que fazem a diferença**

Ajustável, ergonómica e versátil



**Yes, you can.®**

## Ajustes e Acessórios

Todas as cadeiras de banho Ocean Ergo oferecem soluções avançadas. Cada cadeira é concebida para fornecer altos níveis de ajuste e configurabilidade de série. No entanto, para maior personalização, a mais recente gama de acessórios oferece soluções para conforto, apoio e segurança extras.



### Apoios de Pés

- > Ajustáveis em ângulo, rebatíveis e anti-deslizantes. Inclui calcanheiras.
- > Sem ferramentas

### Apoios de Pernas

- > Reguláveis em altura, giratórios e destacáveis
- > Sem ferramentas

### Apoios de Braço 2.0

- > Ergonômicos, rebatíveis e reguláveis em altura.

### Altura assento / chão

- > Altura assento / chão regulável 440-600 mm\* ou 475-600 mm\*\*

\*Nos modelos Ocean Ergo, Ergo XL e Ergo 24"

\*\*Nos modelos Ocean Ergo 24" XL e Ergo VIP

- > Sem ferramentas

# Acessórios

## Conforto



### Almofada de assento suave e ergonómica

Redesenhada para se ajustar ao contorno do assento, a sensação de maior suavidade dá aos utilizadores uma sensação de alívio. Fácil de aplicar e higienizar. Almofada com recorte pequeno também disponível



### Tampa para almofada de assento suave e ergonómica

Disponível para recorte grande ou pequeno. Pode ser utilizada com ou sem almofada ergonómica.



### Almofada de assento extra suave

Produzido a partir de espuma viscoelástica, oferece maior suavidade para utilizadores com risco de desenvolvimento de feridas. A espuma permite maior imersão promovendo a estabilidade da pélvis e o posicionamento.



### Assento multi-posições

O recorte pode ser orientado para 4 direções diferentes, melhorando o acesso para os cuidadores.



### Almofada de assento universal suave e ergonómica

Suave, sem recorte para quando a função de cadeira sanitária não é necessária.



### Encosto rígido

Confere um bom alinhamento postural. É mais fácil de higienizar e secar. Opção fornecida sem acréscimo de preço sob pedido.



### Almofadas de Apoio de Braço

Novo design que oferece maior apoio e conforto ao utilizador (NC com apoios de braço largos)



### Encosto XL

Aumenta a largura entre braços em 80mm. Serve para transformar uma Ocean Ergo standard para uma versão XL.



### Apoios de braços mais largos

Aumentam em 80 mm a distância entre braços



### Almofada de encosto confortável e impermeável

Incrementa estabilidade e conforto. Ideal para jovens utilizadores ou adultos mais delgados.



### Encosto em tela Conforto

Oferece maior conforto e é fácil de higienizar.

## Segurança



### Barra de segurança 2.0

Oferece segurança e tranquilidade ao utilizador e cuidador.



### Bloqueio para apoio de braço

Bloqueia o apoio de braço na posição vertical ou horizontal.



### Ponteira anti volteio dianteira e traseira

Para segurança adicional e estabilidade frontal e traseira.



### Bloqueio da basculação

Uma ajuda para utilizadores que são transferidos de e para a cadeira, garantindo que o assento fica sempre horizontal.

## Posicionamento



### Cintos de segurança

Para posicionamento seguro. São facilmente montáveis e ajustáveis. Laváveis à máquina.



### Apoio lateral de tronco

Confere posicionamento seguro. Regulável em largura e altura. Ideal para jovens utilizadores ou adultos mais delgados.



### Suporte ergonómico do apoio de cabeça 2.0

Oferece ajustes multidireccionais, para corrigir ou acomodar o posicionamento da cabeça/pescoço. Apoio de cabeça não incluído.



### Apoio de pescoço/cabeça

Oferece posicionamento otimizado da cabeça.

## Higiene



### Apoio de perna elevatório

Regulável em altura e em ângulo. Incorpora apoio de gêmeo almofadado.



### Apoio para membro amputado

Almofadado, regulável em altura e em profundidade. Pode ser utilizado no assento com ou sem almofadas ergonómicas com recorte grande ou pequeno. Sem patim.



### Protetor higiénico anti-salpicos

Adapta-se ao assento sem almofadas ou com almofadas de assento ergonómicas com recorte grande ou pequeno.



### Aparadeira

Com pega ergonómica para facilitar a utilização.

# Personalize cada um dos modelos da família **Ocean Ergo**

A família Ocean Ergo pode ser personalizada para responder a inúmeras necessidades. Fazendo ajustes simples ou adicionando acessórios fáceis de aplicar, cada um dos modelos Ocean fica mais versátil do que nunca.



## Ocean Ergo

Versão 4 rodízios (um rodízio direcional). Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.



## Ocean Ergo XL

Versão bariátrica, com largura entre braços aumentada, 4 rodízios (um rodízio direcional). Fornecida com encosto regulável em tensão. Com capacidade de peso até 180 kg.



## Ocean 24'' Ergo

Versão com rodas traseiras de auto propulsão (24"). Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.



## Ocean 24'' Ergo XL

Versão bariátrica, com largura entre braços aumentada, rodas traseiras de auto propulsão (24"). Fornecida com encosto regulável em tensão. Com capacidade de peso até 180 kg.



## Ocean VIP Ergo

Versão 4 rodízios (um rodízio direcional), com basculação da unidade de assento e apoio de cabeça. Fornecida com encosto regulável em tensão. Encosto rígido disponível como opção. Com capacidade de peso até 150 kg.

# Compatibilidades

✓ Compatível  
x Não compatível  
+ Incluído de série

A maioria dos acessórios são compatíveis com todas as cadeiras Aquatec Ocean Ergo.

	Product code	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo
Almofada de assento ergonómica recorte grande	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓
Tampa para recorte grande	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓
Almofada de assento ergonómica recorte pequeno	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓
Tampa para recorte pequeno	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓
Protetor higiénico anti-salpicos	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓
Almofada de assento universal ergonómica sem recorte	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓
Almofada de assento extra suave	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓
Assento multi-posições	1544469	✓	✓	✓	✓	✓
Barra de segurança 2.0	AP60123732	✓	✓	x	x	✓
Barra de Segurança 2.0 XL (apenas para apoios de braço 2.0)	AP60123771	x	x	✓	✓	x
Cintos de segurança para o tronco	1470081	✓	✓	✓	✓	✓
Cintos de segurança para a pélvis	1470082	✓	✓	✓	✓	✓
Encosto XL	AP1604015	✓	✓	+	+	x
Encosto rígido	1575299	✓*	✓*	x	x	✓*
Almofada de encosto confortável e impermeável	1558769	✓	✓	✓	✓	✓
Almofada de apoio de braço ( 1 unidade; apenas para apoios de braço 2.0)	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓
Apoios de braços mais largos	1470086	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueio dos apoios de braço 2.0 (para apoios de braço 2.0)	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓
Par de rodas 24"	16379	✓	+	✓	+	x
Apoio para membro amputado dtº	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓
Apoio para membro amputado esqº	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓
Apoio de perna elevatório dtº	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓
Apoio de perna elevatório esqº	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓
Apoio lateral de tronco	1535077	✓	✓	✓	✓	✓
Suporte ergonómico do apoio de cabeça 2.0	AP1531613	✓**	✓**	x	x	✓
Apoio de cabeça	1531465	✓	✓	✓	✓	✓
Apoio de pescoço	1531608	✓	✓	✓	✓	✓
Aparadeira	10230	✓	✓	✓	✓	✓
Suporte para aparadeira	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓
Ponteira anti volteio dianteira/traseira	AP1603992	x	x	x	x	✓
Ponteira anti volteio dianteira	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x
Encosto em tela Conforto Ocean Vip Ergo	AP1603606	x	x	x	x	✓
Encosto em tela Conforto Ocean Ergo	AP1604136	✓	✓	x	x	x
Encosto em tela Conforto Ocean Ergo XL	AP1604016	x	x	✓	✓	x
Função de bloqueio de basculação	AP60129156	x	x	x	x	✓

\* Opção sem acréscimo de preço

\*\*Suporte e apoio de cabeça apenas compatível com a troca do encosto da Ocean Ergo para o Encosto da Versão Ocean Ergo Vip (consultar Serviço Pós venda)

Tel.: 225 193 360  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®