



### Apoio de perna *Propad*

- Composto de espuma de densidade 40kg/m<sup>3</sup>
- Liberta os pontos de pressão ao nível do calcanhar aumentando a zona de apoio nos gêmeos.

Ref. : MLT/S, MLT/M,MLT/L



### Almofada universal *Flexipad*

- Disponível com ou sem fita de fixação
- Composto de espuma visco elástica de 55 kg/m<sup>3</sup> e de gel visco fluido de alta qualidade.
- Evita pressões em várias zonas sensíveis à escara

Ref. : FGP75/FGP75/S



### Apoio de calcanhares *Softform duplo ou simples*

- Compostos de espuma HR de densidade 40 kg/m<sup>3</sup> e de gel visco fluido
- Minimiza as zonas de pressão ao nível dos maléolos e dos calcanhares graças ao aumento dos pontos de apoio.
- Utilizados em conjunto com o apoio de perna em cunha **Softform Wedge** ou sós.

Ref. : HP50 / HP100



### Apoio de perna em cunha *Softform Wedge*

- Permite obter uma dobra dos joelhos em camas elétricas bipartidas.

Ref. : OSW100

## Dados técnicos Acessórios

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Comprimento	Largura	Peso total	Temperatura máxima de lavagem	Densidade Espuma
<i>MLT/S</i>	510 mm	260 mm	0.75 kg	71 °C	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>
<i>MLT/M</i>	610 mm	280 mm	0.75 kg	71 °C	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>
<i>MLT/L</i>	660 mm	300 mm	0.8 kg	71 °C	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>
<i>FGP75</i>	330 mm	220 mm	1 kg	71 °C	39 - 42 + 55 kg/m <sup>3</sup>
<i>FGP75/S</i>	330 mm	220 mm	1.02 kg	71 °C	39 - 42 + 55 kg/m <sup>3</sup>
<i>HP50</i>	480 mm	320 mm	1.44 kg	Toalhetes	32 - 34 kg/m <sup>3</sup>
<i>HP100</i>	480 mm	620 mm	3.58 kg	Toalhetes	32 - 34 kg/m <sup>3</sup>
<i>OSW100</i>	865 mm	570 mm	2.5 kg	Toalhetes	32 - 34 kg/m <sup>3</sup>